

Medtronic

Admiral™ Xtreme

0.035" OTW PTA Balloon Catheter

Now
available

5F up to 6 x 300 mm
balloons



Ordering information
Admiral™ Xtreme 0.035" OTW PTA Balloon Catheter

カタログ番号	シャフト有効長 (cm)	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	適合シース (F)	最大拡張圧 (atm)			
SBI040020080	80	4	20	5	18			
SBI040040080			40					
SBI050020080		5	20		5	17		
SBI050040080			40					
SBI050080080			80					
SBI060020080		6	20		5	17		
SBI060040080			40					
SBI060080080			80					
SBI070020080		7	20		5	16		
SBI070040080			40					
SBI070080080			80					
SBI080020080		8	20	6	14			
SBI080040080			40					
SBI080080080			80					
SBI090020080		9	20	6	14			
SBI090040080			40					
SBI090080080*			80					
SBI100020080		10	20	6	11			
SBI100040080			40					
SBI120020080		12	20	7	11			
SBI120040080	40							
SBI040040130	130	4	40	5	18			
SBI050040130		5	40		5	17		
SBI050080130			80			5	15	
SBI050150130			150				5	14
SBI050200130			200					
SBI050250130			250					
SBI050300130L		300						
SBI060040130		6	40		5	17		
SBI060080130			80			5	15	
SBI060150130			150				5	12
SBI060200130L			200					
SBI060250130L			250					
SBI060300130L		300						
SBI070040130		7	40	6	16			
SBI080040130		8	40		6	14		
SBI090040130		9	40					
SBI100040130		10	40	7		11		
SBI120040130*		12	40		7	11		

*弊社営業担当者に在庫状況をご確認の上、ご注文ください。

販売名：インバテックPTAバルーンカテーテル-3
医療機器承認番号：22100BZX00568000

Medtronic

日本メドトロニック株式会社
medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2021, 2023 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

PV-215_1
PNV0039