

EXTEND
WITH
EASE

Treat tighter
and more
distal lesions.



RapidCross™
0.014" Rapid Exchange PTA
Balloon Catheter

Medtronic
Further, Together

CROSS AND TREAT EVEN THE TIGHTEST LESIONS


210mm Long Tapered Balloon**

脛骨・足底動脈に適したテーパードバルーン
バルーン径1.5/2.0mmテーパードからラインアップ

**バルーン長210mmに限る

Low profile


高い通過性能



Dual middle marker bands*

バルーン中心部にダブルマーカ
ーを付帯し、正確な手技をサポート

*バルーン長150mmと210mmに限る



KINK-RESISTANT PUSHABILITY TO WITHSTAND TORTUOSITY

Maximum inner lumen


当社従来品 (製造販売元 日本メドトロニック株式会社)
と比較し、デフレーション時間を短縮

RapidCross balloon

ガイドワイヤのExitポートと
サポートワイヤがー列に並ぶことで
キンクのリスクを低減


ガイドワイヤ

サポートワイヤ



当社従来品


(製造販売元 日本メドトロニック株式会社)



Silicone Coating

コーティングで複雑病変通過時も
優れた潤滑性を維持

LONGER LENGTH FOR IMPROVED DISTAL ACCESS




シャフト長170cmは、より遠位である
BTK(Below The Knee)病変にも
到達可能

35 cmのガイドワイヤ
Exitポート

170 cm

Finally, an RX balloon engineered for BTK.



RapidCross™ は、末梢動脈専用開発された PTAバルーンカテーテルです。ロープロファイル、スムーズなRXガイドワイヤExitポート、170cmシャフト長といった特徴は、BTK (Below The Knee) の病変の治療を想定し、設計されています。

RapidCross™ 0.014" Rapid Exchange PTA Balloon Catheter

カタログ番号 シャフト有効長 90cm	カタログ番号 シャフト有効長 170cm	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	Nominal Pressure (気圧)	RBP (気圧)	適合シース サイズ (F)
A14BX020020090*	A14BX020020170	2.0	20	8	14	4
A14BX020040090*	A14BX020040170	2.0	40	8	14	4
A14BX020060090*	A14BX020060170*	2.0	60	8	14	4
A14BX020080090*	A14BX020080170*	2.0	80	8	14	4
A14BX020100090*	A14BX020100170	2.0	100	8	14	4
A14BX020120090*	A14BX020120170*	2.0	120	8	14	4
A14BX020150090*	A14BX020150170	2.0	150	8	14	4
A14BX020210090*	A14BX020210170	2.0 (proximal) / 1.5 (distal)	210	8	14	4
A14BX025020090*	A14BX025020170	2.5	20	8	14	4
A14BX025040090*	A14BX025040170	2.5	40	8	14	4
A14BX025060090*	A14BX025060170*	2.5	60	8	14	4
A14BX025080090*	A14BX025080170*	2.5	80	8	14	4
A14BX025100090*	A14BX025100170	2.5	100	8	14	4
A14BX025120090*	A14BX025120170*	2.5	120	8	14	4
A14BX025150090*	A14BX025150170	2.5	150	8	14	4
A14BX025210090*	A14BX025210170	2.5 (proximal) / 2.0 (distal)	210	8	14	4
A14BX030020090*	A14BX030020170	3.0	20	8	14	4
A14BX030040090*	A14BX030040170	3.0	40	8	14	4
A14BX030060090*	A14BX030060170*	3.0	60	8	14	4
A14BX030080090*	A14BX030080170*	3.0	80	8	14	4
A14BX030100090*	A14BX030100170	3.0	100	8	14	4
A14BX030120090*	A14BX030120170*	3.0	120	8	14	4
A14BX030150090*	A14BX030150170	3.0	150	8	14	4
A14BX030210090*	A14BX030210170	3.0 (proximal) / 2.5 (distal)	210	8	14	4
A14BX035020090*	A14BX035020170	3.5	20	8	14	4
A14BX035040090*	A14BX035040170	3.5	40	8	14	4
A14BX035060090*	A14BX035060170*	3.5	60	8	14	4
A14BX035080090*	A14BX035080170*	3.5	80	8	14	4
A14BX035100090*	A14BX035100170*	3.5	100	8	14	4
A14BX035120090*	A14BX035120170*	3.5	120	8	14	4
A14BX035150090*	A14BX035150170*	3.5	150	8	14	4
A14BX035210090*	A14BX035210170*	3.5 (proximal) / 3.0 (distal)	210	8	14	4
A14BX040020090*	A14BX040020170	4.0	20	8	14	4
A14BX040040090*	A14BX040040170	4.0	40	8	14	4
A14BX040060090*	A14BX040060170*	4.0	60	8	14	4
A14BX040080090*	A14BX040080170*	4.0	80	8	14	4
A14BX040100090*	A14BX040100170	4.0	100	8	14	4
A14BX040120090*	A14BX040120170*	4.0	120	8	14	4
A14BX040150090*	A14BX040150170	4.0	150	8	14	4
A14BX040210090*	A14BX040210170	4.0 (proximal) / 3.5 (distal)	210	8	14	4

* 受注発注品 弊社営業担当者へお問い合わせ下さい。

Technical Specifications

カテーテルデザイン	Rapid Exchange (RX)
バルーン素材	ポリアミド
バルーンコーティング	シリコンコーティング
適合シース	4F
シャフト有効長	90, 170 cm
適合ガイドワイヤ	0.014"

販売名: 0.014 PTAバルーンカテーテル
医療機器承認番号: 22800BZX00126000

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ペリフェラルバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

©2016, 2019 Medtronic.

MIV-334-2
PNV0316