





EXPANDING CHOICES, ENHANCING FLOW ARREST

NEW!!



Cello 8F LB
0.080inch



Cello 9F LB
0.090inch


Cello™ LB
Balloon Guiding Catheter

Medtronic
Further, Together

Cello™ LB


柔軟性、操作性に加え、
内腔拡大により汎用性が向上しました。

Cello 8F LB
0.080inch
(2.03mm)






NEW!!

Cello 9F LB
0.090inch
(2.31mm)



Balloon Softness

- 柔軟なバルーン部が血管にフィットし、カテーテルを安定させます。
- 拡張時にバルーン先端部がフラットになります。



Shaft Softness

- 先端柔軟部長を長くしたことで、アクセス性能が向上しました。

NEW!!

■ 先端柔軟部長
42cm



製品番号	製品名称	適合カテーテル イントロデューサー (F)	バルーン注入量(mL)/ バルーン最大拡張径(mm)	先端部長 (mm)	バルーン マーカー数	バルーン有効長 (mm)	内径 (mm)	カテーテル有効長 (mm)	カテーテル全長 (mm)
N5351083	セロ 8F LB	8	1.5 / 13	3	2	10	2.03 (0.080 inch)	900	985
N5351086	セロ 8F LB-L	8	1.5 / 13				2.03 (0.080 inch)	1000	1085
N5351093	セロ 9F LB	9	2.0 / 14				2.31 (0.090 inch)	900	985

販売名: テンポラリーオククリュージョンバルーンカテーテルII
承認番号: 22100BZX00787000

※ 全長はハブ部分を含みます。
包装単位: 1本/箱 滅菌済み 単回使用

Medtronic

製造販売元: 富士システムズ株式会社
販売元: 日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6774-4617

medtronic.co.jp

©2018 Medtronic Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

NV-63
ct-bc-celb
v3.1812.4000.es