



Riptide™
Aspiration System


COMPATIBLE WITH
SOLITAIRE™ PLATINUM

REACT™
Aspiration Catheter

Medtronic
Further, Together

FEATURING **COBRA** TECHNOLOGY

C O I L + B R A I D



REACT™ ASPIRATION CATHETER

製品名	カタログ番号	カテーテル内径 (ID)	最大外径 (OD)	有効長
React™ 68 Catheter	REACT-68	0.068 inch	0.083 inch	132 cm
React™ 71 Catheter	REACT-71	0.071 inch	0.0855 inch	132 cm

RIPTIDE™ ASPIRATION CATHETER

製品名	カタログ番号	容量	内径 (ID)	チューブ長	遠位部長
RIPTIDE Aspiration Pump	MAP-1000	-	-	-	-
RIPTIDE Collection Canister & Intermediate Tubing	MAC-1200	1200 mL	-	-	-
RIPTIDE Aspiration Tubing	MAT-110-110	-	0.110 inch	284 cm	18 cm

Medtronic

製造販売元：日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6774-4617

販売名：React カテーテル
医療機器承認番号：30200BZX00056000
販売名：Riptide アスピレーションシステム
医療機器承認番号：30200BZX00009000

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

medtronic.co.jp

NV-383
ct-ais-rc1nsp
V1.2001.3000es