

# Medtronic

## NIV+ for Puritan Bennett™ 980 Ventilator



### 本当に知りたい圧のモニタリング

- 新生児の非挿入患者に適応します。
- ネーザルプロング・鼻マスクのインターフェイス装着部の圧をモニタリングし患児への効果的な圧供給に寄与します。
- より適切なアラームマネジメントに貢献します。

# NIV+ for Puritan Bennett™ 980 Ventilator

## インターフェイス装着部の圧を モニタリング



使用されるインターフェイス、患児の鼻や顔の形状、体位変換、インターフェイスの位置などにより、患児に供給される圧は、常に変化しています。

NIV+ オプションでは、刻一刻を変化するインターフェイスへの送達圧 (PEEP IF・P<sub>i</sub> END IF) を知ることが可能となります。

患者データ	説明	範囲と分解能
PEEP IF	インターフェイス先端部の呼気終末圧	範囲: -10.0cmH <sub>2</sub> O to 45cmH <sub>2</sub> O 分解能: 0.1cmH <sub>2</sub> O (-10.0cmH <sub>2</sub> O ~ +9.9cmH <sub>2</sub> O の場合) 1cmH <sub>2</sub> O (≥ 10cmH <sub>2</sub> O の場合)
P <sub>i</sub> END IF	インターフェイス先端部の吸気終末圧	範囲: -10.0cmH <sub>2</sub> O to 90cmH <sub>2</sub> O 分解能: 0.1cmH <sub>2</sub> O (-10.0cmH <sub>2</sub> O ~ 9.9cmH <sub>2</sub> O の場合) 1cmH <sub>2</sub> O (≥ 10cmH <sub>2</sub> O の場合)

NIV+ は、Puritan Bennett 980の追加機能です。

ご使用にはNIV+ オプションの他にNeoMode™ 2.0 オプション PB980 (PB980-OPNM) が必要です。

販売名 ベンチレータ PB980シリーズ  
医療機器承認番号 22600BZX00050000

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等につきましては、製品の電子添文をご参照ください。

© 2023 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。  
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

# Medtronic

製造販売元  
コヴィディエンジャパン株式会社

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

ct-ve-niv+(m1)2306  
RMS\_2023\_1426-A