



Medtronic

Surgical Innovations

サージカルイノベーション 総合カタログ

- | 外科用ステープラー
- | エナジーデバイス
- | アクセス&インストゥルメント
- | ヘルニア



使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2024 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。TM*を付記した商標は、各社の商標です。

Medtronic

製造販売元
コヴィディエンジャパン株式会社
Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

INDEX

外科用ステープラー

1

自動縫合器

| | |
|--|----|
| Signia™ ステープリングシステム | 4 |
| エンドGIA™ ウルトラ ユニバーサルステープラー | 5 |
| Signia™ スモール ダイアメーター リロード | 6 |
| トライステープル™ 2.0 ブラック/トライステープル™ 2.0 30mm | 7 |
| トライステープル™ 2.0 カーブドチップ | 8 |
| トライステープル™ 2.0 ラディアアルリロード/ トライステープル™ 2.0 リンフォース リロード | 9 |
| エンドGIA™ トライステープル™ | 10 |
| DST Series™ GIA™ 本体 | 12 |
| DST Series™ GIA™ カートリッジ | 13 |
| DST Series™ TA™ 本体 | 14 |
| DST Series™ TA™ カートリッジ | 15 |

自動吻合器

| | |
|---------------------------------|----|
| トライステープル™ EEA™ サーキュラー | 17 |
| DST Series™ EEA™ サーキュラーステープラー | 19 |
| EEA™ ベイルアウトスーチャー付き OrVil™ | 20 |
| パーストリング™ / PSI | 21 |
| ステンレスEEA™ サイザー / EEAたばこ縫合用針付縫合糸 | 22 |

スキンステープラー

| | |
|----------------------|----|
| アポーズ™ / プレミアム™ リムーバー | 24 |
|----------------------|----|

エナジーデバイス

2

電気手術器

| | |
|-------------|----|
| 電気手術器本体 | 26 |
| フットスイッチ | 27 |
| バイポーラリセクション | 28 |
| カート | 29 |

アルゴンガス手術装置アクセサリ

| | |
|-----------------------------|----|
| アルゴンガスレギュレーター | 30 |
| フォース™ アルゴン用ケーブル | 30 |
| アルゴンガス手術用電気メスペンシル | 30 |
| ディスプレイザブルArgonPlus 電極 (滅菌済) | 31 |

電気手術器用排煙システム

| | |
|---|----|
| RapidVac™ 排煙装置及びアクセサリ | 32 |
| 排煙用チューブ: RapidVac™ 排煙装置用 | 33 |
| ディスプレイザブルValleylab™ スモークペンシル &排煙用アタッチメント (滅菌済) | 34 |

電気手術器用アクセサリ

| | |
|--|----|
| 電気手術用ペンシル ディスポーザブル (滅菌済) | 35 |
| ホルスター&アクティブ電極クリーナー ディスポーザブル (滅菌済) | 37 |
| ステンレス製電極 ディスポーザブル (滅菌済) | 38 |
| 関節鏡下手術用ステンレス製電極 | 39 |
| Edgeコーティング電極/ディスプレイザブル (滅菌済) | 40 |
| Edgeコーティング電極/絶縁/ディスプレイザブル (滅菌済) | 41 |
| LLETZ (レッツ) 電極 ディスポーザブル (滅菌済) | 43 |
| サクシオンコアギュレーター ディスポーザブル (滅菌済) / ドラフック ディスポーザブル (未滅菌) | 44 |
| 対極板 ディスポーザブル (未滅菌) | 45 |
| リニューザブルペンシル (未滅菌) | 47 |
| リニューザブル電極 (未滅菌) | 48 |
| 延長軸 (未滅菌) | 49 |
| モノポーラコード | 50 |
| バイポーラフォーセプス、フットスイッチ用 (未滅菌) | 51 |
| バイポーラフォーセプスコード | 53 |

鏡視下手術関連製品

| | |
|---|----|
| ディスプレイザブル Opti2 CleanCoat™ ラパロ用電極 (滅菌済) | 54 |
| ディスプレイザブル Opti2ラパロ用電極 (滅菌済) | 55 |
| ディスプレイザブル Opti4ラパロ用ハンドセット (滅菌済) | 56 |
| ディスプレイザブル Opti4ラパロ用電極 非引込型 (滅菌済) | 57 |

超音波凝固切開装置

| | |
|-------------------------------|----|
| Sonicision™ カーブドジョー コードレスシステム | 58 |
|-------------------------------|----|

ベッセルシーリングシステム

| | |
|---------------------------|----|
| LigaSure™ ハンドピース (開腹・開胸用) | 60 |
| LigaSure™ ハンドピース (鏡視下用) | 62 |

アクセス&インストゥルメント

3

トロカール

| | |
|------------------------------|----|
| オプティカル クロージャートロカール 12mm | 64 |
| VersaOne™ ユニバーサルカニューラ | 64 |
| VersaOne™ オプティカルトロカール | 65 |
| VersaOne™ ブレードトロカール | 66 |
| VersaOne™ ブレードレストロカール | 67 |
| VersaOne™ プラントポート™ プラントグリップ™ | 68 |
| バーサステップ™ | 69 |
| バーサステップ™ ショート | 69 |
| Step™ シングルユース システム | 70 |
| ビジポート™ プラス | 71 |
| プラントチップトラカール | 71 |
| ソラコポート™ | 72 |
| サージニードル™ | 73 |
| SILS™ ポート | 73 |

クリップ

| | |
|---------------|----|
| エンドクリップ™ | 74 |
| ラパロクリップ | 75 |
| カートリッジ | 76 |
| プレミアムサージクリップ™ | 77 |

鉗子

| | |
|------------------------|----|
| TI-LINE™ | 78 |
| 5mm鉗子シリーズ / 10mm鉗子シリーズ | 79 |
| 5mm剪刀シリーズ | 79 |
| ロティキュレーター™ シリーズ | 80 |
| エンドリトラクト™ 組織圧排子シリーズ | 81 |
| 標本採取用パウチ | 82 |
| 鏡視下手術用縫合器具 | 83 |
| エンドクローズ™ | 84 |
| ミニループリトラクター II | 84 |
| サージタイ™ | 84 |

鉗子関連製品

| | |
|--------|----|
| 鉗子関連製品 | 85 |
| 結露防止剤 | 85 |
| 潤滑液 | 85 |

くもり止めシステム

| | |
|-------------------|----|
| クリアファイ™ くもり止めシステム | 85 |
|-------------------|----|

創縁保護材

| | |
|----------|----|
| サージスリーブ™ | 86 |
|----------|----|

ヘルニア

4

メッシュ

| | |
|--------------------------------|-----|
| パリテックス™ プログリップ™ メッシュ | 88 |
| パリテックス™ プラグ | 88 |
| パリテックス™ ラップ プログリップ™ | 89 |
| パリテックス™ アナトミカルメッシュ | 90 |
| パリテックス™ フォールディングメッシュ | 90 |
| バーサテックス™ | 91 |
| パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D | 93 |
| パリテックス™ プログリップ™ メッシュ | 93 |
| シンボテックス™ コンポジットメッシュ オープンカート型 | 94 |
| PCO ベントラルパッチ | 95 |
| シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 | 96 |
| パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ | 99 |
| パリテックス™ コンポジットメッシュ パラストーマルメッシュ | 100 |

吸収性フィクセーション

| | |
|--------------|-----|
| リライアタック™ | 101 |
| アブソバタック™ 5mm | 102 |

非吸収性フィクセーション

| | |
|------------|-----|
| プロタック™ 5mm | 103 |
| ヘルニアステープラー | 103 |

バルーン

| | |
|--------------|-----|
| PDB™ Balloon | 104 |
| スペースメーカー™ プロ | 105 |



記載製品の仕様・外観は2022年5月現在のものです。
尚、製品は予告なく改良のための仕様変更や販売中止となる
場合がありますので、ご了承ください。

Signia™ ステープリングシステム

Smart StaplerであるSignia™は、組織の厚みや硬さから生じる抵抗値に合わせて打針スピードをコントロールし、安定したステープルラインをもたらします。

● Signia™ パワーハンドル

製品コード：SIGPHANDLE



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：1箱

● Signia™ パワーシェル

製品コード：SIGPSHELL



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：6個/箱

● Signia™ アダプタ ショート

製品コード：SIGADAPSHORT



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：1箱

● Signia™ アダプタ スタンダード

製品コード：SIGADAPTSTND



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：1箱

● Signia™ アダプタ XL

製品コード：SIGADAPTXL



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：1箱

● Signia™ インサクションガイド

製品コード：SIGRIG



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：1箱

● Signia™ バッテリーチャージャ

製品コード：SIGSBCHGR



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：1箱

● Signia™ パワーコード

製品コード：SIGPCORD6



販売名：Signia ステープリングシステム
医療機器認証番号：228AABZX00088Z00
数量：1箱

● Signia™ マニュアルアダプタツール

製品コード：SIGMRET



販売名：Signia マニュアルアダプタツール
医療機器届出番号：13B1X00069US023A
数量：1箱

● Signia™ 滅菌トレー

製品コード：SIGTRAY



数量：1箱

1

外科用ステープラー

1967年に初めてディスプレイカートリッジを搭載した外科用ステープラーを開発して以来、イノベーションを追求し続けてきました。2010年には進化した圧縮・縫合メカニズムを備えたエンドGIA™ トライステープル™、2017年には安全性・操作性を追求したスマートステープラー Signia™ ステープリングシステム、2020年には世界初3列の自動吻合器トライステープル™ EEA™ サーキュラーを発売しました。終わることのないイノベーションへの挑戦は今も休むことなく続いています。



エンド GIA™ ウルトラ ユニバーサルステープラー

的確なポジションに屈曲する屈曲機構と、片手操作が可能な把持機構を搭載しています。

● エンド GIA™ ウルトラ ユニバーサルステープラー ショート

製品コード：EGIAUSHORT

シャフト長 6cm



販売名：エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー
医療機器認証番号：223AABZX00019000
数量：3個/箱

● エンド GIA™ ウルトラ ユニバーサルステープラー

製品コード：EGIAUSTND

シャフト長 16cm



販売名：エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー
医療機器認証番号：223AABZX00019000
数量：3個/箱

● エンド GIA™ ウルトラ ユニバーサルステープラー XL

製品コード：EGIAUXL

シャフト長 26cm



販売名：エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー
医療機器認証番号：223AABZX00019000
数量：3個/箱

Signia™ スモール ダイアメター リロード

アクセスが困難で狭いスペースでのステープリングのために開発された細径ステープラー。良好なアクセスと組織損傷リスクの低減を可能にしました。



● Signia™ スモール ダイアメター リロード 30mm グレー

製品コード：SIGSDS30CTV

販売名：Signia スモール ダイアメター リロード
医療機器承認番号：30200BZX00023000
数量：6個/箱

● Signia™ スモール ダイアメター リロード 30mm ホワイト

製品コード：SIGSDS30CTVT

販売名：Signia スモール ダイアメター リロード
医療機器承認番号：30200BZX00023000
数量：6個/箱

● Signia™ スモール ダイアメター リロード 45mm ホワイト ロング

製品コード：SIGSDL45CTVT

販売名：Signia スモール ダイアメター リロード
医療機器承認番号：30200BZX00023000
数量：6個/箱

トライステープル™ 2.0 ブラック

圧縮後組織厚 2.25mm-3.0mm の非常に厚い組織に優れた縫合力を発揮するステープラー。インテリジェンスチップを搭載したトライステープル™ カートリッジ。



● トライステープル™ 2.0 45mm ブラック

製品コード：SIG45AXT

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 60mm ブラック

製品コード：SIG60AXT

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

トライステープル™ 2.0 30mm

狭い術野において高いアプローチ性能を発揮します。インテリジェンスチップを搭載したトライステープル™ カートリッジ。



● トライステープル™ 2.0 30mm グレー

製品コード：SIG30AV

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 30mm キャメル

製品コード：SIG30AVM

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 30mm パープル

製品コード：SIG30AMT

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

トライステープル™ 2.0 カーブドチップ

より容易に組織へのアプローチが可能となり、アンビルの先端確認も容易に行うことができます。インテリジェンスチップを搭載したトライステープル™ カートリッジ。



● トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 30mm グレー

製品コード：SIG30CTAV

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 45mm グレー

製品コード：SIG45CTAV

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 30mm キャメル

製品コード：SIG30CTAVM

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 45mm キャメル

製品コード：SIG45CTAVM

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 60mm キャメル

製品コード：SIG60CTAVM

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 45mm パープル

製品コード：SIG45CTAMT

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 60mm パープル

製品コード：SIG60CTAMT

販売名：トライステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

トリステープル™ 2.0 ラディアルリロード

カーブ形状の先端により組織への容易なアクセスが可能となりました。インテリジェンスチップを搭載したトリステープル™ カートリッジ。



● トリステープル™ 2.0 ラディアルリロード パープル

製品コード：SIGRADMT

販売名：トリステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

● トリステープル™ 2.0 ラディアルリロード ブラック

製品コード：SIGRADXT

販売名：トリステープル 2.0
医療機器承認番号：22900BZX00115000
数量：6個/箱

トリステープル™ 2.0 リンフォース リロード

吸収性縫合補強材がプレアタッチされた唯一のステープラー。インテリジェンスチップを搭載したトリステープル™ カートリッジ。



● トリステープル™ 2.0 リンフォース リロード 45mm パープル

製品コード：SIGTRSB45AMT

販売名：トリステープル 2.0 リンフォース リロード
医療機器承認番号：30300BZX00229000
数量：6個/箱

● トリステープル™ 2.0 リンフォース リロード 60mm パープル

製品コード：SIGTRSB60AMT

販売名：トリステープル 2.0 リンフォース リロード
医療機器承認番号：30300BZX00229000
数量：6個/箱

● トリステープル™ 2.0 リンフォース リロード 45mm ブラック

製品コード：SIGTRSB45AXT

販売名：トリステープル 2.0 リンフォース リロード
医療機器承認番号：30300BZX00229000
数量：6個/箱

● トリステープル™ 2.0 リンフォース リロード 60mm ブラック

製品コード：SIGTRSB60AXT

販売名：トリステープル 2.0 リンフォース リロード
医療機器承認番号：30300BZX00229000
数量：6個/箱

エンド GIA™ トリステープル™

より幅広い厚みの組織に対して優れたパフォーマンスを発揮します。そのためカートリッジ選択がよりシンプルになります。



● エンド GIA™ 45 アーティキュレーティング バスキュラーカートリッジ

製品コード：EGIA45AV*

販売名：エンド GIA
医療機器承認番号：22100BZX00167000
数量：6個/箱

● エンド GIA™ トリステープル™ 45 アーティキュレーティング バスキュラー・ミディアムカートリッジ

製品コード：EGIA45AVM

販売名：エンド GIA
医療機器承認番号：22100BZX00167000
数量：6個/箱

● エンド GIA™ トリステープル™ 60 アーティキュレーティング バスキュラー・ミディアムカートリッジ

製品コード：EGIA60AVM

販売名：エンド GIA
医療機器承認番号：22100BZX00167000
数量：6個/箱

● エンド GIA™ トリステープル™ 45 アーティキュレーティング ミディアム・シックカートリッジ

製品コード：EGIA45AMT

販売名：エンド GIA
医療機器承認番号：22100BZX00167000
数量：6個/箱

● エンド GIA™ トリステープル™ 60 アーティキュレーティング ミディアム・シックカートリッジ

製品コード：EGIA60AMT

販売名：エンド GIA
医療機器承認番号：22100BZX00167000
数量：6個/箱

* EGIA45AV は、カートリッジ側が開閉するデザインを採用していますが、閉鎖前ステープルの高さは 2.0mm で一律となります。トリステープル™ テクノロジーを採用したカートリッジではありません。

サイズチャート

Signia™ スモール ダイアメター リロード

| 製品コード | カラーコード | 縫合長 | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 | 細径部 シャフト径 | 細径部 シャフト長 |
|--------------|--------|------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| SIGSDS30CTV | グレー | 30mm | 2.0mm | 0.75mm | 0.75-1.0mm | 8.0mm | 15cm |
| SIGSDS30CTVT | ホホワイト | 30mm | 2.5mm | 1.0mm | 1.0-1.5mm | 8.0mm | 15cm |
| SIGSDL45CTVT | ホホワイト | 45mm | 2.5mm | 1.0mm | 1.0-1.5mm | 8.0mm | 24cm |

トライステープル™ 2.0

| 製品コード | カラーコード | 縫合長 | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 |
|------------|--------|------|-----------------------|--------------------------|------------|
| SIG30AV | グレー | 30mm | 2.0mm / 2.0mm / 2.0mm | 0.75mm / 0.75mm / 0.75mm | 0.75-1.0mm |
| SIG30CTAV | グレー | 30mm | 2.0mm / 2.0mm / 2.0mm | 0.75mm / 0.75mm / 0.75mm | 0.75-1.0mm |
| SIG45CTAV | グレー | 45mm | 2.0mm / 2.0mm / 2.0mm | 0.75mm / 0.75mm / 0.75mm | 0.75-1.0mm |
| SIG30AVM | キャメル | 30mm | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 0.75mm / 1.0mm / 1.25mm | 0.88-1.8mm |
| SIG30CTAVM | キャメル | 30mm | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 0.75mm / 1.0mm / 1.25mm | 0.88-1.8mm |
| SIG45CTAVM | キャメル | 45mm | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 0.75mm / 1.0mm / 1.25mm | 0.88-1.8mm |
| SIG60CTAVM | キャメル | 60mm | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 0.75mm / 1.0mm / 1.25mm | 0.88-1.8mm |
| SIG30AMT | パープル | 30mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.5-2.25mm |
| SIG45CTAMT | パープル | 45mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.5-2.25mm |
| SIG60CTAMT | パープル | 60mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.5-2.25mm |
| SIG45AXT | ブラック | 45mm | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.75mm / 2.0mm / 2.25mm | 2.25-3.0mm |
| SIG60AXT | ブラック | 60mm | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.75mm / 2.0mm / 2.25mm | 2.25-3.0mm |
| SIGRADMT | パープル | - | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.5-2.25mm |
| SIGRADXT | ブラック | - | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.75mm / 2.0mm / 2.25mm | 2.25-3.0mm |

トライステープル™ 2.0 リンフォース リロード

| 製品コード | カラーコード | 縫合長 | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 |
|--------------|--------|------|-----------------------|-------------------------|------------|
| SIGTRSB45AMT | パープル | 45mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.2-1.95mm |
| SIGTRSB60AMT | パープル | 60mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.2-1.95mm |
| SIGTRSB45AXT | ブラック | 45mm | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.75mm / 2.0mm / 2.25mm | 1.95-2.7mm |
| SIGTRSB60AXT | ブラック | 60mm | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.75mm / 2.0mm / 2.25mm | 1.95-2.7mm |

エンド GIA™ トライステープル™

| 製品コード | カラーコード | 縫合長 | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 |
|-----------|--------|------|-----------------------|--------------------------|------------|
| EGIA45AV | グレー | 45mm | 2.0mm / 2.0mm / 2.0mm | 0.75mm / 0.75mm / 0.75mm | 0.75-1.0mm |
| EGIA45AVM | キャメル | 45mm | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 0.75mm / 1mm / 1.25mm | 0.88-1.8mm |
| EGIA60AVM | キャメル | 60mm | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm | 0.75mm / 1mm / 1.25mm | 0.88-1.8mm |
| EGIA45AMT | パープル | 45mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.5-2.25mm |
| EGIA60AMT | パープル | 60mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.25mm / 1.5mm / 1.75mm | 1.5-2.25mm |

DST Series™ GIA™ 本体

独自のディレクショナルステープリングテクノロジー (DST)、フレッシュナイフなどの機能を備えた、2列のリニアステープラーです。



● GIA™ 60-2.5 本体

製品コード：GIA6025S

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：3個/箱

● GIA™ 60-4.8 本体

製品コード：GIA6048S

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：3個/箱

● GIA™ 80-4.8 本体

製品コード：GIA8048S

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：3個/箱

● GIA™ 100-4.8 本体

製品コード：GIA10048S

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：3個/箱

● GIA™ 60-3.8 本体

製品コード：GIA6038S

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：3個/箱

● GIA™ 80-3.8 本体

製品コード：GIA8038S

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：3個/箱

● GIA™ 100-3.8 本体

製品コード：GIA10038S

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：3個/箱

DST Series™ GIA™ カートリッジ



● GIA™ 60-2.5 カートリッジ

製品コード：GIA6025L

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：6 個/箱

● GIA™ 60-4.8 カートリッジ

製品コード：GIA6048L

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：6 個/箱

● GIA™ 80-4.8 カートリッジ

製品コード：GIA8048L

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：6 個/箱

● GIA™ 100-4.8 カートリッジ

製品コード：GIA10048L

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：6 個/箱

● GIA™ 60-3.8 カートリッジ

製品コード：GIA6038L

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：6 個/箱

● GIA™ 80-3.8 カートリッジ

製品コード：GIA8038L

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：6 個/箱

● GIA™ 100-3.8 カートリッジ

製品コード：GIA10038L

販売名：GIA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00127000
数量：6 個/箱

DST Series™ TA™ 本体

独自のディレクショナルステープリングテクノロジー（DST）、独自ハンドル操作機能などを備えた、2列のリニアステープラー（ナイフ無し）です。



● TA™ 30-V3 本体

製品コード：TA30V3S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 30-4.8 本体

製品コード：TA3048S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 45-4.8 本体

製品コード：TA4548S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 60-4.8 本体

製品コード：TA6048S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 90-4.8 本体

製品コード：TA9048S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 30-3.5 本体

製品コード：TA3035S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 45-3.5 本体

製品コード：TA4535S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 60-3.5 本体

製品コード：TA6035S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

● TA™ 90-3.5 本体

製品コード：TA9035S

販売名：TA ステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00132000
数量：3 個/箱

DST Series™ TA™ カートリッジ



● TA™ 30-V3 カートリッジ

製品コード：TA30V3L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

● TA™ 30-4.8 カートリッジ

製品コード：TA3048L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

● TA™ 45-4.8 カートリッジ

製品コード：TA4548L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱 (単価 24,720 円)

● TA™ 60-4.8 カートリッジ

製品コード：TA6048L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

● TA™ 90-4.8 カートリッジ

製品コード：TA9048L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

● TA™ 30-3.5 カートリッジ

製品コード：TA3035L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

● TA™ 45-3.5 カートリッジ

製品コード：TA4535L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

● TA™ 60-3.5 カートリッジ

製品コード：TA6035L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

● TA™ 90-3.5 カートリッジ

製品コード：TA9035L

販売名：TA ステープラー
 医療機器承認番号：22100BZX00132000
 数量：6個/箱

サイズチャート

DST series™ GIA™ ステープラー

| 製品コード | カラーコード | 縫合長 | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 |
|-----------------------|--------|-------|----------------|----------------|--------|
| GIA6025S / GIA6025L | ホワイト | 60mm | 2.5mm | 1.0mm | 1.0mm |
| GIA6038S / GIA6038L | ブルー | 60mm | 3.8mm | 1.5mm | 1.5mm |
| GIA8038S / GIA8038L | ブルー | 80mm | 3.8mm | 1.5mm | 1.5mm |
| GIA10038S / GIA10038L | ブルー | 100mm | 3.8mm | 1.5mm | 1.5mm |
| GIA6048S / GIA6048L | グリーン | 60mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm |
| GIA8048S / GIA8048L | グリーン | 80mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm |
| GIA10048S / GIA10048L | グリーン | 100mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm |

DST series™ TA™ ステープラー

| 製品コード | カラーコード | 縫合長 | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 |
|-------------------|--------|------|----------------|----------------|--------|
| TA30V3S / TA30V3L | ホワイト | 30mm | 2.5mm | 1.0mm | 1.0mm |
| TA3035S / TA3035L | ブルー | 30mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| TA3048S / TA3048L | グリーン | 30mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm |
| TA4535S / TA4535L | ブルー | 45mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| TA4548S / TA4548L | グリーン | 45mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm |
| TA6035S / TA6035L | ブルー | 60mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| TA6048S / TA6048L | グリーン | 60mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm |
| TA9035S / TA9035L | ブルー | 90mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
| TA9048S / TA9048L | グリーン | 90mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm |

DST Series™ EEA™ サーキュラーステープラー

独自のディレクショナルステープリングテクノロジー (DST)、3.5mm サイズ、ティルトトップアンビルなどの機能を備えた、2 列のサーキュラーステープラーです。



● EEA™ 21 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA21

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 21 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL21

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 28-3.5 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA2835

ステープルサイズ 3.5mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 28-3.5 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL2835

ステープルサイズ 3.5mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 21-3.5 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA2135

ステープルサイズ 3.5mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 21-3.5 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL2135

ステープルサイズ 3.5mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 31 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA31

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 31 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL31

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 25 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA25

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 25 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL25

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 33 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA33

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 33 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL33

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 25-3.5 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA2535

ステープルサイズ 3.5mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 25-3.5 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL2535

ステープルサイズ 3.5mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 28 サーキュラーステープラー

製品コード：EEA28

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 28 XL サーキュラーステープラー

製品コード：EEAXL28

ステープルサイズ 4.8mm

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

EEA™ バイルアウトスーチャー付き OrVil™

OrVil™ は、経口アプローチ専用の経口アンビルです。



● EEA™ 21 バイルアウトスーチャー付き OrVil™

製品コード：EEAORVIL21A

EEAXL21、EEAXL2135 とのみ互換性あり

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

● EEA™ 25 バイルアウトスーチャー付き OrVil™

製品コード：EEAORVIL25A

EEAXL25、EEAXL2535 とのみ互換性あり

販売名：EEA サーキュラーステープラー
医療機器承認番号：22100BZX00136000
数量：3 個/箱

パーストリング™

パーストリング™は、シングルユースのタバコ縫合器です。



● パーストリング™ 45

製品コード：020730

販売名：パーストリング
医療機器承認番号：22100BZX00137000
数量：3個/箱

● パーストリング™ 65


製品コード：020242

販売名：パーストリング
医療機器承認番号：22100BZX00137000
数量：3個/箱

PSI

● PSI

製品コード：T020240



製造販売元：高砂医科工業株式会社
販売名：ピーエスアイ
医療機器承認番号：13B1X00245090033
数量：1箱

ステンレス EEA™ サイザー



● ステンレス EEA™ サイザーセット (25、28、31mm)

製品コード：020250

販売名：ステンレス EEA サイザー
医療機器届出番号：13B1X00069US011A
数量：1箱

● ステンレス EEA™ 34mm サイザー

製品コード：020251

販売名：ステンレス EEA サイザー
医療機器届出番号：13B1X00069US011A
数量：1箱

EEA たばこ縫合用針付縫合糸

● モノソフ™ 2-0 両端針 (60mm)

製品コード：GNJ283

販売名：モノソフ
医療機器承認番号：20500BZY00577000
数量：12個/箱

● 直針 (片針) 60mm

製品コード：9141111

製造販売元：株式会社ベアーメディック
販売名：ナイロン糸付縫合針
医療機器承認番号：16000BZZ01909000
数量：1箱

サイズチャート

トライステープル™ EEA™ サーキュラー

| 製品コード | ヘッドサイズ | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 | ステープル数 |
|--------------|--------|-----------------------|----------------|--------------|--------|
| TRIEEA21MT | 21mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 27 |
| TRIEEA21XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEA25MT | 25mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 33 |
| TRIEEA25XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEA28MT | 28mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 39 |
| TRIEEA28XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEA31MT | 31mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 45 |
| TRIEEA31XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEA33MT | 33mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 48 |
| TRIEEA33XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEAXL21MT | 21mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 27 |
| TRIEEAXL21XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEAXL25MT | 25mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 33 |
| TRIEEAXL25XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEAXL28MT | 28mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 39 |
| TRIEEAXL28XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEAXL31MT | 31mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 45 |
| TRIEEAXL31XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |
| TRIEEAXL33MT | 33mm | 3.0mm / 3.5mm / 4.0mm | 1.2mm-1.75mm | 1.5mm~2.25mm | 48 |
| TRIEEAXL33XT | | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm | 1.5mm-2.0mm | 2.25mm~3.0mm | |

DST Series™ EEA™ サーキュラーステープラー

| 製品コード | ヘッドサイズ | ステープルサイズ (閉鎖前) | ステープルサイズ (閉鎖後) | 圧縮後組織厚 | ステープル数 |
|-----------|--------|----------------|----------------|--------|--------|
| EEA2135 | 21mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 18 |
| EEAXL2135 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| EEA21 | 25mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 22 |
| EEAXL21 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| EEA2535 | 25mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 22 |
| EEAXL2535 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| EEA25 | 28mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 26 |
| EEAXL25 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| EEA2835 | 28mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 26 |
| EEAXL2835 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| EEA28 | 31mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | 30 |
| EEAXL28 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| EEA31 | 31mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | 30 |
| EEAXL31 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |
| EEA33 | 33mm | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | 32 |
| EEAXL33 | | 4.8mm | 2.0mm | 2.0mm | |

アポーズ™



● アポーズ™ ULC レギュラー 35 針入り

製品コード：803512

販売名：アポーズ ULC 35
 医療機器認証番号：22100BZX00117000
 数量：12 個/箱

● アポーズ™ ULC ワイド 35 針入り

製品コード：803712

販売名：アポーズ ULC 35
 医療機器認証番号：22100BZX00117000
 数量：12 個/箱

プレミアム™ リムーバー

● プレミアム™ リムーバー

製品コード：150462



販売名：プレミアムリムーバー
 医療機器承認番号：224AABZX00088000
 数量：12 個/箱

電気手術器本体

● Valleylab™ FT10 エネルギープラットフォーム

製品コード：VLFT10GEN

電気手術器機能と LigaSure™ を一体化



販売名：Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：22800BZX00157000
数量：1箱

● Valleylab™ FX8 エネルギープラットフォーム

製品コード：VLFX8GEN

一般の手術用電気手術器



販売名：Valleylab FX8 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：23000BZX00051000
数量：1箱

2

エネルギーデバイス

50年以上の歴史をもつ Valleylab™ は、幅広いエネルギーデバイスのラインナップを有し、価値ある製品・サービスをお届けすることで医療現場に貢献いたします。Valleylab™ は臨床現場のニーズに応える製品をお届けするために、医師、看護師、臨床工学技士のご意見をもとに、進化し続けます。



フットスイッチ

フットスイッチはすべて耐水構造です。

● モノポーラフットスイッチ

製品コード：E6008L

Valleylab™ FT10、Valleylab™ FX8 に接続可能



販売名：Force シリーズ用モノポーラフットスイッチ
医療機器届出番号：13B1X00069VL018A
数量：1箱

● 標準型バイポーラフットスイッチ

製品コード：E6009

Valleylab™ FT10、Valleylab™ FX8 に接続可能



販売名：Force シリーズ用バイポーラフットスイッチ
医療機器届出番号：13B1X00069VL017A
数量：1箱

附属品

● モノポーラ用フットスイッチアダプタ

製品コード：1017577



販売名：Valleylab FX8 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：23000BZX00051000
数量：1箱

● LigaSure™ シングルペダルフットスイッチ

製品コード：LS0300

Valleylab™ FT10 に接続可能



販売名：LigaSure フットスイッチ
医療機器届出番号：13B1X00069VL016A
数量：1箱

● バイポーラリセクション用フットスイッチアダプタ

製品コード：PT00093954



販売名：Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：22800BZX00157000
数量：1箱

バイポーラリセクション

● バイポーラリセクションフットスイッチ

製品コード：FT6009

Valleylab™ FT10 に接続可能
フットスイッチアダプタ PT00093954 が必要



販売名：Bipolar Resection フットスイッチ
医療機器承認番号：13B1X00069VL015A
数量：1箱

● FT バイポーラリセクションコード Storz

製品コード：FT0021S

カールストルツ社のリゼクトスコープに対応
ケーブル長：4.6m



販売名：Bipolar Resection コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL006A
数量：1箱

その他、附属品

● FT10 バイポーラアダプタ

製品コード：VLFT10ADP1

※在庫なくなり次第販売終了予定



販売名：VLFT10 バイポーラアダプタ
医療機器届出番号：13B1X00069VL019A
数量：1箱

● FT バイポーラリセクションコード Wolf

製品コード：FT0022W

リチャードウルフ社のリゼクトスコープに対応
ケーブル長：4.6m



販売名：Bipolar Resection コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL006A
数量：1箱

カート

● Valleylab™ 専用カート

製品コード：JC2016

Valleylab™ FT10、Valleylab™ FX8 用
FX8 には FX8 カートアダプタを装着の上、搭載可能

数量：1 箱

● FX8 カートアダプタ

製品コード：JC2018ADP

JC2016 に FX8 を搭載する際に使用



数量：4 個/箱

● アルゴンガスレギュレーター

製品コード：S1035834 (タンク 1 用)、GR200A (タンク 2 用)

販売名：アルゴンガス手術装置
医療機器承認番号：20800BZG00061000

数量：1 箱

● フォース™ アルゴン用ケーブル

製品コード：202400954

Force™ Argon II と電気メス本体をつなぐケーブル

販売名：Valleylab FX8 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：23000BZX00051000
数量：1 箱

● アルゴンガス手術用電気メスパencil

製品コード：E2520H

通常の電気メス用パencilとしても使用可能
ホルスター、2.5cm 引込型ブレード電極付
E05021 アダプタが必要販売名：アルゴンガス手術装置アクセサリ
医療機器承認番号：21400BZY00486000
数量：10 個/箱

ディスプレイ ArgonPlus 電極 (滅菌済)

凝固専用

- フレキシブル電極

製品コード：E25303

7.6cm (3 in.)



販売名：アルゴンガス手術装置
医療機器承認番号：20800BZG00061000
数量：10個/箱

凝固専用

- フレキシブル電極

製品コード：E25306

15cm (6 in.)



販売名：アルゴンガス手術装置
医療機器承認番号：20800BZG00061000
数量：10個/箱

引込型

- 5mm 径腹腔鏡下手術用ブレード電極

製品コード：E258028

28cm (11 in.)



販売名：アルゴンガス手術装置
医療機器承認番号：20800BZG00061000
数量：10個/箱

凝固専用

- 腹腔鏡下手術用フレキシブル電極

製品コード：E253028

28cm (11 in.)



販売名：アルゴンガス手術装置
医療機器承認番号：20800BZG00061000
数量：10個/箱

引込型

- 5mm 径腹腔鏡下手術用プラントニードル電極

製品コード：E258328

タングステン製 28cm (11 in.)



販売名：アルゴンガス手術装置
医療機器承認番号：20800BZG00061000
数量：10個/箱

RapidVac™ 排煙装置及びアクセサリ

- RapidVac™ スモークエヴァキュエーター

製品コード：SE3690

手術中の煙を除去
鏡視下手術・開腹手術で使用可能



数量：1箱

- インターリンクケーブル

製品コード：SEA3730

Valleylab™ 電気手術器との連動用*
※ Force FX™、Force EZ™、ForceTriad™、Valleylab™ FT10、Valleylab™ FX8



数量：1箱

- 3ポート付フィルター

製品コード：SEA3700

RapidVac™ 用 ULPA フィルター



数量：2個/箱

- リモートスイッチアクティベーター

製品コード：SEA3741

電気手術器ペンシルとの連動用



数量：1箱

- スモークフットスイッチ

製品コード：SEA3745

3m コード



数量：1箱

- 液体トラップ

製品コード：RVFT10

RapidVac™ 本体への液体流入防止用キャニスタ



販売名：液体トラップ
数量：10個/箱

排煙用チューブ：RapidVac™ 排煙装置用

● 開腹手術用 7/8 チューブ

製品コード：SEA3715

2.2cm 径× 3m 長



販売名：RapidVac アクセサリー
医療機器届出番号：13B1X00069VL001A
数量：12 個/箱

● 開腹手術用 3/8 チューブ

製品コード：SEA3710

1cm 径× 3m 長



販売名：RapidVac アクセサリー
医療機器届出番号：13B1X00069VL001A
数量：10 個/箱

● 内視鏡手術用 1/4 チューブ

製品コード：SEA3705

0.635cm 径× 3m 長



販売名：RapidVac アクセサリー
医療機器届出番号：13B1X00069VL001A
数量：10 個/箱

● 内視鏡手術用チューブ

製品コード：SEA3720

バルブ付



販売名：RapidVac アクセサリー
医療機器届出番号：13B1X00069VL001A
数量：12 個/箱

● ディスポーザブル鏡視下手術用排煙システム(滅菌済)

製品コード：SEL7010

ULPA フィルター搭載
トロカールのルアーロックに接続して使用



販売名：Valleylab ラバロ用スモークチューブ
医療機器届出番号：13B1X00069VL020A
数量：10 個/箱

ディスポーザブル Valleylab™ スモークペンシル & 排煙用アタッチメント (滅菌済)

● Valleylab™ スモークペンシル

製品コード：SEP6000

テレスコープ型 (3m コード)
コーティングブレード電極 10.2cm



販売名：Valleylab スモークペンシル
医療機器認証番号：302ADBZX00092000
数量：20 個/箱

● Valleylab™ スモークペンシル

製品コード：SEP6015

テレスコープ型 (4.6m コード)
コーティングブレード電極 10.2cm



販売名：Valleylab スモークペンシル
医療機器認証番号：302ADBZX00092000
数量：20 個/箱

● ハンドスイッチ式ペンシル (ロッカースイッチ) スモーク・コーティングブレード

製品コード：E2350HS

Edge コーティングブレード電極、排煙用アタッチメント、
3m (10ft.) コード、ホルスター付



販売名：電気メス用電極 (滅菌)
医療機器承認番号：20900BZG00030000
数量：25 個/箱

● 排煙用アタッチメント

製品コード：E3590

自社製ディスポーザブルペンシルに装着可能



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：25 個/箱

● ハンドスイッチ式ペンシル (ボタンスイッチ) スモーク・コーティングブレード

製品コード：E2450HS

Edge コーティングブレード電極、排煙用アタッチメント、
3m (10ft.) コード、ホルスター付



販売名：電気メス用電極 (滅菌)
医療機器承認番号：20900BZG00030000
数量：25 個/箱

電気手術用ペンシル ディスポーザブル (滅菌済)

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極が装着可能

● Force TriVerse™ モノポーラハンドピース

製品コード：FT3000

Edge コーティングブレード電極、
3m (10ft.) コード、ホルスター付
Valleylab™ FT10、Valleylab™ FX8 専用デバイス



販売名：ForceTriVerse モノポーラハンドピース
医療機器承認番号：302ADBZX00027000
数量：25 個/箱

● Edge ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル

製品コード：E2350HF

2.8cm Edge コーティングブレード電極、
3m (10ft.) コード、ホルスター付



販売名：電気メス用モノポーラペンシル
医療機器承認番号：303ADBZX00021000
数量：50 個/箱

● ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル

製品コード：E2515HDB

2.5cm ステンレス製ブレード電極、
4.6m (15ft.) コード、ホルスター付



販売名：電気メス用モノポーラペンシル
医療機器承認番号：303ADBZX00021000
数量：50 個/箱

● ニードル電極付ロッカースイッチ式ペンシル

製品コード：E2515HDA

2.8cm ステンレス製ニードル電極、
3m (10ft.) コード、ホルスター付



販売名：電気メス用モノポーラペンシル
医療機器承認番号：303ADBZX00021000
数量：50 個/箱

● Edge ブレード電極付ボタンスイッチ式ペンシル

製品コード：E2450HF

2.8cm Edge コーティングブレード電極、
3m (10ft.) コード、ホルスター付



販売名：電気メス用モノポーラペンシル
医療機器承認番号：303ADBZX00021000
数量：50 個/箱

● ブレード電極付ボタンスイッチ式ペンシル

製品コード：E2516F / E2516HF (ホルスター付き)

2.5cm ステンレス製ブレード電極、
3m (10ft.) コード付



販売名：電気メス用モノポーラペンシル
医療機器承認番号：303ADBZX00021000
数量：50 個/箱

● ニードル電極付ボタンスイッチ式ペンシル

製品コード：E2516HDA

2.8cm ステンレス製ニードル電極、
3m (10ft.) コード、ホルスター付



販売名：電気メス用モノポーラペンシル
医療機器承認番号：303ADBZX00021000
数量：50 個/箱

● ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル

製品コード：E2515F / E2515HF (ホルスター付き)

2.5cm ステンレス製ブレード電極、
3m (10ft.) コード付



販売名：電気メス用モノポーラペンシル
医療機器承認番号：303ADBZX00021000
数量：50 個/箱

ホルスター&アクティブ電極クリーナー ディスポーザブル (滅菌済)

● ホルスター

製品コード：E2400F

ホルスター



販売名：ホルスター
医療機器届出番号：13B1X00069VL004A
数量：50個/箱

● アクティブ電極クリーナー

製品コード：E2401

メス先電極クリーナー



販売名：アクティブ電極クリーナー
医療機器届出番号：13B1X00069VL005A
数量：25個/箱

ステンレス製電極 ディスポーザブル (滅菌済)

標準型の2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極 - ほとんどのペンシルに装着可能

● ステンレス製ボール電極

製品コード：E1550

全 長：5.33cm (2.1 in.)
通電部分：1cm (0.4 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50個/箱

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E15516

全 長：16.51cm (6.5 in.)
通電部分：2.54cm (1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50個/箱

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E1551G*

全 長：6.2cm (2.44 in.)
通電部分：2.8cm (1.1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50個/箱

● ステンレス製ニードル電極

製品コード：E1552

全 長：7.2cm (2.84 in.)
通電部分：2.8cm (1.1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50個/箱

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E1551X*

六角軸回転防止機構付き
全 長：6.2cm (2.44 in.)
通電部分：2.54cm (1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50個/箱

● ステンレス製ニードル電極

製品コード：E15526

全 長：16.51cm (6 in.)
通電部分：2.54cm (1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50個/箱

G*：標準型 X*：六角軸回転防止機構付き

関節鏡下手術用ステンレス製電極

● 関節鏡下手術用絶縁付フック電極 INSULATED

製品コード：E1510

全 長：21.6cm (8.5 in.)
通電部分：0.19cm (0.075 in.)



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

● 関節鏡下手術用絶縁付アングル電極 INSULATED

製品コード：E1512

全 長：21.6cm (8.5 in.)
通電部分：0.19cm (0.075 in.)



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

Edge コーティング電極/ディスポーザブル (滅菌済)

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極 - ほとんどのペンシルに装着可能

● Edge コーティングブレード電極

製品コード：E1450X*

六角軸回転防止機構付き
全 長：6.35cm (2.5 in.)
通電部分：2.8cm (1.1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個/箱

● Edge コーティングブレード電極

製品コード：E14506

全 長：16.51cm (6.5 in.)
通電部分：2.54cm (1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個/箱

● Edge コーティングブレード電極

製品コード：E1450G*

全 長：7.1cm (2.8 in.)
通電部分：2.8cm (1.1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個/箱

● Edge コーティングニードル電極

製品コード：E1452

全 長：7.2cm (2.84 in.)
通電部分：2.8cm (1.1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個/箱

● Edge コーティングブレード電極

製品コード：E14504

全 長：10.16cm (4 in.)
通電部分：2.54cm (1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個/箱

● Edge コーティングニードル電極

製品コード：E14526

全 長：15.24cm (6 in.)
通電部分：2.54cm (1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個/箱

G*：標準型 X*：六角軸回転防止機構付き

Edge コーティング電極／絶縁／ディスプレイザブル（滅菌済）

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極 - ほとんどのペンシルに装着可能

● Edge コーティングブレード電極／絶縁

製品コード：E1455

全 長：6.99cm (2.75 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個／箱

● Edge コーティングブレード電極／絶縁

製品コード：E14554

全 長：10.16cm (4 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個／箱

● Edge コーティングニードル電極／絶縁

製品コード：E1465B

セーフティスリーブ付
全 長：7.2cm (2.84 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：25 個／箱

● Edge コーティングニードル電極／絶縁

製品コード：E14656

全 長：16.51cm (6 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個／箱

● Edge コーティングブレード電極／絶縁

製品コード：E1455B

セーフティスリーブ付
全 長：6.99cm (2.75 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：25 個／箱

● Edge コーティングブレード電極／絶縁

製品コード：E14556

全 長：16.51cm (6.5 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個／箱

● Edge コーティングブレード電極／絶縁

製品コード：E1465B4

セーフティスリーブ付
全 長：10.16cm (4.0 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：25 個／箱

● Edge コーティングブレード電極／絶縁

製品コード：E1475X

六角軸回転防止機構付ペンシル用／排煙アタッチメント用
全 長：7cm (2.75 in.)
通電部分：2.8cm (1.1 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個／箱

● Edge コーティングブレード電極／絶縁

製品コード：E1455B4

セーフティスリーブ付
全 長：10.16cm (4 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：25 個／箱

● Edge コーティングニードル電極／絶縁

製品コード：E1465

全 長：7.2cm (2.84 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個／箱

● Edge コーティングニードル電極／絶縁

製品コード：E14654

全 長：10.16cm (4 in.)
通電部分：5.1mm (0.2 in.)



販売名：電気メス用モノポーラ電極
医療機器認証番号：302ADBZX00076000
数量：50 個／箱

2 電気手術器用アクセサリ

レット LLETZ 電極 ディスポーザブル (滅菌済)

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極 - ほとんどのペンシルに装着可能

● タングステン製ループ電極

製品コード：E1559

10mm × 10mm、全長 13cm



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

● タングステン製ループ電極

製品コード：E1562

20mm × 15mm、全長 13cm



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

● タングステン製ループ電極

製品コード：E1560

15mm × 12mm、全長 13cm



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

● ステンレス製ボール電極

製品コード：E1564

5mm 径、全長 13cm



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

● タングステン製ループ電極

製品コード：E1561

20mm × 12mm、全長 13cm



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

サクシオンコアギュレーター ディスポーザブル (滅菌済) / ドラフック ディスポーザブル (未滅菌)

● ハンドスイッチ式コアギュレーター

製品コード：E26086

15.24cm (6 in.)
2.67mm (8 Fr.)



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：25 個/箱

● ハンドスイッチ式コアギュレーター

製品コード：E3310

15.24cm (6 in.)
3.33mm (10 Fr.)



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：25 個/箱

● ハンドスイッチ式コアギュレーター

製品コード：E3305

15.24cm (6 in.)
4.0mm (12 Fr.)



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：25 個/箱

● ドラフック

製品コード：E1520J

VATS & Open Lobectomy 用
ディスポーザブルフック電極
未滅菌



販売名：アクティブ電極
医療機器承認番号：21900BZX00368000
数量：6 個/箱
製造販売元：株式会社セムコ

対極板 ディスポーザブル (未滅菌)

- 大人用 REM 専用
ポリヘッパ™ II ディスポーザブル対極板

製品コード：E7507

二面式対極板 2.7m (9ft.) コード付



販売名：REM ポリヘッパ対極板
医療機器認証番号：303ADBZX00033000
数量：50 個/箱

- 大人用 REM 専用
ポリヘッパ™ II ディスポーザブル対極板

製品コード：E7509

二面式対極板 コード無し (E0560 コードが必要)



販売名：REM ポリヘッパ対極板
医療機器認証番号：303ADBZX00033000
数量：50 個/箱

- 小児 (13.6Kg 未満) 用 REM 専用
ポリヘッパ™ II ディスポーザブル対極板

製品コード：E751025

二面式対極板 2.7m (9ft.) コード付



販売名：REM ポリヘッパ対極板
医療機器認証番号：303ADBZX00033000
数量：25 個/箱

- 大人用 REM 専用
ポリヘッパ™ II ディスポーザブル対極板

製品コード：E7507DB

二面式対極板 4.6m (15ft.) コード付



販売名：REM ポリヘッパ対極板
医療機器認証番号：303ADBZX00033000
数量：50 個/箱

- 小児 (13.6Kg 未満) 用 REM 専用
ポリヘッパ™ II ディスポーザブル対極板

製品コード：E75DB25

二面式対極板 4.6m (15ft.) コード付



販売名：REM ポリヘッパ対極板
医療機器認証番号：303ADBZX00033000
数量：25 個/箱

- 低体重新生児 (0.45 ~ 2.72kg / 1 ~ 6lbs.) 用
REM™ 専用ポリヘッパ™ II 対極板

製品コード：E7512

二面式対極板 2.7m (9ft.) コード付



販売名：REM ポリヘッパ対極板
医療機器認証番号：303ADBZX00033000
数量：12 個/箱

対極板 コード・アダプタ類 (未滅菌)

- 対極板用コード

製品コード：E0560

E7509専用
4.6m (15ft.)



販売名：対極板用コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL008A
数量：1 箱

- 対極板用アダプタ

製品コード：E0507B

REM 搭載電気メス専用対極板を 2 枚装着可能



販売名：対極板用アダプタ
医療機器届出番号：13B1X00069VL009A
数量：1 箱

リユーズブルペンシル (未滅菌)

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極が装着可能、EOG もしくはオートクレープ滅菌可能

● リユーズブルロッカースイッチ式ペンシル

製品コード：E2100

2.5cm ステンレス製ブレード電極、
4.6 m (15ft.) シリコンコード付
約 50 回使用可能



販売名：電気メス用リユーズブルペンシル
医療機器認証番号：303ADBZX00041000
数量：10 個/箱

リユーズブル電極 (未滅菌)

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極—ほとんどのペンシルに装着可能、EOG もしくはオートクレープ滅菌可能

● ステンレス製ボール電極

製品コード：E1000

全 長：5.33cm (2.1 in.)
通電部分：3.2mm (1/8 in.)



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器認証番号：20800BZG00059000
数量：1 箱

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E1001-1J

全 長：10cm
通電部分：2.2cm



販売名：アクティブ電極
医療機器認証番号：21900BZX00368000
数量：1 箱
製造販売元：株式会社セムコ

● ステンレス製ボール電極

製品コード：E1002

全 長：5.1cm (2 in.)
通電部分：5.6mm (7/32 in.)



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器認証番号：20800BZG00059000
数量：1 箱

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E1001-2J

全 長：12.5cm
通電部分：2.2cm



販売名：アクティブ電極
医療機器認証番号：21900BZX00368000
数量：1 箱
製造販売元：株式会社セムコ

● ステンレス製ファインニードル電極

製品コード：E1003

全 長：6.6cm (2.6 in.)
通電部分：2.54cm (1 in.)



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器認証番号：20800BZG00059000
数量：1 箱

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E1001-3J

全 長：15cm
通電部分：2.2cm



販売名：アクティブ電極
医療機器認証番号：21900BZX00368000
数量：1 箱
製造販売元：株式会社セムコ

リユーズブル電極（未滅菌）／延長軸（未滅菌）

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極—ほとんどのペンシルに装着可能、EOG もしくはオートクレーブ滅菌可能

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E1001-4J

全 長：17.5cm
通電部分：2.2cm



販売名：アクティブ電極
医療機器承認番号：21900BZX00368000
数量：1 箱
製造販売元：株式会社セムコ

● 六角軸ブレード電極

製品コード：E1020

全 長：7cm (2.75 in.)
通電部分：2.8cm (1.1 in.)



販売名：電気メス用付属品（未滅菌）
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1 箱

● ステンレス製ブレード電極

製品コード：E1001-5J

全 長：20cm
通電部分：2.2cm



販売名：アクティブ電極
医療機器承認番号：21900BZX00368000
数量：1 箱
製造販売元：株式会社セムコ

● ストレート電極延長軸

製品コード：E1502

全長：13cm (5.1 in.)
延長軸長：8.3cm (3-1/4 in.)



販売名：電気メス用延長軸（未滅菌）
医療機器届出番号：13B1X00069VL007A
数量：1 箱

● タングステン製ワイヤーループ電極

製品コード：E1005

全 長：5cm (2 in.)
通電部分：0.95cm (0.375 in.)



販売名：電気メス用付属品（未滅菌）
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1 箱

● ストレート電極延長軸

製品コード：E1504

全長：34.3cm (13.5 in.)
延長軸長：28cm (11 in.)



販売名：電気メス用延長軸（未滅菌）
医療機器届出番号：13B1X00069VL007A
数量：1 箱

モノポーラコード

ディスプレイザブル（滅菌済）

● バリールラブ™ モードコード

製品コード：FT0510



販売名：ForceTriad モノポーラコード
医療機器届出番号：13B1X00069VL003A
数量：25 個/箱

アダプタ

● アクティブ電極アダプタ

製品コード：E05021

ディスプレイザブルコード等、3.2mm (1/8 in.) までの
ピン型ケーブルコネクタに対応可能




販売名：アクティブ電極側アダプタ
医療機器届出番号：13B1X00069VL010A
数量：1 箱

● フットスイッチ式モノポーラ鏡視下手術器具用コード

製品コード：E0510

3m (10ft.)
4mm の一芯プラグ付
使用に際しては E05021 または E0017 アダプタが必要



販売名：モノポーラ鉗子用コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL013A
数量：25 個/箱

● ユニバーサルアダプタ

製品コード：E0017

6mm までのプラグに対応可能



販売名：アクティブ電極側アダプタ
医療機器届出番号：13B1X00069VL010A
数量：1 箱

バイポーラフォーセプス、フットスイッチ用 (未滅菌)

E0512 のディスプレイコード、または、E0020V のリユースコードが必要

● スコヴィルグリーンウッド バイオネット 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4051CT

全 長：19.7cm (7-3/4 in.)
先 端：1.5mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● クッシング バイオネット 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4054CT

全 長：19.1cm (7-1/2 in.)
先 端：2.0mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● クッシング バイオネット 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4058CT

全 長：19.1cm (7-1/2 in.)
先 端：0.7mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● カーブ アイリス 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4062CT

全 長：8.9cm (3-1/2 in.)
先 端：0.4mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● クッシング 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4052CT

全 長：15.2cm (6 in.)
先 端：0.7mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● ジュエラーズ 絶縁型 ストレートチップ INSULATED

製品コード：E4055CT

全 長：10.2cm (4 in.)
先 端：0.4mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● ハーディー バイオネット 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4059CT

全 長：20.9cm (8-1/4 in.)
先 端：0.5mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● チタン製 バイオネット ストレート 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4073CT

全 長：22.2cm (8-3/4 in.)
先 端：1.0mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● クッシング 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4053CT

全 長：17.8cm (6 in.)
先 端：1.5mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● ゲラルド バイオネット 絶縁型 INSULATED

製品コード：E4057CT

全 長：19.1cm (7-1/2 in.)
先 端：1.0mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

● セムケン 絶縁型 ストッパー付 INSULATED

製品コード：E4060CT

全 長：14cm (5-1/2 in.)
先 端：0.7mm



販売名：電気メス用付属品 (未滅菌)
医療機器承認番号：20800BZG00059000
数量：1箱

バイポーラフォーセプスコード

リユーズブル（未滅菌）

● フットスイッチ式フォーセプス用コード

製品コード：E0020V

4.6m (15ft.) コード
オートクレープ滅菌のみ可能



販売名：バイポーラ鉗子用コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL012A
数量：1箱

● フットスイッチ式フォーセプス用コード Storz 用

製品コード：E0021S

4.6m (15ft.) コード
オートクレープ滅菌のみ可能



販売名：バイポーラ鉗子用コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL012A
数量：1箱

ディスプレイザブル（滅菌済）

● フットスイッチ式バイポーラフォーセプス用コード

製品コード：E0512

3.6m (12ft.)



販売名：バイポーラ鉗子用コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL012A
数量：25個/箱

● フットスイッチ式フォーセプス用コード Wolf 用

製品コード：E0022W

4.6m (15ft.) コード
オートクレープ滅菌のみ可能



販売名：バイポーラ鉗子用コード
医療機器届出番号：13B1X00069VL012A
数量：1箱

ディスプレイザブル Opti2 CleanCoat™ ラパロ用電極（滅菌済）

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極、ほとんどのペンシルに装着可能 ●外径：4.8mm

● ストレートスパチュラ 36

製品コード：E377036C

ストレートスパチュラ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

● カーブスパチュラ 36

製品コード：E377136C

カーブスパチュラ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

● カーブスパチュラ 45

製品コード：E377145C

カーブスパチュラ電極 45cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

● ワイヤー J フック 36

製品コード：E377236C

ワイヤー J 字フックチップ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

● ワイヤー L フック 36

製品コード：E377336C

ワイヤー L 字フックチップ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

● ワイヤー L フック 45

製品コード：E377345C

ワイヤー L 字フックチップ電極 45cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

● フラット L フック 36

製品コード：E377436C

フラット L 字電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

● フラット L フック 45

製品コード：E377445C

フラット L 字電極 45cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10個/箱

ディスポーザブル Opti2 ラパロ用電極 (滅菌済)

標準型の 2.4mm (3/32 in.) シャフトの電極、ほとんどのペンシルに装着可能 ●外径：4.8mm

● OPTI2 ストレートスパチュラ 36

製品コード：E377036

ストレートスパチュラ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

● OPTI2 ワイヤー L フック 36

製品コード：E377336

ワイヤー L 字フックチップ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

● OPTI2 カーブスパチュラ 36

製品コード：E377136

カーブスパチュラ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

● OPTI2 ワイヤー L フック 45

製品コード：E377345

ワイヤー L 字フックチップ電極 45cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

● OPTI2 カーブスパチュラ 45

製品コード：E377145

カーブスパチュラ電極 45cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

● OPTI2 フラット L フック 36

製品コード：E377436

フラット L 字電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

● OPTI2 ワイヤー J フック 36

製品コード：E377236

ワイヤー J 字フックチップ電極 36cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

● OPTI2 フラット L フック 45

製品コード：E377445

フラット L 字電極 45cm



販売名：Opti 2 ラパロ用電極
医療機器認証番号：228AABZX00134000
数量：10 個/箱

ディスポーザブル Opti4 ラパロ用ハンドセット (滅菌済)

腹腔鏡下外科手術用吸引/洗浄機能付電気手術器用ハンドセット

● ペンシルグリップ ハンドセット

製品コード：E2750

Opti4 ハンドセット (ペンシルグリップ)



販売名：フォース電気手術器
医療機器認証番号：221AABZX00018000
数量：10 個/箱

ディスポーザブル Opti4 ラパロ用電極、吸引孔 (アスピレーションホール) 付引込型 (滅菌済)

E2750 ハンドセットとのみ接続可能 ●外径：5mm のカニューラ、もしくは 5mm アダプタのついた 5mm 以上のカニューラで使用可能

● カーブスパチュラ電極

製品コード：E3781R28ASP

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZX00079000
数量：10 個/箱

● ワイヤー L フック電極

製品コード：E3783R36ASP

全 長：36cm (14 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZX00079000
数量：10 個/箱

● ワイヤー J フック電極

製品コード：E3782R28ASP

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZX00079000
数量：10 個/箱

● フラット L フック電極

製品コード：E3784R28ASP

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZX00079000
数量：10 個/箱

● ワイヤー L フック電極

製品コード：E3783R28ASP

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZX00079000
数量：10 個/箱

ディスプレイザブル Opti4 ラパロ用電極 非引込型 (滅菌済)

E2750 ハンドセットとのみ接続可能 ●外径：5mm のカニューラ、もしくは 5mm アダプタのついた 5mm 以上のカニューラで使用可能

● ストレートスパチュラ電極

製品コード：E378028

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZ00079000
数量：10 個/箱

● ワイヤー L フック電極

製品コード：E378328

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZ00079000
数量：10 個/箱

● カーブスパチュラ電極

製品コード：E378128

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZ00079000
数量：10 個/箱

● シリンジチップ (円筒型) 電極

製品コード：E378628

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZ00079000
数量：10 個/箱

● ワイヤー J フック電極

製品コード：E378228

全 長：28cm (11 in.)



販売名：Opti 4 ラパロ用電極
医療機器認証番号：302ADBZ00079000
数量：10 個/箱

Sonicision™ カーブドジョー コードレスシステム

● Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 13cm

製品コード：SCDA13

5mm 径、シャフト長 13cm



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：6 個/箱

● Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 48cm

製品コード：SCDA48

5mm 径、シャフト長 48cm



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：6 個/箱

● Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 26cm

製品コード：SCDA26

5mm 径、シャフト長 26cm



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：6 個/箱

● Sonicision™ カーブドジョー ジェネレータ

製品コード：SCGAA

最大 150 回まで使用可能



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：1 箱

● Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 39cm

製品コード：SCDA39

5mm 径、シャフト長 39cm



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：6 個/箱

● Sonicision™ カーブドジョー バッテリーパック

製品コード：SCBA

最大 200 回まで使用可能



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：1 箱

Sonicision™ カーブドジョー コードレスシステム

- Sonicision™ カーブドジョー バッテリチャージャ

製品コード：CBCA



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：1箱

- Sonicision™ カーブドジョー バッテリインサージョンガイド

製品コード：SCBIGA



販売名：Sonicision カーブドジョー コードレスシステム
医療機器承認番号：30200BZX00033000
数量：2個/箱

- Sonicision™ カーブドジョー 滅菌トレイ

製品コード：SCSTA



数量：1箱

LigaSure™ ハンドピース (開腹・開胸用)

- LigaSure™ Exact

製品コード：LF2019



販売名：Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：22800BZX00157000
数量：6個/箱

- LigaSure™ Blunt Tip 23 NC


製品コード：LF1823



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

- LigaSure™ Small Jaw

製品コード：LF1212



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

- LigaSure™ Maryland 23 NC

製品コード：LF1923



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

- LigaSure Impact™ 18 NC

製品コード：LF4418



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

LigaSure™ ハンドピース（開腹・開胸用）

● LigaSure™ V 20

製品コード：LS1520



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

● LigaSure™ Atlas20

製品コード：LS1020



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

● BiZact™ ハンドピース

製品コード：BZ4212



販売名：Valleylab FT10 エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：22800BZX00157000
数量：6個/箱

LigaSure™ ハンドピース（鏡視下用）

● LigaSure™ Maryland 37 NC

製品コード：LF1937



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

● LigaSure™ Blunt Tip 37 NC


製品コード：LF1837



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

● LigaSure™ Maryland 44 NC

製品コード：LF1944



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

● LigaSure™ Blunt Tip 44 NC


製品コード：LF1844



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

● LigaSure™ Atlas

製品コード：LS1037



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

● LigaSure™ V

製品コード：LS1500



販売名：ForceTriad エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号：21900BZX00853000
数量：6個/箱

アクセス&インスツルメント

40年以上にわたる低侵襲手術用デバイスの技術を基に、すべての鏡視下手術にお使いいただけるよう設計・開発されたアクセス&インスツルメントの包括的なラインアップは、お客様のニーズを満たすための選択肢と柔軟性を提供します。そして病院にとってより健全な収益をもたらす有意義なソリューションをご提案いたします。



3 トロカー

オプティカル クロージャートロカー 12mm

第3世代トロカーは閉創アシスト機能付。ポート創の両側5mm一貫した筋膜閉鎖をアシスト。気腹下での閉創状態確認を可能にします。

● オプティカル クロージャートロカー 12mm

製品コード：ONB12STFCS



販売名：VersaOne Fascial Closure システム
医療機器認証番号：302AABZX00012000
数量：6個/箱

● スーチャーパッサー

製品コード：FCSPASS



販売名：Fascia クロージングデバイス
医療機器届出番号：13B1X00069US027A
数量：1箱

VersaOne™ ユニバーサルカニューラ

VersaOne™ アクセスシステムは、VersaOne™ ユニバーサルカニューラに様々な内筒を組み合わせて使用できるようデザインされています。



● VersaOne™ ユニバーサルカニューラ 5mm ショート

製品コード：UNVCA5SHF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ユニバーサルカニューラ 5mm スタンダード

製品コード：UNVCA5STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ユニバーサルカニューラ 12mm スタンダード

製品コード：UNVCA12STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

VersaOne™ オプティカルトロカー



● VersaOne™ オプティカルトロカー 5mm ショート

製品コード：ONB5SHF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ オプティカルトロカー 5mm ロング

製品コード：ONB5LGF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ オプティカルトロカー 12mm ショート

製品コード：ONB12SHF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ オプティカルトロカー 12mm ロング

製品コード：ONB12LGF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ オプティカルトロカー 5mm スタンダード

製品コード：ONB5STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ オプティカルトロカー 11mm スタンダード

製品コード：ONB11STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ オプティカルトロカー 12mm スタンダード

製品コード：ONB12STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ オプティカルトロカー 15mm スタンダード

製品コード：ONB15STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

VersaOne™ ブレードトロカー

● VersaOne™ ブレードトロカー
5mm ショートフィクセーション

製品コード：B5SHF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱● VersaOne™ ブレードトロカー
11mm スタンダードフィクセーション

製品コード：B11STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱● VersaOne™ ブレードトロカー
5mm スタンダードフィクセーション

製品コード：B5STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱● VersaOne™ ブレードトロカー
12mm スタンダードフィクセーション

製品コード：B12STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

VersaOne™ ブレードレストロカー



● VersaOne™ ブレードレストロカー 5mm ショート

製品コード：NONB5SHF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ブレードレストロカー 11mm スタンダード

製品コード：NONB11STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ブレードレストロカー 12mm スタンダード

製品コード：NONB12STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ブレードレストロカー 15mm スタンダード

製品コード：NONB15STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ブレードレストロカー 5mm スタンダード

製品コード：NONB5STF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ブレードレストロカー 12mm ショート

製品コード：NONB12SHF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ブレードレストロカー 12mm ロング

製品コード：NONB12LGF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

● VersaOne™ ブレードレストロカー 15mm ロング

製品コード：NONB15LGF

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

VersaOne™ ブラントポート™ ブラントグリップ™



● ブラントポート™ ブラントグリップ™

製品コード：BPT12STS

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：3個/箱

● バーサポート™ ブレードレス 2/3mm ショートレンジス
ロープロファイル フィクセーションカニューラ

製品コード：NB3SHFLP

販売名：VersaOne シリーズ
医療機器認証番号：223AABZX00099000
数量：6個/箱

バーサステップ™



● アクセスニードル 100mm スリーブ

製品コード：S100000

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：10個/箱

● バーサステップ™ 5mm

製品コード：VS101005

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：3個/箱

● バーサステップ™ プラス 12mm

製品コード：VS101012P

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：3個/箱

● バーサステップ™ エクспанダブルスリーブ

製品コード：VS101000

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：6個/箱

● バーサステップ™ プラス 11mm

製品コード：VS101011P

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：3個/箱

● バーサステップ™ プラス 15mm

製品コード：VS101015P

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：3個/箱

※ S100000 は、ステップシングルユースシステムと互換性があります。

バーサステップ™ ショート

● バーサステップ™ アクセスニードル (ショート)

製品コード：VS070000

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：12個/箱

● バーサステップ™ 5mm (ショート)

製品コード：VS100705

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：3個/箱

● バーサステップ™ プラス 12mm (ショート)

製品コード：VS100712P

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：3個/箱

● バーサステップ™ エクспанダブルスリーブ ショート

製品コード：VS100700

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：6個/箱

● バーサステップ™ プラス 11mm (ショート)

製品コード：VS100711P

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：3個/箱

Step™ シングルユース システム



● アクセスニードル 70mm スリーブ

製品コード：S110000

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：10個/箱

● 10mm スリーブセット 70mm スリーブ

製品コード：S100710

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：10個/箱

● 5mm スリーブセット 70mm スリーブ

製品コード：S100705

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：10個/箱

● 12mm スリーブセット 70mm スリーブ

製品コード：S100712

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：10個/箱

● ミニ ステップ™ 2/3mm スリーブセット

製品コード：MS101003

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：10個/箱

● ショートミニ ミニステップ™ 2/3mm スリーブセット

製品コード：MS100703

販売名：ステップシステム
医療機器認証番号：20900BZY00979000
数量：10個/箱

ビジポート™ プラス

- ビジポート™ プラス 5mm-12mm

製品コード：176674P



販売名：ビジポート
医療機器承認番号：20800BZY00342000
数量：3個/箱

ブラントチップトラカール



- ブラントチップトラカール 10mm

製品コード：OMST10BT

販売名：腹腔鏡下手術用器具
医療機器承認番号：20600BZY00298000
数量：5個/箱

- ブラントチップトラカール 12mm

製品コード：OMST12BT

販売名：腹腔鏡下手術用器具
医療機器承認番号：20600BZY00298000
数量：5個/箱

ソラコポート™



- ソラコポート™ 5.5mm

製品コード：179305

販売名：ソラコポート
医療機器承認番号：22100BZX00124000
数量：12個/箱

- ソラコポート™ 10.5mm

製品コード：179301

販売名：ソラコポート
医療機器承認番号：22100BZX00124000
数量：12個/箱

- ソラコポート™ 11.5mm

製品コード：179303

販売名：ソラコポート
医療機器承認番号：22100BZX00124000
数量：12個/箱

- ソラコポート™ 15mm

製品コード：179307

販売名：ソラコポート
医療機器承認番号：22100BZX00124000
数量：12個/箱

ソフト ソラコポート™

- ソフト ソラコポート™ 5mm

製品コード：179308

販売名：ソフト ソラコポート
医療機器承認番号：22100BZX00170000
数量：12個/箱

- ソフト ソラコポート™ 12mm

製品コード：179309

販売名：ソフト ソラコポート
医療機器承認番号：22100BZX00170000
数量：12個/箱

- ソフト ソラコポート™ 15mm

製品コード：179310

販売名：ソフト ソラコポート
医療機器承認番号：22100BZX00170000
数量：12個/箱

サージニードル™



● サージニードル™ 120mm

製品コード：172015

販売名：サージニードル
医療機器承認番号：16300BZY00861000
数量：12個/箱

● サージニードル™ 150mm

製品コード：172016

販売名：サージニードル
医療機器承認番号：16300BZY00861000
数量：12個/箱

SILS™ ポート



● SILS™ ポート 5mm-12mm

製品コード：SILSPT12TA

販売名：ステップシステム
医療機器承認番号：20900BZY00979000
数量：6個/箱

エンドクリップ™

5mm径でありながら10mm径と同等のクリップ長。血管をクリップ内にしっかり保持できるスペースを確保する閉鎖機構を採用し、脱落の原因となるミスクリップを低減します。



● エンドクリップ™ III ML 5mm

製品コード：176630

販売名：エンドクリップ III
医療機器承認番号：22100BZX00184000
数量：6個/箱

● エンドクリップ™ III 5mm ML カウンターなし

製品コード：176630B

販売名：エンドクリップ III
医療機器承認番号：22100BZX00184000
数量：6個/箱

● エンドクリップ™ II ML

製品コード：176657

販売名：エンドクリップ II ML
医療機器承認番号：22100BZX00182000
数量：6個/箱

● エンドクリップ™ L

製品コード：176625

販売名：エンドクリップ 10mm
医療機器承認番号：22100BZX00142000
数量：6個/箱

ラパロクリップ



● シングル アプライヤー 26.5cm

製品コード：848700

販売名：ラパロクリップ アプライヤ
医療機器届出番号：13B1X00069US005A
数量：1箱

● シングル アプライヤー 33cm

製品コード：848701

販売名：ラパロクリップ アプライヤ
医療機器届出番号：13B1X00069US005A
数量：1箱

● リムーバー

製品コード：848799



販売名：リムーバー
医療機器届出番号：13B1X00069US006A
数量：1箱

カートリッジ



● シングル カートリッジ 8mm

製品コード：848882

(2 クリップ× 10 パック)

販売名：ラパロクリップ
医療機器承認番号：20700BZY00229000
数量：1箱

● シングル カートリッジ 8mm

製品コード：848808

(6 クリップ× 6 パック)

販売名：ラパロクリップ
医療機器承認番号：20700BZY00229000
数量：1箱

● シングル カートリッジ 12mm

製品コード：848813

(2 クリップ× 10 パック)

販売名：ラパロクリップ
医療機器承認番号：20700BZY00229000
数量：1箱

● シングル カートリッジ 12mm

製品コード：848812

(6 クリップ× 6 パック)

販売名：ラパロクリップ
医療機器承認番号：20700BZY00229000
数量：1箱

プレミアム サージクリップ™

- プレミアム サージクリップ™ L-13.0

製品コード：134048

全長：約 33cm クリップ数：15



販売名：プレミアム サージクリップ
医療機器承認番号：22100BZX00140000
数量：6個/箱

- プレミアム サージクリップ™ II M-9.75

製品コード：134051

全長：約 25cm クリップ数：20




販売名：プレミアム サージクリップ II
医療機器承認番号：22100BZX00175000
数量：6個/箱

- プレミアム サージクリップ™ II M-11.5

製品コード：134053

全長：約 29cm クリップ数：30



販売名：プレミアム サージクリップ II
医療機器承認番号：22100BZX00175000
数量：6個/箱

- プレミアム サージクリップ™ III S-9.0

製品コード：133650

全長：約 25cm クリップ数：20



販売名：プレミアム サージクリップ III
医療機器承認番号：22800BZX00275000
数量：6個/箱

TI-LINE™*

- TI-LINE™* ブルーハンドル

製品コード：13-1383TI-EC

シャフト長 約 330mm



製造元：Ackermann
販売名：ラパロインストルメント
医療機器承認番号：303ADBZX00092000
数量：1箱

- TI-LINE™* シアーズチップ

製品コード：13-1469TI-EC

シアーズ長 約 18mm



製造元：Ackermann
販売名：ラパロインストルメント
医療機器承認番号：303ADBZX00092000
数量：10個/箱

- TI-LINE™* ミニシアーズチップ

製品コード：13-1468TI-EC

シアーズ長 約 10mm



製造元：Ackermann
販売名：ラパロインストルメント
医療機器承認番号：303ADBZX00092000
数量：10個/箱

5mm 鉗子シリーズ / 10mm 鉗子シリーズ



● エンド グラスプ™

製品コード：173030

販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

● エンド クリンチ™ II

製品コード：174317

販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

● エンド ダイセクト™

製品コード：176645

販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

● エンド バブコック™

製品コード：174001

販売名：エンドバブコック
医療機器承認番号：22100BZX00186000
数量：6個/箱

5mm 剪刀シリーズ



● エンド シアーズ™

製品コード：176643

販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

● エンド シアーズ™ ロング

製品コード：174601

販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

● エンド ミニ シアーズ™

製品コード：174301

販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

ロティキュレーター™ シリーズ

● ロティキュレーター™ エンド ダイセクト™

製品コード：174213



販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

● ロティキュレーター™ エンド ミニ シアーズ™

製品コード：174309



販売名：オペレーティングインスツルメント
医療機器承認番号：20400BZY00452000
数量：6個/箱

エンドリトラクト™ 組織圧排子シリーズ

● エンド ミニ リトラクト™

製品コード：174209



販売名：エンド ミニ リトラクト
 医療機器承認番号：22100BZX00179000
 数量：6個/箱

● エンド リトラクト™ II

製品コード：176647



販売名：エンド リトラクト II
 医療機器承認番号：22100BZX00181000
 数量：6個/箱

● エンド パドル 12mm

製品コード：173046



販売名：エンド パドル 12mm
 医療機器承認番号：22100BZX00178000
 数量：3個/箱

標本採取用パウチ

● エンド キャッチ™ ゴールド

製品コード：173050G



販売名：エンド キャッチ ゴールド
 医療機器承認番号：22100BZX00176000
 数量：6個/箱

● エンド キャッチ™ II

製品コード：173049



販売名：エンド キャッチ II
 医療機器承認番号：22100BZX00172000
 数量：3個/箱

鏡視下手術用縫合器具

● エンドステッチ™ 本体

製品コード：173016



販売名：エンドステッチ
医療機器承認番号：22100BZX00110000
数量：3個/箱

エンドクローズ™

● エンドクローズ™

製品コード：173022



販売名：エンドクローズ
医療機器届出番号：13B1X00069US014A
数量：12個/箱

ミニループリトラクターII

● ミニループリトラクターII

製品コード：HA0002



販売名：ミニループリトラクターII
製造販売元：株式会社八光
数量：1箱

エンドステッチ™ カートリッジ

● エンドステッチ™ ポリゾーブ™ 2-0 120

製品コード：170053

販売名：ポリゾーブ
医療機器承認番号：20500BZY00586000
数量：12個/箱

● エンドステッチ™ ポリゾーブ™ 3-0 120

製品コード：170071

販売名：ポリゾーブ
医療機器承認番号：20500BZY00586000
数量：12個/箱

● エンドステッチ™ ソフシルク™ 2-0 120

製品コード：170004

販売名：ソフシルク
医療機器承認番号：20500BZY00290000
数量：12個/箱

● エンドステッチ™ サージダック™ 2-0 120

製品コード：173023

販売名：サージダック
医療機器承認番号：20500BZY00342000
数量：12個/箱

サージタイ™

● サージタイ™ ポリゾーブ™ 2-0

製品コード：EL20L



販売名：サージタイ (ポリゾーブ)
医療機器承認番号：20500BZY00150000
数量：6個/箱

● サージタイ™ ポリゾーブ™ 0

製品コード：EL21L



販売名：サージタイ (ポリゾーブ)
医療機器承認番号：20500BZY00150000
数量：6個/箱

鉗子関連製品

● エンド ピーナッツ

製品コード：173019



販売名：エンド ピーナッツ
医療機器届出番号：13B1X00069US013A
数量：1 個／箱

潤滑液

● エンド ループ™

製品コード：22090



販売名：スペースメーカーブロ
医療機器認証番号：301ADBZX00022000
数量：20 個／箱

結露防止剤

● フレッド -2

製品コード：22050



販売名：フレッド 2
医療機器認証番号：223AABZX00132000
数量：20 個／箱

クリアファイ™

スコピストがレンズを拭く手間を削減し、良好な視野でサポートすることで、手術時間の短縮にも貢献します。

● クリアファイ™ くもり止めシステム

製品コード：21-345



販売名：クリアファイ
医療機器認証番号：227AABZX00110000
数量：10 個／箱

サージスリーブ™

開胸、開腹、鏡視下手術まで、幅広いラインナップを揃えています。良好な術野を確保し、汚染防止に寄与します。



● サージスリーブ™ XS

製品コード：WPXSM24

販売名：サージスリーブ
医療機器認証番号：225AABZX00200000
数量：5 個／箱

● サージスリーブ™ M

製品コード：WPMD509

販売名：サージスリーブ
医療機器認証番号：225AABZX00200000
数量：5 個／箱

● サージスリーブ™ XL (リトラクションリング付き)

製品コード：WPXLGR1117

販売名：サージスリーブ
医療機器認証番号：225AABZX00200000
数量：5 個／箱

● サージスリーブ™ S

製品コード：WPSM256

販売名：サージスリーブ
医療機器認証番号：225AABZX00200000
数量：5 個／箱

● サージスリーブ™ L (リトラクションリング付き)

製品コード：WPLGR914

販売名：サージスリーブ
医療機器認証番号：225AABZX00200000
数量：5 個／箱

4

ヘルニア

鼠径部ヘルニアから腹壁癒痕ヘルニア、それぞれのアプローチ・術式に合わせた幅広い製品ポートフォリオをご提案いたします。

4 鼠径部切開法 鼠径部ヘルニア修復用メッシュ

パリテックス™ プログリップ™ メッシュ

リヒテンシュタイン法に適した、セルフグリップ機能をもったメッシュ



- パリテックス™ プログリップ™ メッシュ
右鼠径部ヘルニア用 12*8cm

製品コード：TEM1208GR

販売名：パリテックス プログリップ
医療機器承認番号：22100BZX00950000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ プログリップ™ メッシュ
右鼠径部ヘルニア用 14*9cm

製品コード：TEM1409GR

販売名：パリテックス プログリップ
医療機器承認番号：22100BZX00950000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱



- パリテックス™ プログリップ™ メッシュ
左鼠径部ヘルニア用 12*8cm

製品コード：TEM1208GL

販売名：パリテックス プログリップ
医療機器承認番号：22100BZX00950000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ プログリップ™ メッシュ
左鼠径部ヘルニア用 14*9cm

製品コード：TEM1409GL

販売名：パリテックス プログリップ
医療機器承認番号：22100BZX00950000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

パリテックス™ プラグ

セルフグリップ機能をもったプラグ



- パリテックス™ プラグ 6.5cm (3 セット)

製品コード：PNP6X3

セット内容：プラグ1枚、パッチ1枚

販売名：パリテックス プラグ
医療機器承認番号：22300BZX004200000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：3個/箱

- パリテックス™ プラグ 8cm (3 セット)

製品コード：PNP8X3

セット内容：プラグ1枚、パッチ1枚

販売名：パリテックス プラグ
医療機器承認番号：22300BZX004200000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：3個/箱

パリテックス™ ラッププログリップ™

セルフグリップ機能をもったメッシュ



- パリテックス™ ラッププログリップ™
アノミカル型（右用）13*9cm

製品コード：LPG1309AR

販売名：パリテックス ラッププログリップ
医療機器承認番号：22600BZX00260000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ ラッププログリップ™
アノミカル型（右用）15*10cm

製品コード：LPG1510AR

販売名：パリテックス ラッププログリップ
医療機器承認番号：22600BZX00260000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ ラッププログリップ™
アノミカル型（左用）13*9cm

製品コード：LPG1309AL

販売名：パリテックス ラッププログリップ
医療機器承認番号：22600BZX00260000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ ラッププログリップ™
アノミカル型（左用）15*10cm

製品コード：LPG1510AL

販売名：パリテックス ラッププログリップ
医療機器承認番号：22600BZX00260000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ ラッププログリップ™
シート型 15*10cm

製品コード：LPG1510

販売名：パリテックス ラッププログリップ
医療機器承認番号：22600BZX00260000
償還区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1箱

パリテックス™ アノミカルメッシュ

鼠径部の解剖に合わせて設計されたメッシュ



- パリテックス™ アノミカルメッシュ
M サイズ（右用）13*9cm

製品コード：TECT1309AR

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ アノミカルメッシュ
M サイズ（左用）13*9cm

製品コード：TECT1309AL

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ アノミカルメッシュ
L サイズ（右用）15*10cm

製品コード：TECT1510AR

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ アノミカルメッシュ
L サイズ（左用）15*10cm

製品コード：TECT1510AL

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ アノミカルメッシュ
XL サイズ（右用）16*12cm

製品コード：TECT1612AR

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- パリテックス™ アノミカルメッシュ
XL サイズ（左用）16*12cm

製品コード：TECT1612AL

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

パリテックス™ フォールディングメッシュ

展開のしやすさを追求したメッシュ

- パリテックス™ フォールディングメッシュ
14*10cm

製品コード：TEC1410P5



販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

バーサテックス™ (マーク無し)

ハリをもたせハンドリングしやすく、視認性が高い※1メッシュ



- バーサテックス™
11*6cm (1枚)

製品コード：VTX1106

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

- バーサテックス™
15*10cm (1枚)

製品コード：VTX1510

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

- バーサテックス™
15*15cm (1枚)

製品コード：VTX1515

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

- バーサテックス™
11*6cm (3枚)

製品コード：VTX1106X3

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：3個/箱

- バーサテックス™
15*10cm (3枚)

製品コード：VTX1510X3

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：3個/箱

- バーサテックス™
15*15cm (3枚)

製品コード：VTX1515X3

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：3個/箱

バーサテックス™ (マーク付き)

ハリをもたせハンドリングしやすく、視認性が高い※1メッシュ



- バーサテックス™
15*15cm (1枚)

製品コード：VTX1515M

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

- バーサテックス™
20*20cm (1枚)

製品コード：VTX2020M

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

- バーサテックス™
45*30cm (1枚)

製品コード：VTX4530M

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

- バーサテックス™
15*15cm (3枚)

製品コード：VTX1515MX3

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：3個/箱

- バーサテックス™
30*30cm (1枚)

製品コード：VTX3030M

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

- バーサテックス™
50*50cm (1枚)

製品コード：VTX5050M

販売名：バーサテックス
医療機器承認番号：22700BZX00352000
償償選区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1個/箱

パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D

柔らかく、早期の組織伸張を目指した※2 メッシュ



- パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D
13*9cm

製品コード：TET1309

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1箱

- パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D
15*15cm

製品コード：TET1515

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1箱

- パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D
15*10cm

製品コード：TET1510

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1箱

- パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D
20*20cm

製品コード：TET2020

販売名：パリテックス
医療機器承認番号：22000BZX01105000
償還区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1箱

パリテックス™ プログリッパ™ メッシュ

セルフグリッパ機能をもったメッシュ

- パリテックス™ プログリッパ™ メッシュ 30*15cm

製品コード：TEM3015G



販売名：パリテックス プログリッパ
医療機器承認番号：22100BZX00950000
償還区分：繊維布・ヘルニア・一般
数量：1箱

シンボテックス™ コンポジットメッシュ オープンスカート型

癒着低減フィルムを採用、視認性が高い※3 メッシュ



- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
オープンスカート型 丸型 8cm

製品コード：SYM80S

販売名：シンボテックス コンポジットメッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
オープンスカート型 角型 20*15cm

製品コード：SYM2015OS

販売名：シンボテックス コンポジットメッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
オープンスカート型 角型 30*20cm

製品コード：SYM3020OS

販売名：シンボテックス コンポジットメッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
オープンスカート型 角型 15*10cm

製品コード：SYM1510OS

販売名：シンボテックス コンポジットメッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
オープンスカート型 角型 25*20cm

製品コード：SYM2520OS

販売名：シンボテックス コンポジットメッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

PCO ベントラルパッチ

小さな腹壁癒痕ヘルニア用メッシュ



- PCO ベントラルパッチ
S サイズ 円形 4.6cm

製品コード：PCO4VP

販売名：PCO ベントラルパッチ
医療機器承認番号：22800BZX00218000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- PCO ベントラルパッチ
M サイズ 円形 6.6cm

製品コード：PCO6VP

販売名：PCO ベントラルパッチ
医療機器承認番号：22800BZX00218000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

- PCO ベントラルパッチ
L サイズ 円形 8.6cm

製品コード：PCO8VP

販売名：PCO ベントラルパッチ
医療機器承認番号：22800BZX00218000
償還区分：繊維布・ヘルニア・形状付加
数量：1箱

シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 (牽引糸付)

癒着低減フィルムを採用、視認性が高く*3 豊富なサイズ展開



- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 丸型 9cm

製品コード：SYM9F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 丸型 12cm

製品コード：SYM12F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 丸型 15cm

製品コード：SYM15F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 丸型 20cm

製品コード：SYM20F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 (牽引糸付)

癒着低減フィルムを採用、視認性が高く*³ 豊富なサイズ展開



- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 楕円形 17*10cm

製品コード：SYM1710EF

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 楕円形 20*12cm

製品コード：SYM2012EF

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 楕円形 25*15cm

製品コード：SYM2515EF

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 楕円形 34*20cm

製品コード：SYM3420EF


販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 楕円形 40*24cm

製品コード：SYM4024EF

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 (牽引糸付)



- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 角型 15*10cm

製品コード：SYM1510F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 角型 20*15cm

製品コード：SYM2015F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 角型 25*20cm

製品コード：SYM2520F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 角型 30*20cm

製品コード：SYM3020F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 角型 37*28cm

製品コード：SYM3728F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- シンボテックス™ コンポジットメッシュ
フラットシート型 角型 42*32cm

製品コード：SYM4232F

販売名：シンボテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22700BZX00168000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

※1 Based on Covidien internal test report # T2306CR044a evaluating design for improved visualization during placement, March 2015.
 ※2 Lefranc, O., et al. (2009). "PET vs. PP Mesh Constructs and Their Influence on L929 Fibroblasts Adhesion and Proliferation." HS/AHS. Springer, Berlin, Hernia; 13; 64-72.
 ※3 Demonstrated in a preclinical study sponsored by Covidien, carried out on pigs in May 2013 with 6 surgeons and aiming at validating the design of Symbotex™ composite mesh - Covidien internal report 0901CR252a (June 2013).

パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ

癒着低減フィルムを採用、修復部位に応じて選択可

- パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ
8*8cm

製品コード：PCO2H1



販売名：パリテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22300BZX00122000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ
9*8cm

製品コード：PCO2H3



販売名：パリテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22300BZX00122000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

- パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ
8.5*8cm

製品コード：PCO2H4



販売名：パリテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22300BZX00122000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

パリテックス™ コンポジットメッシュ パラストーマルメッシュ

癒着低減フィルムを採用、ストーマ接触部分をしっかりと保護

- パリテックス™ コンポジットメッシュ パラストーマルメッシュ
15cm (ホール径 35mm)

製品コード：PCOPM15H35

販売名：パリテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22300BZX00122000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱



- パリテックス™ コンポジットメッシュ パラストーマルメッシュ
15cm (ホール径 50mm)

製品コード：PCOPM15H50

販売名：パリテックス コンポジット メッシュ
医療機器承認番号：22300BZX00122000
償還区分：繊維布・ヘルニア・腹膜欠損
数量：1箱

4 吸収性フィクセーション

リライアタック™

カートリッジ交換できる、屈曲可能な Fixation Device

● リライアタック™ 本体・スタンダードタック

製品コード：RELTACK3X10

セット内容 10 タック入りカートリッジ 3 個



販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

● リライアタック™ 10 タック入りカートリッジ・スタンダードタック

製品コード：RELTACK10R



販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

● リライアタック™ 5 タック入りカートリッジ・スタンダードタック

製品コード：RELTACK5R



販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

● リライアタック™ 本体・ロングタック

製品コード：RELTACK4XDPT

セット内容 8 タック入りカートリッジ 3 個 / 5 タック入りカートリッジ 1 個



販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

● リライアタック™ 8 タック入りカートリッジ・ロングタック

製品コード：RELTACK8RDPT



販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

● リライアタック™ 5 タック入りカートリッジ・ロングタック

製品コード：RELTACK5RDPT



販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

アブソーバタック™ 5mm

Absorbable Fixation Device



● アブソーバタック™ 5mm 15 タック入り

製品コード：ABSTACK15

販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

● アブソーバタック™ 5mm 30 タック入り

製品コード：ABSTACK30X

販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

● アブソーバタック™ 5mm 20 タック入り (シャフト長：ショート)

製品コード：ABSTACK20S

販売名：アブソーバタック
医療機器承認番号：22100BZX00949000
数量：6 個/箱

プロタック™ 5mm

コイル状ステープルの Fixation Device



- プロタック™ 5mm
30 タック入り

製品コード：174006

販売名：ディスプレイザブルタッキングシステム
医療機器承認番号：22100BZX00119000
数量：6個/箱

ヘルニアステープラー

Traditional Fixation Device



- エンドユニバーサル™ 65°
4.8mm 本体

製品コード：173052

販売名：エンドユニバーサル 65° 本体
医療機器承認番号：22100BZX00155000
数量：6個/箱



- エンドユニバーサル™ 65°
4.0mm 本体

製品コード：173054

販売名：エンドユニバーサル 65° 本体
医療機器承認番号：22100BZX00155000
数量：6個/箱

- マルチファイヤーエンドヘルニア™ 0°
4.8mm 本体

製品コード：174025

販売名：マルチファイヤーエンドヘルニア 0° 本体
医療機器承認番号：22100BZX00121000
数量：6個/箱

- マルチファイヤーエンドヘルニア™ 0°
4.0mm 本体

製品コード：174027

販売名：マルチファイヤーエンドヘルニア 0° 本体
医療機器承認番号：22100BZX00121000
数量：6個/箱



- マルチファイヤーエンドヘルニア™
4.8mm カートリッジ

製品コード：174007

販売名：マルチファイヤーエンドヘルニア カートリッジ
医療機器承認番号：22100BZX00158000
数量：6個/箱

- マルチファイヤーエンドヘルニア™
4.0mm カートリッジ

製品コード：174015

販売名：マルチファイヤーエンドヘルニア カートリッジ
医療機器承認番号：22100BZX00158000
数量：6個/箱

PDB™ Balloon

腹膜外腔拡張バルーンシステム

- PDB™ バルーン (円型)

製品コード：CMSPDB1000



販売名：PDB バルーン
医療機器承認番号：303ADBZX00071000
数量：5個/箱

- PDB™ バルーン (キドニー型)

製品コード：CMSPDBS2



販売名：PDB バルーン
医療機器承認番号：303ADBZX00071000
数量：5個/箱

スペースメーカー™ プロ

腹膜外腔拡張バルーンシステム

- スペースメーカー™ プロ
BTT・シリンダー型ダイセクタ

製品コード：SMCYLCST

Component Separation 法用



販売名：スペースメーカープロ
医療機器認証番号：301ADBZX00022000
数量：3個/箱



- スペースメーカー™ プロ
BTT・円型ダイセクタ

製品コード：SMBTTRNDX

腹膜外腔アプローチ手術用



販売名：スペースメーカープロ
医療機器認証番号：301ADBZX00022000
数量：3個/箱

- スペースメーカー™ プロ
BTT・キドニー型ダイセクタ

製品コード：SMBTTOVLX

腹膜外腔アプローチ手術用



販売名：スペースメーカープロ
医療機器認証番号：301ADBZX00022000
数量：3個/箱

- スペースメーカー™ プロ
SBT・円型ダイセクタ

製品コード：SMSBTRNDX

腹膜外腔アプローチ手術用



販売名：スペースメーカープロ
医療機器認証番号：301ADBZX00022000
数量：3個/箱

- スペースメーカー™ プロ
SBT・キドニー型ダイセクタ

製品コード：SMSBTOVLX

腹膜外腔アプローチ手術用



販売名：スペースメーカープロ
医療機器認証番号：301ADBZX00022000
数量：3個/箱

製品コード 索引一覧

| | |
|--------------|--|
| 0-9 | |
| 020242 | パーストリング™ 65 ……………21 |
| 020250 | ステンレスEEA™サイザーセット (25、28、31mm) ……………22 |
| 020251 | ステンレスEEA™ 34mm サイザー ……………22 |
| 020730 | パーストリング™ 45 ……………21 |
| 1017577 | モノポーラ用フットスイッチアダプタ ……………27 |
| 133650 | プレミアムサージクリップ™ III S-9.0 ……………77 |
| 134048 | プレミアムサージクリップ™ L-13.0 ……………77 |
| 134051 | プレミアムサージクリップ™ II M-9.75 ……………77 |
| 134053 | プレミアムサージクリップ™ II M-11.5 ……………77 |
| 13-1383TI-EC | TI-LINE™ ブルーハンドル ……………78 |
| 13-1468TI-EC | TI-LINE™ ミニシアーズチップ ……………78 |
| 13-1469TI-EC | TI-LINE™ シアーズチップ ……………78 |
| 150462 | プレミアム™ リムーバー ……………24 |
| 170004 | エンドステッチ™ ソフシルク™ 2-0 120 ……………83 |
| 170053 | エンドステッチ™ ポリゾープ™ 2-0 120 ……………83 |
| 170071 | エンドステッチ™ ポリゾープ™ 3-0 120 ……………83 |
| 172015 | サージニードル™ 120mm ……………73 |
| 172016 | サージニードル™ 150mm ……………73 |
| 173016 | エンドステッチ™ 本体 ……………83 |
| 173019 | エンド ピーナッツ ……………85 |
| 173022 | エンド クローズ™ ……………84 |
| 173023 | エンドステッチ™ サージダック™ 2-0 120 ……………83 |
| 173030 | エンド グラスプ™ ……………79 |
| 173046 | エンド バドル 12mm ……………81 |
| 173049 | エンド キャッチ™ II ……………82 |
| 173050G | エンド キャッチ™ ゴールド ……………82 |
| 173052 | エンドユニバーサル™ 65° 4.8mm 本体 ……………103 |
| 173054 | エンドユニバーサル™ 65° 4.0mm 本体 ……………103 |
| 174001 | エンド バブコック™ ……………79 |
| 174006 | プロタック™ 5mm 30 タック入り ……………103 |
| 174007 | マルチファイヤーエンドヘルニア™ 4.8mm カートリッジ …… 103 |
| 174015 | マルチファイヤーエンドヘルニア™ 4.0mm カートリッジ …… 103 |
| 174025 | マルチファイヤーエンドヘルニア™ 0° 4.8mm 本体 ……………103 |
| 174027 | マルチファイヤーエンドヘルニア™ 0° 4.0mm 本体 ……………103 |
| 174209 | エンド ミニ リトラクト™ ……………81 |
| 174213 | ロティキュレーター™ エンド ダイセクト™ ……………80 |
| 174233 | ロティキュレーター™ エンド グラスプ™ ……………80 |
| 174301 | エンド ミニ シアーズ™ ……………79 |
| 174309 | ロティキュレーター™ エンド ミニ シアーズ™ ……………80 |
| 174317 | エンド クリンチ™ II ……………79 |
| 174601 | エンド シアーズ™ ロング ……………79 |
| 176605 | エンド シズ™ ……………79 |
| 176625 | エンドクリップ™ L ……………74 |
| 176630 | エンドクリップ™ III ML 5mm ……………74 |
| 176630B | エンドクリップ™ III ML 5mm ML カウンターなし ……………74 |
| 176643 | エンド シアーズ™ ……………79 |
| 176645 | エンド ダイセクト™ ……………79 |
| 176647 | エンド リトラクト™ II ……………81 |
| 176657 | エンドクリップ™ II ML ……………74 |
| 176674P | ビジポート™ プラス 5mm-12mm ……………71 |
| 179301 | ソラコポート™ 10.5mm ……………72 |
| 179303 | ソラコポート™ 11.5mm ……………72 |
| 179305 | ソラコポート™ 5.5mm ……………72 |
| 179307 | ソラコポート™ 15mm ……………72 |
| 179308 | ソフト ソラコポート™ 5mm ……………72 |
| 179309 | ソフト ソラコポート™ 12mm ……………72 |
| 179310 | ソフト ソラコポート™ 15mm ……………72 |
| 202400954 | フォース™ アルゴン用ケーブル ……………30 |
| 21-345 | クリアファイ™くもり止めシステム ……………85 |
| 22050 | フレッド-2 ……………85 |
| 22090 | エドーループ™ ……………85 |
| 25030 | 3" × 6" エンド バック™ (φ7.6cm、15.2cm長) ……………82 |
| 25040 | 5" × 8" エンド バック™ (φ12.7cm、20.3cm長) ……………82 |
| 803512 | アボーズ™ ULC レギュラー 35 針入り ……………24 |
| 803712 | アボーズ™ ULC ワイド 35 針入り ……………24 |
| 848700 | シングル アプライヤー 26.5cm ……………75 |
| 848701 | シングル アプライヤー 33cm ……………75 |
| 848799 | リムーバー ……………75 |
| 848808 | シングル カートリッジ 8mm (6クリップ×6パック) ……………76 |
| 848812 | シングル カートリッジ 12mm (6クリップ×6パック) ……………76 |
| 848813 | シングル カートリッジ 12mm (2クリップ×10パック) ……………76 |

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 848882 | シングル カートリッジ 8mm (2クリップ×10パック) ……………76 |
| 9141111 | 直針 (片針) 60mm ……………22 |

A

| | |
|------------|---|
| ABSTACK15 | アプソーパタック™ 5mm 15 タック入り ……………102 |
| ABSTACK20S | アプソーパタック™ 5mm 20 タック入り (シャフト長：ショート) … 102 |
| ABSTACK30X | アプソーパタック™ 5mm 30 タック入り ……………102 |

B

| | |
|---------------|---|
| B11STF | VersaOne™ ブレードロカー 11mm スタンダードフィクセーション ……66 |
| B12LGF | VersaOne™ ブレードロカー 12mm ロングフィクセーション ……………66 |
| B12STF | VersaOne™ ブレードロカー 12mm スタンダードフィクセーション ……66 |
| B5SHF | VersaOne™ ブレードロカー 5mm ショートフィクセーション ……66 |
| B5STF | VersaOne™ ブレードロカー 5mm スタンダードフィクセーション ……66 |
| BPT12STS | プラントポート™ プラントグリッパ™ ……………68 |
| BZ4212 | BiZact™ ハンドピース ……………61 |

C

| | |
|------|--|
| CBCA | Sonicision™ カーブドジョー バッテリーチャージャ ……………59 |
|------|--|

E

| | |
|----------|------------------------------------|
| E0017 | ユニバーサルアダプタ ……………50 |
| E0020V | フットスイッチ式フォーセプス用コード ……………53 |
| E0021S | フットスイッチ式フォーセプス用コード Storz 用 ……………53 |
| E0022W | フットスイッチ式フォーセプス用コード Wolf 用 ……………53 |
| E05021 | アクティブ電極アダプタ ……………50 |
| E0507B | 対極板用アダプタ ……………46 |
| E0510 | フットスイッチ式モノポーラ鏡視下手術器具用コード ……………50 |
| E0512 | フットスイッチ式バイポーラ フォーセプス用コード ……………53 |
| E0560 | 対極板用コード ……………46 |
| E1000 | ステンレス製ボール電極 ……………48 |
| E1001-1J | ステンレス製ブレード電極 ……………48 |
| E1001-2J | ステンレス製ブレード電極 ……………48 |
| E1001-3J | ステンレス製ブレード電極 ……………48 |
| E1001-4J | ステンレス製ブレード電極 ……………49 |
| E1001-5J | ステンレス製ブレード電極 ……………49 |
| E1002 | ステンレス製ボール電極 ……………48 |
| E1003 | ステンレス製ファインニードル電極 ……………48 |
| E1005 | タングステン製ワイヤーループ電極 ……………49 |
| E1020 | 六角軸ブレード電極 ……………49 |
| E14504 | Edge コーティングブレード電極 ……………40 |
| E14506 | Edge コーティングブレード電極 ……………40 |
| E1450G* | Edge コーティングブレード電極 ……………40 |
| E1450X* | Edge コーティングブレード電極 ……………40 |
| E1452 | Edge コーティングニードル電極 ……………40 |
| E14526 | Edge コーティングニードル電極 ……………40 |
| E1455 | Edge コーティングブレード電極／絶縁 ……………41 |
| E14554 | Edge コーティングブレード電極／絶縁 ……………41 |
| E14556 | Edge コーティングブレード電極／絶縁 ……………41 |
| E1455B | Edge コーティングブレード電極／絶縁 ……………41 |
| E1455B4 | Edge コーティングブレード電極／絶縁 ……………41 |
| E1465 | Edge コーティングニードル電極／絶縁 ……………41 |
| E14654 | Edge コーティングニードル電極／絶縁 ……………42 |
| E14656 | Edge コーティングニードル電極／絶縁 ……………42 |
| E1465B | Edge コーティングニードル電極／絶縁 ……………42 |
| E1465B4 | Edge コーティングブレード電極／絶縁 ……………42 |
| E1475X | Edge コーティングブレード電極／絶縁 ……………42 |
| E1502 | ストレート電極延長軸 ……………49 |
| E1504 | ストレート電極延長軸 ……………49 |
| E1510 | 関節鏡下手術用絶縁付フック電極 ……………39 |
| E1512 | 関節鏡下手術用絶縁付アングル電極 ……………39 |
| E1520J | ドラフック ……………44 |
| E1550 | ステンレス製ボール電極 ……………38 |
| E15516 | ステンレス製ブレード電極 ……………38 |
| E1551G* | ステンレス製ブレード電極 ……………38 |
| E1551X* | ステンレス製ブレード電極 ……………38 |
| E1552 | ステンレス製ニードル電極 ……………38 |
| E15526 | ステンレス製ニードル電極 ……………38 |
| E1559 | タングステン製ループ電極 ……………43 |
| E1560 | タングステン製ループ電極 ……………43 |
| E1561 | タングステン製ループ電極 ……………43 |
| E1562 | タングステン製ループ電極 ……………43 |

| | |
|----------------|--|
| E1564 | ステンレス製ボール電極 ……………43 |
| E2100 | リニューラブルロッカースイッチ式ペンシル ……………47 |
| E2350HF | Edge ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル ……………35 |
| E2350HS | ハンドスイッチ式ペンシル (ロッカースイッチ) スモーク・コーティングブレード ……………34 |
| E2400F | ホルスター ……………37 |
| E2401 | アクティブ電極クリナー ……………37 |
| E2450HF | Edge ブレード電極付ボタンスイッチ式ペンシル ……………35 |
| E2450HS | ハンドスイッチ式ペンシル (ボタンスイッチ) スモーク・コーティングブレード ……………34 |
| E2515F/E2515HF | ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル ……………36 |
| E2515HDA | ニードル電極付ロッカースイッチ式ペンシル ……………36 |
| E2515HDB | ブレード電極付ロッカースイッチ式ペンシル ……………36 |
| E2516F/E2516HF | ブレード電極付ボタンスイッチ式ペンシル ……………36 |
| E2516HDA | ニードル電極付ボタンスイッチ式ペンシル ……………36 |
| E2520H | アルゴンガス手術用電気メスペンシル ……………30 |
| E253028 | 腹腔鏡下手術用フレキシブル電極 ……………31 |
| E25303 | フレキシブル電極 ……………31 |
| E25306 | フレキシブル電極 ……………31 |
| E258028 | 5mm 径腹腔鏡下手術用ブレード電極 ……………31 |
| E258328 | 5mm 径腹腔鏡下手術用プラントニードル電極 ……………31 |
| E26086 | ハンドスイッチ式コアギュレーター ……………カートリッジ ……………44 |
| E2750 | ペンシルグリッパ ハンドセット ……………56 |
| E3305 | ハンドスイッチ式コアギュレーター ……………44 |
| E3310 | ハンドスイッチ式コアギュレーター ……………44 |
| E3590 | 排煙用アタッチメント ……………34 |
| E377036C | ストレートスパチュラ 36 ……………54 |
| E377136C | カーブスパチュラ 36 ……………54 |
| E377145C | カーブスパチュラ 45 ……………54 |
| E377236C | ワイヤーJ フック 36 ……………54 |
| E377336C | ワイヤーL フック 36 ……………54 |
| E377345C | ワイヤーL フック 45 ……………54 |
| E377436C | フラットL フック 36 ……………54 |
| E377445C | フラットL フック 45 ……………54 |
| E377036 | OPTI2 ストレートスパチュラ 36 ……………55 |
| E377136 | OPTI2 カーブスパチュラ 36 ……………55 |
| E377145 | OPTI2 カーブスパチュラ 45 ……………55 |
| E377236 | OPTI2 ワイヤーJ フック 36 ……………55 |
| E377336 | OPTI2 ワイヤーL フック 36 ……………55 |
| E377345 | OPTI2 ワイヤーL フック 45 ……………55 |
| E377436 | OPTI2 フラットL フック 36 ……………55 |
| E377445 | OPTI2 フラットL フック 45 ……………55 |
| E378028 | ストレートスパチュラ電極 ……………57 |
| E378128 | カーブスパチュラ電極 ……………57 |
| E378228 | ワイヤーJ フック電極 ……………57 |
| E378328 | ワイヤーL フック電極 ……………57 |
| E378628 | シリンジック (円筒型) 電極 ……………57 |
| E3781R28ASP | カーブスパチュラ電極 ……………56 |
| E3782R28ASP | ワイヤーJ フック電極 ……………56 |
| E3783R28ASP | ワイヤーL フック電極 ……………56 |
| E3783R36ASP | ワイヤーL フック電極 ……………56 |
| E3784R28ASP | フラットL フック電極 ……………56 |
| E4051CT | スコヴィルグリーンウッド バイオネット 絶縁型 ……………51 |
| E4052CT | クッシング 絶縁型 ……………51 |
| E4053CT | クッシング 絶縁型 ……………51 |
| E4054CT | クッシング バイオネット 絶縁型 ……………51 |
| E4055CT | ジュエラース 絶縁型 ストレートチップ ……………51 |
| E4057CT | ゲラルド バイオネット 絶縁型 ……………51 |
| E4058CT | クッシング バイオネット 絶縁型 ……………52 |
| E4059CT | ハーディー バイオネット 絶縁型 ……………52 |
| E4060CT | セムケン 絶縁型 ストッパー付 ……………52 |
| E4062CT | カーブ アイリス 絶縁型 ……………52 |
| E4073CT | チタン製 バイオネット ストレート 絶縁型 ……………52 |
| E6008L | モノポーラフットスイッチ ……………27 |
| E6009 | 標準型バイポーラフットスイッチ ……………27 |
| E7507 | 大人用 REM 専用 ポリハシップ™ II ディスポーザブル対極板 ……………45 |
| E7507DB | 大人用 REM 専用 ポリハシップ™ II ディスポーザブル対極板 ……………45 |
| E7509 | 大人用 REM 専用 ポリハシップ™ II ディスポーザブル対極板 ……………45 |
| E751025 | 小児 (13.6kg未満) 用 REM 専用 ポリハシップ™ II ディスポーザブル対極板 ……45 |
| E7512 | 低体重新生児 (0.45～2.72kg / 1～6lbs.) 用 REM 専用ポリハシップ™ II 対極板 ……………45 |
| E75DB25 | 小児 (13.6kg未満) 用 REM 専用 ポリハシップ™ II ディスポーザブル対極板 ……45 |

| | |
|-------------|---|
| EEA21 | EEA™ 21 サークュラステーブラー ……………19 |
| EEA2135 | EEA™ 21-3.5 サークュラステーブラー ……………19 |
| EEA25 | EEA™ 25 サークュラステーブラー ……………19 |
| EEA2535 | EEA™ 25-3.5 サークュラステーブラー ……………19 |
| EEA28 | EEA™ 28 サークュラステーブラー ……………19 |
| EEA2835 | EEA™ 28-3.5 サークュラステーブラー ……………20 |
| EEA31 | EEA™ 31 サークュラステーブラー ……………20 |
| EEA33 | EEA™ 33 サークュラステーブラー ……………20 |
| EEAORVIL21A | EEA™ 21 ベイルアウトスーチャー付き OrVil™ ……………20 |
| EEAORVIL25A | EEA™ 25 ベイルアウトスーチャー付き OrVil™ ……………20 |
| EEAXL21 | EEA™ 21 XL サークュラステーブラー ……………19 |
| EEAXL2135 | EEA™ 21-3.5 XL サークュラステーブラー ……………19 |
| EEAXL25 | EEA™ 25 XL サークュラステーブラー ……………19 |
| EEAXL2535 | EEA™ 25-3.5 XL サークュラステーブラー ……………19 |
| EEAXL28 | EEA™ 28 XL サークュラステーブラー ……………19 |
| EEAXL2835 | EEA™ 28-3.5 XL サークュラステーブラー ……………20 |
| EEAXL31 | EEA™ 31 XL サークュラステーブラー ……………20 |
| EEAXL33 | EEA™ 33 XL サークュラステーブラー ……………20 |
| EGIA45AMT | エンド GIA™ トライステーブル™45 アーティキュレーティング ミディアム・シックカートリッジ ……………10 |
| EGIA45AV | エンド GIA™45 アーティキュレーティング バスキュラーカートリッジ ……………10 |
| EGIA45AVM | エンド GIA™ トライステーブル™45 アーティキュレーティング バスキュラー・ミディアムカートリッジ ……………10 |
| EGIA60AMT | エンド GIA™ トライステーブル™60 アーティキュレーティング ミディアム・シックカートリッジ ……………10 |
| EGIA60AVM | エンド GIA™ トライステーブル™60 アーティキュレーティング バスキュラー・ミディアムカートリッジ ……………10 |
| EGIAUSHORT | エンド GIA™ ウルトラ ユニバーサルステーブラー ショート …… 5 |
| EGIAUSTND | エンド GIA™ ウルトラ ユニバーサルステーブラー …… 5 |
| EGIAUXL | エンド GIA™ ウルトラ ユニバーサルステーブラー XL …………… 5 |
| EL20L | サージタイ™ ポリゾープ™ 2-0 ……………84 |
| EL21L | サージタイ™ ポリゾープ™ 0 ……………84 |

F

| | |
|---------|-------------------------------------|
| FCSPASS | スーチャーパッサー ……………64 |
| FT0021S | FT バイポーラリセクションコードStorz ……………28 |
| FT0022W | FT バイポーラリセクションコードWolf ……………28 |
| FT0510 | バリレーブ™ モードコード ……………50 |
| FT3000 | Force TriVerse™ モノポーラハンドピース ……………35 |
| FT6009 | バイポーラリセクションフットスイッチ ……………28 |

G

| | |
|-----------|-------------------------------|
| GIA10038L | GIA™ 100-3.8 カートリッジ ……………13 |
| GIA10038S | GIA™ 100-3.8 本体 ……………12 |
| GIA10048L | GIA™ 100-4.8 カートリッジ ……………13 |
| GIA10048S | GIA™ 100-4.8 本体 ……………12 |
| GIA6025L | GIA™ 60-2.5 カートリッジ ……………13 |
| GIA6025S | GIA™ 60-2.5 本体 ……………12 |
| GIA6038L | GIA™ 60-3.8 カートリッジ ……………13 |
| GIA6038S | GIA™ 60-3.8 本体 ……………12 |
| GIA6048L | GIA™ 60-4.8 カートリッジ ……………13 |
| GIA6048S | GIA™ 60-4.8 本体 ……………12 |
| GIA8038L | GIA™ 80-3.8 カートリッジ ……………13 |
| GIA8038S | GIA™ 80-3.8 本体 ……………12 |
| GIA8048L | GIA™ 80-4.8 カートリッジ ……………13 |
| GIA8048S | GIA™ 80-4.8 本体 ……………12 |
| GNJ283 | モノソフ™ 2-0 両端針 ……………22 |
| GR200A | アルゴンガスレギュレーター (タンク2用) ……………30 |

H

| | |
|--------|------------------------|
| HA0002 | ミニループリトラクター II ……………84 |
|--------|------------------------|

J

| | |
|-----------|--------------------------|
| JC2016 | Valleylab™ 専用カート ……………29 |
| JC2018ADP | FX8 カートアダプタ ……………29 |

L

| | |
|--------|------------------------------------|
| LF1212 | LigaSure™ Small Jaw ……………60 |
| LF1823 | LigaSure™ Blunt Tip 23 NC ……………60 |
| LF1837 | LigaSure™ Blunt Tip 37 NC ……………62 |
| LF1844 | LigaSure™ Blunt Tip 44 NCC ……………62 |

製品コード 索引一覧

| | | |
|-----------|---|----|
| LF1923 | LigaSure™ Maryland 23 NC | 60 |
| LF1937 | LigaSure™ Maryland 37 NC | 62 |
| LF1944 | LigaSure™ Maryland 44 NC | 62 |
| LF2019 | LigaSure™ Exact | 60 |
| LF4418 | LigaSure Impact™ 18 NC | 60 |
| LPG1309AL | パリテックス™ ラッププログリップ™ アナトミカル型 (左用) 13*9cm | 89 |
| LPG1309AR | パリテックス™ ラッププログリップ™ アナトミカル型 (右用) 13*9cm | 89 |
| LPG1510 | パリテックス™ ラッププログリップ™ シート型 15*10cm | 89 |
| LPG1510AL | パリテックス™ ラッププログリップ™ アナトミカル型 (左用) 15*10cm | 89 |
| LPG1510AR | パリテックス™ ラッププログリップ™ アナトミカル型 (右用) 15*10cm | 89 |
| LS0300 | LigaSure™ シングルペダルフットスイッチ | 27 |
| LS1020 | LigaSure™ Atlas20 | 61 |
| LS1037 | LigaSure™ Atlas | 62 |
| LS1500 | LigaSure™ V | 62 |
| LS1520 | LigaSure™ V 20 | 61 |

M

| | | |
|----------|------------------------------|----|
| MS100703 | ショートミニ ミニステップ™ 2/3mm スリーブセット | 70 |
| MS101003 | ミニ ステップ™ 2/3mm スリーブセット | 70 |

N

| | | |
|-----------|---|----|
| NB3SHFLP | バーサポート™ ブレードレス 2/3mm ショートレングス ロープロファイル フィクセーションカニューラ | 68 |
| NONB11STF | VersaOne™ ブレードレストロカー 11mm スタンダード | 67 |
| NONB12LGF | VersaOne™ ブレードレストロカー 12mm ロング | 67 |
| NONB12SHF | VersaOne™ ブレードレストロカー 12mm ショート | 67 |
| NONB12STF | VersaOne™ ブレードレストロカー 12mm スタンダード | 67 |
| NONB15LGF | VersaOne™ ブレードレストロカー 15mm ロング | 67 |
| NONB15STF | VersaOne™ ブレードレストロカー 15mm スタンダード | 67 |
| NONB5SHF | VersaOne™ ブレードレストロカー 5mm ショート | 67 |
| NONB5STF | VersaOne™ ブレードレストロカー 5mm スタンダード | 67 |

O

| | | |
|------------|----------------------------------|-----|
| OMSPDB1000 | PDB™ バルーン (エンケイ) | 104 |
| OMSPDBS2 | PDB™ バルーン (キドニーガタ) | 104 |
| OMST10BT | ブランドチップトラカール 10mm | 71 |
| OMST12BT | ブランドチップトラカール 12mm | 71 |
| ONB11STF | VersaOne™ オプティカルトロカー 11mm スタンダード | 65 |
| ONB12LGF | VersaOne™ オプティカルトロカー 12mm ロング | 65 |
| ONB12SHF | VersaOne™ オプティカルトロカー 12mm ショート | 65 |
| ONB12STF | VersaOne™ オプティカルトロカー 12mm スタンダード | 65 |
| ONB12STFCS | オプティカルクロージャートロカー 12mm | 64 |
| ONB15STF | VersaOne™ オプティカルトロカー 15mm スタンダード | 65 |
| ONB5LGF | VersaOne™ オプティカルトロカー 5mm ロング | 65 |
| ONB5SHF | VersaOne™ オプティカルトロカー 5mm ショート | 65 |
| ONB5STF | VersaOne™ オプティカルトロカー 5mm スタンダード | 65 |

P

| | | |
|------------|--|-----|
| PCO2H1 | パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ 8*8cm | 99 |
| PCO2H3 | パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ 9*8cm | 99 |
| PCO2H4 | パリテックス™ コンポジットメッシュ ハイアタルメッシュ 8.5*8cm | 99 |
| PCO4VP | PCO ベントラルパッチ Sサイズ 円形 4.6cm | 95 |
| PCO6VP | PCO ベントラルパッチ Mサイズ 円形 6.6cm | 95 |
| PCO8VP | PCO ベントラルパッチ Lサイズ 円形 8.6cm | 95 |
| PCOPM15H35 | パリテックス™ コンポジットメッシュ パラスターマルメッシュ 15cm (ホール径 35mm) | 100 |
| PCOPM15H50 | パリテックス™ コンポジットメッシュ パラスターマルメッシュ 15cm (ホール径 50mm) | 100 |
| PNP6X3 | パリテックス™ プラグ 6.5cm (3セット) | 88 |
| PNP8X3 | パリテックス™ プラグ 8cm (3セット) | 88 |
| PT00093954 | バイポーラリセクション用フットスイッチアダプタ | 27 |

R

| | | |
|---------------|----------------------------------|-----|
| RELTAACK10R | リライアタック™ 10タック入りカートリッジ・スタンダードタック | 101 |
| RELTAACK3X10 | リライアタック™ 本体・スタンダードタック | 101 |
| RELTAACK4XDPT | リライアタック™ 本体・ロングタック | 101 |
| RELTAACK5R | リライアタック™ 5タック入りカートリッジ・スタンダードタック | 101 |
| RELTAACK5RDP | リライアタック™ 5タック入りカートリッジ・ロングタック | 101 |
| RELTAACK8RDP | リライアタック™ 8タック入りカートリッジ・ロングタック | 101 |
| RVFT10 | 液体トラップ | 32 |

S

| | | |
|---------------|---|-----|
| S100000 | アクセスニードル 100mm スリーブ | 69 |
| S100705 | 5mm スリーブセット 70mm スリーブ | 70 |
| S100710 | 10mm スリーブセット 70mm スリーブ | 70 |
| S100712 | 12mm スリーブセット 70mm スリーブ | 70 |
| S1035834 | アルゴンガスレギュレーター (タンク1用) | 30 |
| S110000 | アクセスニードル 70mm スリーブ | 70 |
| SCBA | Sonicision™ カーブドジョー バッテリーパック | 58 |
| SCBIGA | Sonicision™ カーブドジョー バッテリーインサーションガイド | 59 |
| SCDA13 | Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 13cm | 58 |
| SCDA26 | Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 26cm | 58 |
| SCDA39 | Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 39cm | 58 |
| SCDA48 | Sonicision™ カーブドジョー ダイセクタ 48cm | 58 |
| SCGAA | Sonicision™ カーブドジョー ジェネレーター | 58 |
| SCSTA | Sonicision™ カーブドジョー 滅菌トレイ | 59 |
| SE3690 | RapidVac™ スモークエヴァキューエーター | 32 |
| SEA3700 | 3ポート付フィルター | 33 |
| SEA3705 | 内視鏡手術用 1/4 チューブ | 33 |
| SEA3710 | 開腹手術用 3/8 チューブ | 33 |
| SEA3715 | 開腹手術用 7/8 チューブ | 33 |
| SEA3720 | 内視鏡手術用チューブ | 33 |
| SEA3730 | インターリンクケーブル | 32 |
| SEA3741 | リモートスイッチアクティベーター | 32 |
| SEA3745 | スモークフットスイッチ | 32 |
| SEL7010 | ディスプレイ用 鏡視下手術用排煙システム (滅菌済) | 33 |
| SEP6000 | Valleylab™ スモークベンシル | 34 |
| SEP6015 | Valleylab™ スモークベンシル | 34 |
| SIG30AMT | トライステープル™ 2.0 30mm パープル | 7 |
| SIG30AV | トライステープル™ 2.0 30mm グレー | 7 |
| SIG30AVM | トライステープル™ 2.0 30mm キャメル | 7 |
| SIG30CTAV | トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 30mm グレー | 8 |
| SIG30CTAVM | トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 30mm キャメル | 8 |
| SIG45AXT | トライステープル™ 2.0 45mm ブラック | 7 |
| SIG45CTAMT | トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 45mm パープル | 8 |
| SIG45CTAV | トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 45mm グレー | 8 |
| SIG45CTAVM | トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 45mm キャメル | 8 |
| SIG60AXT | トライステープル™ 2.0 60mm ブラック | 7 |
| SIG60CTAMT | トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 60mm パープル | 8 |
| SIG60CTAVM | トライステープル™ 2.0 カーブドチップ 60mm キャメル | 8 |
| SIGADAPTSHORT | Signia™ アダプタ ショート | 4 |
| SIGADAPTSTND | Signia™ アダプタ スタンダード | 4 |
| SIGADAPTXL | Signia™ アダプタ XL | 4 |
| SIGMRET | Signia™ マニュアルアダプタツール | 4 |
| SIGPCORD6 | Signia™ パワーコード | 4 |
| SIGPHANDLE | Signia™ パワーハンドル | 4 |
| SIGPSHELL | Signia™ パワーシェル | 4 |
| SIGRADMT | トライステープル™ ラディアルリロード パープル | 9 |
| SIGRADXT | トライステープル™ ラディアルリロード ブラック | 9 |
| SIGRIG | Signia™ インサーションガイド | 4 |
| SIGSBCHGR | Signia™ バッテリーチャージャー | 4 |
| SIGSDL45CTVT | Signia スモール ダイアメーター リロード 45mm ホワイト ロング | 6 |
| SIGSDS30CTV | Signia スモール ダイアメーター リロード 30mm グレー | 6 |
| SIGSDS30CTVT | Signia スモール ダイアメーター リロード 30mm ホワイト | 6 |
| SIGTRAY | Signia™ 滅菌トレー | 4 |
| SIGTRSB45AMT | トライステープル™ 2.0 リンフォース リロード 45mm パープル | 9 |
| SIGTRSB45AXT | トライステープル™ 2.0 リンフォース リロード 45mm ブラック | 9 |
| SIGTRSB60AMT | トライステープル™ 2.0 リンフォース リロード 60mm パープル | 9 |
| SIGTRSB60AXT | トライステープル™ 2.0 リンフォース リロード 60mm ブラック | 9 |
| SILSPT12TA | SILS™ ポート 5mm-12mm | 73 |
| SMBTTVOLX | スペースメーカー™ プロ BTT・キドニー型ダイセクタ | 105 |
| SMBTTRNDX | スペースメーカー™ プロ BTT・円型ダイセクタ | 105 |
| SMCYLCST | スペースメーカー™ プロ BTT・シリンダー型ダイセクタ | 105 |
| SMSBTOVLX | スペースメーカー™ プロ SBT・キドニー型ダイセクタ | 105 |
| SMSBTRNDX | スペースメーカー™ プロ SBT・円型ダイセクタ | 105 |
| SYM12F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 丸型 12m | 96 |
| SYM1510F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 角型 15*10cm | 98 |
| SYM1510OS | シンボテックス™ コンポジットメッシュ オープンスカート型 角型 15*10cm | 94 |
| SYM15F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 丸型 15cm | 96 |
| SYM1710EF | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 楕円形 17*10cm | 97 |

| | | |
|-----------|---|----|
| SYM2012EF | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 楕円形 20*12cm | 97 |
|-----------|---|----|

| | | |
|----------|--|----|
| SYM2015F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 角型 20*15cm | 98 |
|----------|--|----|

| | | |
|-----------|---|----|
| SYM2015OS | シンボテックス™ コンポジットメッシュ オープンスカート型 角型 20*15cm | 94 |
|-----------|---|----|

| | | |
|--------|---|----|
| SYM20F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 丸型 20cm | 96 |
|--------|---|----|

| | | |
|-----------|---|----|
| SYM2515EF | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 楕円形 25*15cm | 97 |
|-----------|---|----|

| | | |
|----------|--|----|
| SYM2520F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 角型 25*20cm | 98 |
|----------|--|----|

| | | |
|-----------|---|----|
| SYM2520OS | シンボテックス™ コンポジットメッシュ オープンスカート型 角型 25*20cm | 94 |
|-----------|---|----|

| | | |
|----------|--|----|
| SYM3020F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 角型 30*20cm | 98 |
|----------|--|----|

| | | |
|-----------|---|----|
| SYM3020OS | シンボテックス™ コンポジットメッシュ オープンスカート型 角型 30*20cm | 94 |
|-----------|---|----|

| | | |
|-----------|---|----|
| SYM3420EF | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 楕円形 34*20cm | 97 |
|-----------|---|----|

| | | |
|----------|--|----|
| SYM3728F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 角型 37*28cm | 98 |
|----------|--|----|

| | | |
|-----------|---|----|
| SYM4024EF | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 楕円形 40*24cm | 97 |
|-----------|---|----|

| | | |
|----------|--|----|
| SYM4232F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 角型 42*32cm | 98 |
|----------|--|----|

| | | |
|--------|---|----|
| SYM8OS | シンボテックス™ コンポジットメッシュ オープンスカート型 丸型 8cm | 94 |
|--------|---|----|

| | | |
|-------|--|----|
| SYM9F | シンボテックス™ コンポジットメッシュ フラットシート型 丸型 9cm | 96 |
|-------|--|----|

T

| | | |
|------------|---------------------------------------|----|
| T020240 | PSI | 21 |
| TA3035L | TA™ 30-3.5 カートリッジ | 15 |
| TA3035S | TA™ 30-3.5 本体 | 14 |
| TA3048L | TA™ 30-4.8 カートリッジ | 15 |
| TA3048S | TA™ 30-4.8 本体 | 14 |
| TA30V3L | TA™ 30-V3 カートリッジ | 15 |
| TA30V3S | TA™ 30-V3 本体 | 14 |
| TA4535L | TA™ 45-3.5 カートリッジ | 15 |
| TA4535S | TA™ 45-3.5 本体 | 14 |
| TA4548L | TA™ 45-4.8 カートリッジ | 15 |
| TA4548S | TA™ 45-4.8 本体 | 14 |
| TA6035L | TA™ 60-3.5 カートリッジ | 15 |
| TA6035S | TA™ 60-3.5 本体 | 14 |
| TA6048L | TA™ 60-4.8 カートリッジ | 15 |
| TA6048S | TA™ 60-4.8 本体 | 14 |
| TA9035L | TA™ 90-3.5 カートリッジ | 15 |
| TA9035S | TA™ 90-3.5 本体 | 14 |
| TA9048L | TA™ 90-4.8 カートリッジ | 15 |
| TA9048S | TA™ 90-4.8 本体 | 14 |
| TEC1410P5 | パリテックス™ フォールディングメッシュ 14*10cm | 90 |
| TECT1309AL | パリテックス™ アナトミカルメッシュ Mサイズ (左用) 13*9cm | 90 |
| TECT1309AR | パリテックス™ アナトミカルメッシュ Mサイズ (右用) 13*9cm | 90 |
| TECT1510AL | パリテックス™ アナトミカルメッシュ Lサイズ (左用) 15*10cm | 90 |
| TECT1510AR | パリテックス™ アナトミカルメッシュ Lサイズ (右用) 15*10cm | 90 |
| TECT1612AL | パリテックス™ アナトミカルメッシュ XLサイズ (左用) 16*12cm | 90 |
| TECT1612AR | パリテックス™ アナトミカルメッシュ XLサイズ (右用) 16*12cm | 90 |
| TEM1208GL | パリテックス™ プログリップ™ メッシュ 左鼠径部ヘルニア用 12*8cm | 88 |
| TEM1208GR | パリテックス™ プログリップ™ メッシュ 右鼠径部ヘルニア用 12*8cm | 88 |
| TEM1409GL | パリテックス™ プログリップ™ メッシュ 左鼠径部ヘルニア用 14*9cm | 88 |
| TEM1409GR | パリテックス™ プログリップ™ メッシュ 右鼠径部ヘルニア用 14*9cm | 88 |
| TEM3015G | パリテックス™ プログリップ™ メッシュ 30*15cm | 93 |
| TET1309 | パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D 13*9cm | 93 |
| TET1510 | パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D 15*10cm | 93 |
| TET1515 | パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D 15*15cm | 93 |
| TET2020 | パリテックス™ スタンダードメッシュ 3D 20*20cm | 93 |
| TRIEEA21MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 21mm パープル | 17 |
| TRIEEA21XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 21mm ブラック | 17 |
| TRIEEA25MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 25mm パープル | 17 |
| TRIEEA25XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 25mm ブラック | 17 |

| | | |
|--------------|------------------------------------|----|
| TRIEEA28MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 28mm パープル | 17 |
| TRIEEA28XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 28mm ブラック | 17 |
| TRIEEA31MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 31mm パープル | 17 |
| TRIEEA31XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 31mm ブラック | 17 |
| TRIEEA33MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 33mm パープル | 17 |
| TRIEEA33XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 33mm ブラック | 17 |
| TRIEEAXL21MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 21mm XL パープル | 18 |
| TRIEEAXL21XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 21mm XL ブラック | 18 |
| TRIEEAXL25MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 25mm XL パープル | 18 |
| TRIEEAXL25XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 25mm XL ブラック | 18 |
| TRIEEAXL28MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 28mm XL パープル | 18 |
| TRIEEAXL28XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 28mm XL ブラック | 18 |
| TRIEEAXL31MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 31mm XL パープル | 18 |
| TRIEEAXL31XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 31mm XL ブラック | 18 |
| TRIEEAXL33MT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 33mm XL パープル | 18 |
| TRIEEAXL33XT | トライステープル™ EEA™ サーキュラー 33mm XL ブラック | 18 |

U

| | | |
|------------|-----------------------------------|----|
| UNVCA12STF | VersaOne™ ユニバーサルカニューラ 12mm スタンダード | 64 |
| UNVCA5SHF | VersaOne™ ユニバーサルカニューラ 5mm ショート | 64 |
| UNVCA5STF | VersaOne™ ユニバーサルカニューラ 5mm スタンダード | 64 |

V

| | | |
|------------|-------------------------------|----|
| VLFT10ADP1 | FT10 バイポーラアダプタ | 28 |
| VLFT10GEN | Valleylab™ FT10 エネルギーフラットフォーム | 26 |
| VLFX8GEN | Valleylab™ FX8 エネルギーフラットフォーム | 26 |
| VS070000 | バーサステップ™ アクセスニードル (ショート) | 69 |
| VS100700 | バーサステップ™ エクスパンダブルスリーブ ショート | 69 |
| VS100705 | バーサステップ™ 5mm (ショート) | 69 |
| VS100711P | バーサステップ™ プラス 11mm (ショート) | 69 |
| VS100712P | バーサステップ™ プラス 12mm (ショート) | 69 |
| VS101000 | バーサステップ™ エクスパンダブルスリーブ | 69 |
| VS101005 | バーサステップ™ 5mm | 69 |
| VS101011P | バーサステップ™ プラス 11mm | 69 |
| VS101012P | バーサステップ™ プラス 12mm | 69 |
| VS101015P | バーサステップ™ プラス 15mm | 69 |
| VTX1106 | バーサテックス™ 11*6cm (1枚) | 91 |
| VTX1106X3 | バーサテックス™ 11*6cm (3枚) | 91 |
| VTX1510 | バーサテックス™ 15*10cm (1枚) | 91 |
| VTX1510X3 | バーサテックス™ 15*10cm (3枚) | 91 |
| VTX1515 | バーサテックス™ 15*15cm (1枚) | 91 |
| VTX1515X3 | バーサテックス™ 15*15cm (3枚) | 91 |
| VTX1515M | バーサテックス™ 15*15cm (1枚) | 92 |
| VTX1515MX3 | バーサテックス™ 15*15cm (3枚) | 92 |
| VTX2020M | バーサテックス™ 20*20cm (1枚) | 92 |
| VTX3030M | バーサテックス™ 30*30cm (1枚) | 92 |
| VTX4530M | バーサテックス™ 45*30cm (1枚) | 92 |
| VTX5050M | バーサテックス™ 50*50cm (1枚) | 92 |

W

| | | |
|------------|----------------------------|----|
| WPLGR914 | サーズスリーブ™ L (リトラクションリング付き) | 86 |
| WPMD509 | サーズスリーブ™ M | 86 |
| WPSM256 | サーズスリーブ™ S | 86 |
| WPXLGR1117 | サーズスリーブ™ XL (リトラクションリング付き) | 86 |
| WPXSM24 | サーズスリーブ™ XS | 86 |