



Endo-Lube™

Dichtungs- und Instrumentenschmiermittel

PRODUKTINFORMATIONEN

| Art.-Nr. | Beschreibung | Menge pro Packung |
|----------|---|-------------------|
| 220-90 | Endo Lube™ Dichtungs- und Instrumentenschmiermittel | 20 |

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Silikon, Polyethylen, Schaumstoff

VERSANDINFORMATIONEN

| | Abmessung der Versandverpackung (mm) |
|-------------|--------------------------------------|
| Innenkarton | L 108 mm × B 165 mm × H 229 mm |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------------|--|
| Latexfrei | ✓ |
| Steril - für den Einmalgebrauch | ✓ |
| Sterilisationsmethode | Strahlung |
| Lebensdauer | 5 Jahre |
| CE-Kennzeichnung | Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4) |

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-endo-lube-tech-sheet-de-1515570

Medtronic
Further, Together