



Endo Stitch™

Einzelfaden- Ladeeinheiten

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
170001	Sofsilk™ besch., gefl. Seide	12
170002	Sofsilk™ besch., gefl. Seide	12
170003	Sofsilk™ besch., gefl. Seide	12
170004	Sofsilk™ besch., gefl. Seide	12
170010	Bralon™ besch., gefl. Nylon	12
170011	Bralon™ besch., gefl. Nylon	12
170012	Bralon™ besch., gefl. Nylon	12
170013	Bralon™ besch., gefl. Nylon	12
170040	Surgidac™ besch., gefl. Polyester, nicht resorbierbar	3
170041	Surgidac™ besch., gefl. Polyester, nicht resorbierbar	3
170043	Surgidac™ besch., gefl. Polyester, nicht resorbierbar	3
170044	Surgidac™ besch., gefl. Polyester, nicht resorbierbar	3
170050	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170051	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170052	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170053	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170054	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170055	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170070	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170071	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170072	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170073	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170090	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170092	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
170094	Polysorb™ besch., gefl. Syn. resorb.	12
173021	Surgidac™ besch., gefl. Polyester	12
173023	Surgidac™ besch., gefl. Polyester	12
173024	Surgidac™ besch., gefl. Polyester	12
173026	Surgidac™ besch., gefl. Polyester	12

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

170001	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon
170002	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon
170003	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon
170004	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon
170010	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon gefl., Schwarz, Größe 0, 2/0
170011	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon gefl., Schwarz, Größe 2/0
170012	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon gefl., Schwarz, Größe 0, 2/0
170013	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, SilkBlack 1/0, Nylon gefl., Schwarz, Größe 2/0
170040	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, gefl., gesch., Grün, Größe 0, 2/0, nicht beschichtet
170041	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, gefl., gesch., Grün, Größe 2/0, nicht beschichtet
170043	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, gefl., gesch., Grün, Größe 0, 2/0, nicht beschichtet
170044	ABS GE Weiß, 303 Edelstahl, gefl., gesch., Grün, Größe 2/0, nicht beschichtet
170050	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin Core Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170051	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 2/0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin Core Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170052	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin Core Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170053	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin Core Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170054	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA ungefärbt L23V Größe 0, 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn Natur, BSA Braider Bobbin Core Bobbin ungefärbt, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170055	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA ungefärbt L23V Größe 2/0, 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn Natur, BSA Braider Bobbin Core Bobbin ungefärbt, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170070	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin Core Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170071	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin Core Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170072	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA ungefärbt L23V Größe 3/0, 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn Natur, BSA Braider Bobbin Core Bobbin ungefärbt, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170073	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA ungefärbt L23V Größe 3/0, 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn Natur, BSA Braider Bobbin Core Bobbin ungefärbt, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170090	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 4/0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170092	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA violett L23V Größe 4/0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn violett, BSA Braider Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
170094	ABS GE, 303 Edelstahl, BSA ungefärbt L23V Größe 4/0 52/48 beschichtet, L6 Filamentgarn Natur, BSA Braider Bobbin, L-Lactid-Reagenz Grad L6 Lactomer, Nylon LNP Lubricomp, Monadknock 12PT Suture Board
173021	ABS GE, 303 Edelstahl, Grün, Größe 2/0 unbeschichtet, Nylon LNP Lubricomp
173023	ABS GE, 303 Edelstahl, Grün, Größe 2/0 unbeschichtet, Nylon LNP Lubricomp
173024	ABS GE, 303 Edelstahl, Grün, Größe 2/0 unbeschichtet, BRD geschn., Grün, Größe 0, Nylon LNP Lubricomp
173026	ABS GE, 303 Edelstahl, Grün, Größe 2/0 unbeschichtet, BRD geschn., Grün, Größe 0, Nylon LNP Lubricomp

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)
170001	L 120 × B 59 × H 145
170002	L 120 × B 59 × H 145
170003	L 120 × B 59 × H 145
170004	L 120 × B 59 × H 145
170010	L 120 × B 59 × H 145
170011	L 120 × B 59 × H 145
170012	L 120 × B 59 × H 145
170013	L 120 × B 59 × H 145
170040	L 121 × B 69 × H 144
170041	L 121 × B 69 × H 144
170043	L 121 × B 69 × H 144
170044	L 121 × B 69 × H 144
170050	L 120 × B 59 × H 145
170051	L 120 × B 59 × H 145
170052	L 120 × B 59 × H 145
170053	L 120 × B 59 × H 145
170054	L 120 × B 59 × H 145
170055	L 120 × B 59 × H 145
170070	L 120 × B 59 × H 145
170071	L 120 × B 59 × H 145
170072	L 120 × B 59 × H 145
170073	L 120 × B 59 × H 145
170090	L 120 × B 59 × H 145
170092	L 120 × B 59 × H 145
170094	L 120 × B 59 × H 145
173021	L 120 × B 59 × H 145
173023	L 120 × B 59 × H 145
173024	L 120 × B 59 × H 145
173026	L 120 × B 59 × H 145

STERILISATIONSMETHODE

	Methode
170001	Ethylenoxid/Bestrahlung
170002	Ethylenoxid/Bestrahlung
170003	Ethylenoxid/Bestrahlung
170004	Ethylenoxid/Bestrahlung
170010	Ethylenoxid/Bestrahlung
170011	Ethylenoxid/Bestrahlung
170012	Ethylenoxid/Bestrahlung
170013	Ethylenoxid/Bestrahlung
170040	Ethylenoxid/Bestrahlung
170041	Ethylenoxid/Bestrahlung
170043	Ethylenoxid/Bestrahlung
170044	Ethylenoxid/Bestrahlung
170050	Ethylenoxid
170051	Ethylenoxid
170052	Ethylenoxid
170053	Ethylenoxid
170054	Ethylenoxid
170055	Ethylenoxid
170070	Ethylenoxid
170071	Ethylenoxid
170072	Ethylenoxid
170073	Ethylenoxid
170090	Ethylenoxid
170092	Ethylenoxid
170094	Ethylenoxid
173021	Ethylenoxid/Bestrahlung
173023	Ethylenoxid/Bestrahlung
173024	Ethylenoxid/Bestrahlung
173026	Ethylenoxid/Bestrahlung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II

Medtronic

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Kontraindikationen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-loading-units-tech-sheet-de-1515729