



Premium Surgiclip™ II Titan-Clips

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
134051	Premium Surgiclip™ II M-9.75, 20 Titan-Clips Medium	6
134053	Premium Surgiclip™ II M-11.5, 30 Titan-Clips Medium	6

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

134051	Edelstahl ABS GE, 301, 302, 304, 316L 420, Aluminium 5052, Polycarbonat GE, Polycarbonat mit 20 % Glas, Acetal Dupont Delrin, Titan-Zusammensetzung, Nylon 20 % glasfaserverstärkt, Titan-Zusammensetzung, PPA 40 % glasfaserverstärkt, Polypropylen/Talkum-verstärkt, Nylon 21 SP
134053	Edelstahl ABS GE Cyclac, 301, 302, 304, 316L 420, Polycarbonat GE, Polycarbonat mit 20 % Glas, Nylon 30 % glasfaserverstärkt, Titan-Zusammensetzung, PPA 40 % glasfaserverstärkt, Polypropylen/Talkum-verstärkt, Nylon 21 SP

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung der Versandverpackung (mm)
Innenkarton	L 375 × B 141 × H 127

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-premium-surgiclip-ii-tech-sheet-de-1516996

Medtronic
Further, Together