



# Premium Surgiclip™ III

## clip de titanio

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
133650	Premium Surgiclip™ III S-9.0, 20 Clips de Titanio Pequeños	6

### MATERIALES DE FABRICACIÓN

ABS GE, 301, 302, 304, 420 316L de Acero Inoxidable, Aluminio 5052, Policarbonato GE, Policarbonato 20% de Cristal, Acetil Dupont Delrin, Composición de titanio, Nylon 20% relleno de vidrio, Composición de titanio, PPA 40% relleno de vidrio, Polipropileno/Talco relleno, 21 SP Nylon

### INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Dimensiones de la caja de envío (mm)
Caja interna	306 × 165 × 118 (largo × ancho × alto)

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIb de acuerdo con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE, Anexo II no incluido (4)

**IMPORTANTE:** consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2018. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 17-weu-premium-surgiclip-iii-tech-sheet-es-1517077

**Medtronic**  
Further, Together