



# Surgitie™

## Einweg-Ligaturschlingen mit Einführhilfe

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
ED-20-L	Surgitie™ Ligaturschlinge aus beschichtetem, geflochtenem Surgidac™-Nahtmaterial aus Polyester	12
ED-21-L	Surgitie™ Ligaturschlinge aus beschichtetem, geflochtenem Surgidac™-Nahtmaterial aus Polyester	12
EL-20-L	Surgitie™ Ligaturschlinge mit Einführhilfe aus beschichtetem, geflochtenem, synthetischem, resorbierbarem Polysorb™-Nahtmaterial	6
EL-21-L	Surgitie™ Ligaturschlinge mit Einführhilfe aus beschichtetem, geflochtenem, synthetischem, resorbierbarem Polysorb™-Nahtmaterial	6
EL-22-LN	Surgitie™ Ligaturschlinge mit Einführhilfe aus beschichtetem, geflochtenem, synthetischem, resorbierbarem Polysorb™-Nahtmaterial	6
EL-23-LN	Surgitie™ Ligaturschlinge mit Einführhilfe aus beschichtetem, geflochtenem, synthetischem, resorbierbarem Polysorb™-Nahtmaterial	6

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Art.-Nr.	Beschreibung
ED-20-L	Nylon, klares Polycarbonat, thermoplastisches Elastomer, Edelstahl und PET-Nahtmaterial
ED-21-L	Nylon, klares Polycarbonat, thermoplastisches Elastomer, Edelstahl und PET-Nahtmaterial
EL-20-L	Nylon, klares Polycarbonat, thermoplastisches Elastomer, Edelstahl und Polysorb-Nahtmaterial
EL-21-L	Nylon, klares Polycarbonat, thermoplastisches Elastomer, Edelstahl und Polysorb-Nahtmaterial
EL-22-LN	Nylon, klares Polycarbonat, thermoplastisches Elastomer, Edelstahl und Polysorb-Nahtmaterial
EL-23-LN	Nylon, klares Polycarbonat, thermoplastisches Elastomer, Edelstahl und Polysorb-Nahtmaterial

### VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Abmessung des Innenkartons (mm)
ED-20-L	L 197 × B 152 × H 470
ED-21-L	L 197 × B 152 × H 470
EL-20-L	L 156 × B 152 × H 470
EL-21-L	L 156 × B 152 × H 470
EL-22-LN	L 156 × B 152 × H 470
EL-23-LN	L 156 × B 152 × H 470

### STERILISATIONSMETHODE

Art.-Nr.	
ED-20-L	Strahlung
ED-21-L	Strahlung
EL-20-L	Ethylenoxid
EL-21-L	Ethylenoxid
EL-22-LN	Ethylenoxid
EL-23-LN	Ethylenoxid

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP	✓
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II

**WICHTIG:** Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-surgitie-tech-sheet-de-1515966