



# Surgitie™

## ligadura de lazo preformado de un solo uso con aplicador

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
ED-20-L	Surgitie™ ligadura de lazo preformado con Surgidac™ Sutura de Poliéster Cubierta y Trenzada	12
ED-21-L	Surgitie™ ligadura de lazo preformado con Surgidac™ Sutura de Poliéster Cubierta y Trenzada	12
EL-20-L	Surgitie™ ligadura de lazo preformado con Polysorb™ Sutura Absorbible, Recubierta, Trenzada y Sintética	6
EL-21-L	Surgitie™ ligadura de lazo preformado con Polysorb™ Sutura Absorbible, Recubierta, Trenzada y Sintética	6
EL-22-LN	Surgitie™ ligadura de lazo preformado con Polysorb™ Sutura Absorbible, Recubierta, Trenzada y Sintética	6
EL-23-LN	Surgitie™ ligadura de lazo preformado con Polysorb™ Sutura absorbible, Recubierta, Trenzada y Sintética	6

### MATERIALES DE FABRICACIÓN

Referencia	Descripción
ED-20-L	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura PET
ED-21-L	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura PET
EL-20-L	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
EL-21-L	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
EL-22-LN	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
EL-23-LN	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb

### INFORMACIÓN DE ENVÍO

Referencia	Tamaño de caja interna (mm)
ED-20-L	197 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ED-21-L	197 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
EL-20-L	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
EL-21-L	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
EL-22-LN	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
EL-23-LN	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)

### MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Referencia	
ED-20-L	Radiación
ED-21-L	Radiación
EL-20-L	Óxido de etileno
EL-21-L	Óxido de etileno
EL-22-LN	Óxido de etileno
EL-23-LN	Óxido de etileno

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
DEHP	✓
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase III de acuerdo con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE, Anexo II

**IMPORTANTE:** Consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2018. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 17-weu-surgitie-tech-sheet-es-1515966

**Medtronic**  
Further, Together