



# Thoracoport™

## Trokare mit nichtleitenden Hülsen für den Einmalgebrauch

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
179301	Thoracoport™ 10,5 mm für Instrumente bis zu 11 mm, Trokar für den Einmalgebrauch, nichtleitende Hülse	12 pro Karton
179303	Thoracoport™ 11,5 mm für Instrumente bis zu 12 mm, Trokar für den Einmalgebrauch, nichtleitende Hülse	12 pro Karton
179305	Thoracoport™ 5,5 mm für Instrumente bis zu 6 mm, Trokar für den Einmalgebrauch, nichtleitende Hülse	12 pro Karton
179307	Thoracoport™ 15 mm für Instrumente bis zu 16,5 mm, Trokar für den Einmalgebrauch, nichtleitende Hülse	12 pro Karton

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Art.-Nr.	Beschreibung
179301	ABS, GE Weiß, 302, 304 und 430 Edelstahl, Polycarbonat, GE Lexan, PVC Alpha, Dow Polycarbonat Megarad, Polypropylen weiß, Colorite Unichem PVC-Verbindung, Elastomer-Santopren und Fraton
179303	ABS GE, Cicolac, Acetal %15 glasgefülltes PTFE, C-Flex 30 Durometer
179305	ABS GE, Cicolac, Acetal %15 glasgefülltes PTFE, C-Flex 30 Durometer
179307	ABS GE, Cicolac, Acetal %15 glasgefülltes PTFE, C-Flex 30 Durometer

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung der Versandverpackung (mm)
Innenkarton	L 193 × B 152 × H 195

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-thoracoport-trocars-tech-sheet-de-1515172

**Medtronic**  
Further, Together