



# Endo Babcock™

## Laparoskopisches Handinstrument 10 mm

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
174001	Endo Babcock™ Laparoskopisches Handinstrument 10 mm, Einwegklemme – Länge 31 cm	1

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Edelstahl 302, 303, 304, 316l UND 410, Polycarbonat mit 20 % Glas, Polycarbonat 20 % glasfaserverstärkt, Polycarbonat mit 30 % Kohlenstofffaser, Polycarbonat GE, Polycarbonat 10 % glasfaserverstärkt, PVC Grade 6k10, Style Vw-1, Acetal Dupont Delrin, LNP, Silikonkautschuk-Durometer, Aluminium 6061-T6

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
174001	L 162 × B 27 × H 560	L 181 × B 168 × H 572

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-endo-babcock-tech-sheet-de-2341954

**Medtronic**  
Further, Together