



# Endo Babcock™

## Instrumento laparoscópico manual de 10 mm

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
174001	Endo Babcock™ Instrumento Laparoscópico Manual de 10 mm, Mordaza, un solo uso - 31 cm de Longitud	1

### MATERIALES DE FABRICACIÓN

302, 303, 304, 316l y 410 Acero Inoxidable, Policarbonato 20% vidrio, Policarbonato 20% relleno de vidrio, Policarbonato 30% carbono, Policarbonato GE, Policarbonato 10% relleno de vidrio, Grado PVC 6k10, Estilo Vw-1, Acetal Dupont Delrin, LNP, durómetro de caucho/silicona, aluminio 6061-T6

### INFORMACIÓN DE ENVÍO

	Tamaño de caja interna (mm)	Tamaño de caja de envío (mm)
174001	162 × 27 × 560 (largo × ancho × alto)	181 × 168 × 572 (largo × ancho × alto)

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
Sin DEHP	✓
Método de esterilización	Óxido de etileno
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase IIa de acuerdo con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE, Anexo II no incluido (4)

**IMPORTANTE:** consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2018. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. 18-weu-endo-babcock-tech-sheet-es-2341954

**Medtronic**  
Further, Together