



# Endo Clip™

## 10-mm-Clip-Applikator

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
176625	Endo Clip™ L 10 mm Pistolengriff 15 Super Interlock™ Titan-Clips Large, Schaftlänge 33 cm	1

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Edelstahl 301, 302, 303, 304, 305 und 17-4 PH, Polycarbonat 10 %, 20 % und 30 % Glas, Polycarbonat GE Lexan, PVC Grade 6K10, Style VW-1, Polypropylen 20 % Talkum Rexene, Polyvinylchlorid-Folie, Titan, Nylon

### VERSANDINFORMATIONEN (ALLE CODES)

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
176625	L 184 × B 42 × H 542	L 551 × B 273 × H 192

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2020. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 20-weu-endo-clip-10-mm-tech-sheet-de-4750520