


# Endo Grasp™

## 5-mm-Einweginstrument



### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
173030	Endo Grasp™ 5-mm-Einweginstrument mit Ein/Aus-Ratschenschalter – 31 cm Länge	6

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

301, 302 und 303 Edelstahl, 17-4 Edelstahl, 304 gesinterter Edelstahl, Polycarbonat 20 % Glas, 10 % glasfaserverstärktes Polycarbonat Lnp, 20 % glasfaserverstärktes Polycarbonat, PVC Grad 6K10, Stil VW-1, Aluminium 2011-T3 oder 6061-T6, Silikonkautschuk Härtegrad, Polyurethan

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)
173030	L 610 × B 191 × H 70

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Strahlung
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständigen Anweisungen, Kontraindikationen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-endo-grasp-tech-sheet-de-2324090

**Medtronic**  
Further, Together