



# Endo Retract™

## Laparoskopischer Retraktor 10 mm

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
176613	Endo Retract™ 10 mm, Einweginstrument – Länge 31 cm, 3 Finger	1
176647	Endo Retract™ II 10 mm, Einweginstrument – Länge 32 cm, 5 Finger mit Gelenk	1

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

176613	Polycarbonat, PVC, Acetal, Santoprene, Edelstahl, Nylon
176647	Edelstahl 301, 302, 303, 304, 316L und 17-7 P.H, Polycarbonat mit 30 % Kohlenstofffaser, PVC Grade 6K10, LNP, Acetal mit 15 % Glas, Acetal mit 10 % PTFE, Santoprene

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
176613	L 109 × B 28 × H 559	L 183 × B 114 × H 564
176647	L 109 × B 41 × H 559	L 240 × B 133 × H 572

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-endo-retract-10-mm-tech-sheet-de-2342616

**Medtronic**  
Further, Together