

VERSAONE™ UNIVERSALKANÜLE



PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Versandverpackungsmenge
UNVCA5SHF	VersaOne™ Universalkanüle, 5 mm, kurz (70 mm), Fixation	6 Stück pro Karton
UNVCA5STF	VersaOne™ Universalkanüle, 5 mm, Standard (100 mm), Fixation	6 Stück pro Karton
UNVCA11STF	VersaOne™ Universalkanüle, 11 mm, Standard (100 mm), Fixation	6 Stück pro Karton
UNVCA12STF	VersaOne™ Universalkanüle, 12 mm, Standard (100 mm), Fixation	6 Stück pro Karton
UNVCA12STS	VersaOne™ Universalkanüle, 12 mm, Standard (100 mm), glatt	6 Stück pro Karton
UNVCA5LGF	VersaOne™ Universalkanüle, 5 mm, lang (150 mm), Fixation	6 Stück pro Karton
UNVCA12LGF	VersaOne™ Universalkanüle, 12 mm, lang (150 mm), Fixation	6 Stück pro Karton

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

- Kanüle
- Transparentes Polyamid
 - Polyisopren (synthetischer Kautschuk)
 - C-Flex Thermoplastisches Elastomer
 - Marlex 9006 HDPE
 - Silikonöl

ABMESSUNGEN

Trokarlänge	Kurz	70 mm
	Standard	100 mm
	Lang	150 mm

VERPACKUNG (GILT FÜR ALLE ART.-NR.)

		Material	Menge	Größe (cm)
Äußere Verpackung	5 mm	Kartonschachtel	1	23,0 x 12,0 x 26,5 (L x B x T)
Äußere Verpackung	11 und 12 mm	Kartonschachtel	1	25,5 x 10,0 x 7,5 (L x B x T)
Innere Verpackung	5, 11 und 12 mm	Weicher luftdurchlässiger Tyvek®-Beutel	6	

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessungen der Versandverpackungen (cm)
UNVCA5SHF, UNVCA5STF	30,5 x 12,7 x 12,7 (L x B x T)
UNVCA5LGF	36,8 x 12,1 x 14,0 (L x B x T)
UNVCA11STF, UNVCA12STS, UNVCA12STF	22,9 x 12,3 x 26,7 (L x B x T)
UNVCA12LGF	28,2 x 12,3 x 26,7 (L x B x T)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II.3

WICHTIG: Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© 2017 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 16-eu-universal-cannula-tech-sheet-de-1477541

Medtronic
Further, Together