



# VERSAONE™ TROKAR OHNE KLINGE

## PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Versandverpackungsmenge
NONB5SHF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 5 mm, kurz (70 mm), Fixationskanüle	6 Stück pro Karton
NONB12SHF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 12 mm, kurz (70 mm), Fixationskanüle	"
NONB5STF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 5 mm, Standard (100 mm), Fixationskanüle	"
NONB11STF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 11 mm, Standard (100 mm), Fixationskanüle	"
NONB12STS	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 12 mm, Standard (100 mm), glatte Kanüle	"
NONB12STF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 12 mm, Standard (100 mm), Fixationskanüle	"
NONB15STF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 15 mm, Standard (100 mm), Fixationskanüle	"
NONB5LGF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 5 mm, lang (150 mm), Fixationskanüle	"
NONB12LGF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 12 mm, lang (150 mm), Fixationskanüle	"
NONB15LGF	VersaOne™ Trokar ohne Klinge, 15 mm, lang (150 mm), Fixationskanüle	"

## HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Kanüle	▪ Transparentes Polyamid
	▪ Polyisopren (synthetischer Kautschuk)
	▪ C-Flex Thermoplastisches Elastomer
	▪ Marlex 9006 HDPE
	▪ Silikonöl
Obturator	▪ Transparentes Polyamid
	▪ Acrylnitrilbutadienstyrol
	▪ Versaflex Thermoplastisches Elastomer

## ABMESSUNGEN

Trokarlänge	Kurz	70 mm
	Standard	100 mm
	Lang	150 mm

## VERPACKUNG (GILT FÜR ALLE ART.-NR.)

	Material	Menge
Äußere Verpackung	Kartonschachtel	1
Innere Verpackung	Weicher luftdurchlässiger Tyvek®-Beutel	6

## VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessungen der Versandverpackungen (cm)
NONB5STF, NONB5SHF	30,5 x 12,7 x 12,7 (L x B x T)
NONB5LGF	36,8 x 12,1 x 14,0 (L x B x T)
NONB11STF, NONB12STF, NONB12STS, NONB12SHF, NONB15STF	22,9 x 12,3 x 26,7 (L x B x T)
NONB12LGF, NONB15LGF	28,2 x 12,3 x 26,7 (L x B x T)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II.3

**Medtronic**



Mit einer  
Scanner-App lesen

Weitere Informationen finden Sie unter  
[medtronic.eu/product-catalog](https://www.medtronic.eu/product-catalog)

**WICHTIG:** Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© 2017 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-eu-versaone-bladeless-tech-sheet-de-1514856