



VERSAONE™ STUMPFER TROKAR

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Versandverpackungsmenge
BPT12STS	VersaOne™ Stumpfer Trokar mit Schraubanker, Standardlänge, glatte Kanüle (100 mm)	6 Stück pro Karton

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Kanüle	<ul style="list-style-type: none">▪ Transparentes Polyamid▪ Polysopren (synthetisches Gummi)▪ C-Flex Thermoplastisches Elastomer▪ Marlex 9006 HDPE▪ Silikonöl
Obturator	<ul style="list-style-type: none">▪ Transparentes Polyamid▪ Acrylnitrilbutadienstyrol▪ Versaflex Thermoplastisches Elastomer
Schraubanker	<ul style="list-style-type: none">▪ Nylon▪ Acrylnitrilbutadienstyrol▪ Edelstahl

ABMESSUNGEN

Trokarlänge	Standard	100 mm
-------------	----------	--------

VERPACKUNG

	Material	Menge
Äußere Verpackung	Kartonschachtel	1
Innere Verpackung	Weicher luftdurchlässiger Tyvek®-Beutel	6

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessungen der Versandverpackungen (cm)
Schachtel	24,8 x 10,6 x 16,2 (L x B x T)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II.3

WICHTIG: Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© 2017 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-eu-versaone-blunt-tech-sheet-de-1514777

Medtronic
Further, Together