



Stumpfe Trokare

Latexfrei

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Pro Pckg.
OMS T10BTNL	Steriler, stumpfer 10-mm-Einwegtrokar mit integrierten Konvertern, Größen 5 mm und 7 mm/8 mm	5
OMS T10BTSNL	Steriler, stumpfer 10-mm-Einwegtrokar mit kurzen, integrierten Konvertern, Größen 5 mm und 7 mm/8 mm	5
OMS T12BTNL	Steriler, stumpfer 12-mm-Einwegtrokar mit integrierten Konvertern, Größen 5 mm und 10 mm	5

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Art.-Nr.	Innenmaterial des Ballons	Außenmaterial des Ballons
OMS T10BTNL	Latexfreies Polyurethan	Silikon
OMS T10BTSNL	Latexfreies Polyurethan	Silikon
OMS T12BTNL	Latexfreies Polyurethan	Silikon

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Innere Verpackung		Äußere Verpackung (VE)	
	Abmessungen (cm)	Gewicht (g)	Abmessungen (cm)	Gewicht (g)
OMS T10BTNL	L 30,6 x B 12,4 x H 25,6	820	L 53,8 x B 32,6 x H 57,2	820
OMS T10BTSNL	L 30,6 x B 12,0 x H 25,8	800	L 53,5 x B 32,5 x H 57,0	800
OMS T12BTNL	L 30,6 x B 12,4 x H 25,8	840	L 53,6 x B 33,2 x H 57,4	840

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II.3

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2017. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-blunt-tip-trocars-tech-sheet-de-1514935

Medtronic
Further, Together



Stumpfe Trokare

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Pro Pckg.
OMS T10BT	Stumpfer 10-mm-Einwegtrokar mit integrierten Konvertern, Größen 5 mm sowie 7 mm und 8 mm	5
OMS T10BTS	Steriler, stumpfer 10-mm-Einwegtrokar mit kurzen, integrierten Konvertern, Größen 5 mm und 7 mm/8 mm	5
OMS T12BT	Steriler, stumpfer 2-mm-Einwegtrokar mit integrierten Konvertern, Größen 5 mm und 10 mm	5

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Art.-Nr.	Innenmaterial des Ballons	Ballonbeschichtung
OMS T10BT	Latex	Silikon
OMS T10BTS	Latex	Silikon
OMS T12BT	Latex	Silikon

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Innere Verpackung		Äußere Verpackung	
	Abmessungen (cm)	Gewicht (g)	Abmessungen (cm)	Gewicht (g)
OMS T10BT	L 30,6 x B 12,4 x H 25,6	820	L 53,8 x B 32,6 x H 57,2	820
OMS T10BTS	L 30,6 x B 12,0 x H 25,8	800	L 53,5 x B 32,5 x H 57,0	800
OMS T12BT	L 30,6 x B 12,4 x H 25,8	840	L 53,6 x B 33,2 x H 57,4	840

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang II.3

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2017. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-blunt-tip-trocars-tech-sheet-de-1514935

Medtronic
Further, Together