



Endo Clip™ II

10-mm-Clip-Applikator

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
176657	Endo Clip™ II 10 mm Pistolengriff 20 Super Interlock™ Titan-Clips M/L, Schaftlänge 29 cm	1

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Edelstahl 301, 302, 303, 304, 305 und 17-4 PH, Polycarbonat 20 % und 30 % glasfaserverstärkt, Polycarbonat GE, Lexan, Polypropylen/Talkum-verstärkt, Polypropylen 20 % Talkum Rexene, Nylon 20 % Glas, Titan, Buna-N-Kautschuk, Nylon, Polyvinylchlorid-Folie

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
176657	L 184 × B 42 × H 542	L 551 × B 273 × H 192

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-endo-clip-ii-10-mm-tech-sheet-de-1516759

Medtronic
Further, Together