



Endo Clip™ III

5-mm Clip-Applikator

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
176630	Endo Clip™ III 5 mm 16 Titan-Clips M/L, Schaftlänge 33 cm	1

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Edelstahl 301, 302, 303, 304L, 17-7 PH, Elastomer 50, PA RF-1004 UND -1006, Vectra LCP, PC DC-1004

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
176630	L 188 × B 43 × H 561	L 268 × B 191 × H 565

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	3 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-endo-clip-iii-5-mm-tech-sheet-de-1516599

Medtronic
Further, Together