



Endo-Close™

Verschlussinstrument für den Trokarzugang

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
173022	Endo Close™ Verschlussinstrument für den Trokarzugang	12

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Polycarbonat GE LEXAN, 302, 304 Edelstahl, 17-7 PH Edelstahl, Nylon, natürliche Farbe

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessungen der Versandverpackungen (mm)
Innenkarton	L 257 × B 118 × H 149

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-endo-close-trocar-tech-sheet-de-1515887

Medtronic
Further, Together