


# Endo Dissect™

## 5 mm Laparoskopisches Handinstrument



### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
174505	Endo Dissect™ Short 5 mm, Einweginstrument mit monopolem Kauter	1
176645	Endo Dissect™ 5 mm, Einweginstrument mit monopolem Kauter	6

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Art.-Nr.	
174505	Edelstahl 301, 302, 303, 304 und 416, 10 % glasfaserverstärktes Polycarbonat, Polycarbonat 20 % Glas, PVC GRADE 6K10, STYLE VW-1, Aluminium 6061-T6, Union Carbide
176645	Edelstahl 301, 302, 303, 304 und 17-4 PH, Polycarbonat 20 % Glas, 10 % glasfaserverstärktes Polycarbonat, Aluminium 2011-T3, PVC Grade 6K10

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
174505	L 162 × B 29 × H 448	L 184 × B 165 × H 451
176645	L 610 × B 191 × H 70	n. z.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Strahlung
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-endo-dissect-tech-sheet-de-1516046

**Medtronic**  
Further, Together