



# Endo Mini-Retract™

## 5 mm Laparoskopischer Retraktor

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
174209	Endo Mini-Retract™ 5 mm, Einweginstrument – Länge 31 cm	6

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Edelstahl 303, 304, Polycarbonat 20 % Glas, Acetal A 5 % glasfaserverstärkt mit Gleitmittel, Acetal 10 % PTFE, PVC Grade 4K10 STD FW:21, Nylon 6/6 Schwarz, Tinel BB

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)
174209	L 152 × B 111 × H 562

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-endo-mini-retract-tech-sheet-de-2342479

**Medtronic**  
Further, Together