



Endo Mini-Shears™

5-mm-Einweginstrument mit monopolarem Kauter

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
174301	Endo Mini-Shears™ 5-mm-Einweginstrument mit monopolarem Kauter	6

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

301, 302, 303, 304 und 416 Edelstahl, 10 % glasfaserverstärktes Polycarbonat, Polycarbonat 20 % Glas, 20 % glasfaserverstärktes Polycarbonat, PVC Grad 6K10, Stil VW-1, 2 %, Union Carbide, Aluminium 6061-T6

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)
174301	L 610 × B 191 × H 70

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Strahlung
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Kontraindikationen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-endo-mini-shears-5-mm-tech-sheet-de-2341693

Medtronic
Further, Together