



Endo Paddle Retract™

Einweginstrument 12 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
173046	Endo Paddle Retract™ 12 mm, Einweginstrument – Länge 46 cm	3

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

ABS GE, ABS, 5 % Glas, Edelstahl 410, Edelstahl 301, 302, 303, 304, Polycarbonat 20 % glasfaserverstärkt, Acetal, 15 % Glas, 10 % PTFE, Aluminium, 2011-T3 ODER 6061-T6, Kautschuk (synthetisch) Natsyn 2200 Härtegrad, Nylon 20 % Glas, Santoprene, RNF 150, hergestellt aus 95005-03, Polyester-Wirkware Knit Adele Knit Style #D4931

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
173046	L 125 × B 39 × H 630	L 132 × B 127 × H 638

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2021. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens.
EMEA-AI-2000009 - 20-weu-endo-paddle-retract-tech-sheet-de-4749627

Medtronic
Further, Together