



# Endo Shears™

## 5 mm Einweginstrument mit monopolarem Kauter

### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
174601	Endo Shears™ Long 5 mm, Einweginstrument mit monopolarem Kauter	1
176643	Endo Shears™ 5 mm, Einweginstrument mit monopolarem Kauter	6

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Edelstahl 301, 302, 303, 304 und 416, 10 % glasfaserverstärktes Polycarbonat, Polycarbonat 20 % Glas, PVC GRADE 6K10, STYLE VW-1, Aluminium 6061-T6, Union Carbide

### VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
174601	L 162 × B 27 × H 692	L 702 × B 181 × H 171
176643	L 610 × B 191 × H 70	n. z.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Strahlensterilisation
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

**WICHTIG:** Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2021. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic.  
Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. EMEA-AI-2000024 - 20-weu-endo-shears-5-mm-tech-sheet-de-4750109

**Medtronic**  
Further, Together