



Endo Stitch™ Nahtgerät

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
173016	Endo Stitch™ 10-mm-Nahtgerät, Schaftlänge 34 cm	3

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

173016	Edelstahl 302, 303, 304 und 17-4 PH, Edelstahl 17-4, gesintert
--------	--

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Versandkartons (mm)	Abmessung des Innenkartons (mm)
173016	L 629 × B 142 × H 92	L 130 × B 27 × H 613

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Haltbarkeit	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständige Anleitung, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2021. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-endo-stitch-10-mm-tech-sheet-de-1516680

Medtronic
Further, Together