



Endo Catch™ Gold Bergesystem

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
173050G	Endo Catch™ Gold Bergebeutel, 10 mm, 2,5 Zoll × 6 Zoll, 190 ml Volumenkapazität, 29,5 cm Schaftlänge	6

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

303 und 304 Edelstahl, Polycarbonat 20 % Glas, PTFE, Ge Lexan Polycarbonat, Silikonkautschuk Härtegrad, Polypropylen rot, Tinel Bb, Rnf 150, Polyurethan

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)
173050G	L 152 × B 111 × H 562

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Kontraindikationen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-endocatch-gold-tech-sheet-de-2445411

Medtronic
Further, Together