

# Lapro-Clip™

## Clip-Applikator



### PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
8886848700	Lapro-Clip™, Schaftlänge 26,5 cm	1
8886848701	Lapro-Clip™ Long, Schaftlänge 33 cm	1

### HERSTELLUNGSMATERIALIEN

17-4 PH Edelstahl

### VERSANDINFORMATIONEN (ALLE CODES)

	Abmessung des Innenkartons (mm)
8886848700	L 225 × B 54 × H 552
8886848701	L 225 × W 54 × H 552

### WEITERE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Nicht steril
Lebensdauer	n. z.
CE-Kennzeichnung	Klasse I nicht steril gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang VII

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2019 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens.  
19-weu-lapro-clip-clip-applier-tech-sheet-de-3538388