



Lapro-Clip™ Ladeeinheiten

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
8886848508	Lapro-Clip™ Multi-Ladeeinheit, automatische Einmal-Ladeeinheit mit 8 resorbierbaren Clips pro steriler Box	1
8886848808	Lapro-Clip™ Clip, Einmal-Ladeeinheit mit 6 resorbierbaren, mittelgroßen (8 mm) Clips pro steriler Box	6
8886848812	Lapro-Clip™ Clip, Einmal-Ladeeinheit mit 6 resorbierbaren, großen (12 mm) Clips pro steriler Box	6
8886848813	Lapro-Clip™ Clip, Einmal-Ladeeinheit mit 2 resorbierbaren, großen (12 mm) Clips pro steriler Box	10
8886848882	Lapro-Clip™ Clip, Einmal-Ladeeinheit mit 2 resorbierbaren, mittelgroßen (8 mm) Clips pro steriler Box	10

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Polymer auf Basis polyglykolischer Säure, Edelstahl, Polycarbonat, LCP

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung des Innenkartons (mm)	Abmessung des Versandkartons (mm)
8886848508	L 135 × B 19 × H 565	L 139 × B 102 × H 607
8886848808	L 226 × B 113 × H 113	n. z.
8886848812	L 226 × B 113 × H 113	n. z.
8886848813	L 226 × B 113 × H 113	n. z.
8886848882	L 226 × B 113 × H 113	n. z.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Kontraindikationen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2021. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens.
EMEA-AI-2000026 - 20-weu-lapro-clip-loading-units-tech-sheet-de-4757441

Medtronic
Further, Together