



Mini Step™

Radial expandierbares Zugangssystem für den Einmalgebrauch

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit	Menge
S110000	Step™ Kurz Insufflations-/Zugangsnadel, 14 Gauge kompatibel mit Step™ und VersaStep™ Zugangssystem	Karton	10
S100000	Step™ Insufflations-/Zugangsnadel, 14 Gauge kompatibel mit Step™ und VersaStep™ Zugangssystem	Karton	10
MS100703	Mini Step™ Kurz 2 mm/3-mm-Kanüle und Dilatator mit radial expandierbarer Hülse	Karton	10
MS100708	Mini Step™ Kurz 7 mm/8-mm-Kanüle und Dilatator mit radial expandierbarer Hülse und Reduzierer 7 mm/8 mm–5 mm	Karton	10
S101000	Step™ Radial expandierbare Hülse	Karton	10

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

S110000	ABS, Edelstahl, Polycarbonat
S100000	ABS, Edelstahl, Polycarbonat
MS100703	ABS, Silikon, Polyethylen, Urethan, Polyisopren, Polycarbonat
MS100708	ABS, Silikon, Polyethylen, Urethan, Polyisopren, Polycarbonat

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Abmessung des Innenkartons (mm)
S110000	L 257 × B 117 × H 152
S100000	L 257 × B 117 × H 152
MS100703	L 256 × B 146 × H 399
MS100708	L 256 × B 146 × H 399

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Steril	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid / Strahlung
Lebensdauer	5 Jahre: S110000 und S100000 3 Jahre: MS100703 und MS100708
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-mini-step-single-use-tech-sheet-de-2518423

Medtronic
Further, Together