



ReliaCatch™

Bergebeutel

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Versandverpackungsmenge
CATCH10	Bergebeutel, 10 mm	5

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Beutel	Ripstop-Nylon
Instrumentenschaft	Polykarbonat
Instrumentengriff und -gehäuse	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Instrumentengabel	301SS
Nahtmaterial	Nylon
Fadenschlingen-Ummantelung	LDPE (weiches Polyethylen)

ABMESSUNGEN

	Länge	Beutelgröße	Außendurchmesser
CATCH10	35,56 cm (Nutzlänge unter dem Schaft bis zum Gabelende)	275 ml	max 1 cm

VERPACKUNG (5 STÜCK PRO SCHACHTEL)

Verpackung der Einzeleinheiten	abgedichteter atmungsaktiver Weichbeutel aus Tyvek Nylon
Recyclbarer Anteil Verpackung (%):	Weichbeutel ist zu 100 % recycelbar, die Schachtel besteht aus 100 % recycelbaren Fasern

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Abmessungen (cm)
CATCH10	55,88 × 15,24 × 9,53 (L × B × T)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

PVC (Polyvinylchlorid)-freie Verpackung und PVC-freies Instrument (falls nicht, hat es Kontakt mit dem Patienten)	✓
Latexfreie Verpackung und latexfreies Instrument (falls nicht, hat es Kontakt mit dem Patienten)	✓
DEHP-frei	✓
Silikonfrei	✓
Steril – für den Einmalgebrauch	✓
Ist es beim Röntgen messbar/sichtbar (Röntgendicht)	Nein
Haltbarkeit (in Monaten)	48 Monate
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2021. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. EMEA-AI-2000007 - 20-weu-reliacatch-tech-sheet-de-4748280

Medtronic
Further, Together