



Step™ Insufflations-/ Zugangsnadel

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit	Menge
S110000	Step™ Kurz Insufflations-/Zugangsnadel, 14 Gauge kompatibel mit Step™ und VersaStep™ Zugangssystem	Box	10
S100000	Step™ Insufflations-/Zugangsnadel, 14 Gauge kompatibel mit Step™ und VersaStep™ Plus Zugangssystemen	Box	10

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Nadel	Edelstahl
-------	-----------

VERSANDINFORMATIONEN

	Innere Verpackung		Äußere Verpackung	
	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)
S110000	L 262 × B 124 × H 154	340	L 514 × B 414 × H 368	366
S100000	–	–	L 262 × B 120 × H 154	400

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Steril	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid, normale Aufbewahrungs- und Lagerungsbedingungen
Lebensdauer	5 Jahre

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-step-access-needle-tech-sheet-de-2519227

Medtronic
Further, Together