



Surgineedle™

Einweg- Pneumoperitonealnadel

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
172015	Surgineedle™ Einweg-Pneumoperitonealnadel, 120 mm	12
172016	Surgineedle™ Einweg-Pneumoperitonealnadel, 150 mm, lang	12

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

ABS GE, Polycarbonat GE LEXAN, 302, 304 Edelstahl, 17-7 PH Edelstahl, klares ABS

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessung der Versandverpackung (mm)
Innenkarton	L 257 × B 117 × H 132

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	5 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens. 17-weu-surgineedle-tech-sheet-de-1515330

Medtronic
Further, Together