



Surgiwip™

Ligadura con sutura de un solo uso con aplicador

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Referencia	Descripción	Cantidad por caja
EDW-50	Surgiwip™ ligadura con Surgidac™ Sutura de Poliéster Cubierta y Trenzada	12
EDW-51	Surgiwip™ ligadura con Surgidac™ Sutura de Poliéster Cubierta y Trenzada	12
ELW-30	Surgiwip™ ligadura con Polysorb™ Sutura de Poliéster Absorbible, Cubierta, Trenzada y Sintética	6
ELW-31	Surgiwip™ ligadura con Polysorb™ Sutura de Poliéster Absorbible, Cubierta, Trenzada y Sintética	6
ELW-33	Surgiwip™ ligadura con Polysorb™ Sutura absorbible, Cubierta, Trenzada y Sintética sin aplicador	6
ELW-42	Surgiwip™ ligadura con Polysorb™ Sutura de Poliéster Absorbible, Cubierta, Trenzada y Sintética	6
ELW-43	Surgiwip™ ligadura con Polysorb™ Sutura de Poliéster Absorbible, Cubierta, Trenzada y Sintética	6
ELW-53	Surgiwip™ ligadura con Polysorb™ Sutura de Poliéster Absorbible, Cubierta, Trenzada y Sintética	6

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Referencia	Descripción
EDW-50	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura PET
EDW-51	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura PET
ELW-30	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
ELW-31	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
ELW-33	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
ELW-42	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
ELW-43	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
ELW-52	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb
ELW-53	Nylon, policarbonato transparente, elastómero termoplástico, acero inoxidable y sutura Polysorb

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Referencia	Tamaño de caja interna (mm)
EDW-50	197 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
EDW-51	197 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ELW-30	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ELW-31	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ELW-33	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ELW-42	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ELW-43	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ELW-52	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)
ELW-53	156 × 152 × 470 (largo × ancho × alto)

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Referencia	
EDW-50	Óxido de Etileno/Radiación
EDW-51	Óxido de Etileno/Radiación
ELW-30	Óxido de etileno
ELW-31	Óxido de etileno
ELW-33	Óxido de etileno
ELW-42	Óxido de etileno
ELW-43	Óxido de etileno
ELW-52	Óxido de etileno
ELW-53	Óxido de etileno

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin látex	✓
DEHP	✓
Tiempo de conservación	5 años
Marcado CE	Clase III de acuerdo con la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE, Anexo II

IMPORTANTE: consulte el prospecto para conocer todas las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

© Medtronic 2021. Quedan reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic.
EMEA-AI-2100028 - 20-weu-surgiwip-tech-sheet-es-4750055

Medtronic