



V-Loc™

Wundverschluss- Ladeeinheit

PRODUKTFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge pro Packung
VLOCA004L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA006L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA008L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA204L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA206L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA208L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA304L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA306L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCA308L	V-Loc™ 180 resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN004L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN006L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN008L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN204L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN206L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN208L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN304L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN306L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6
VLOCN308L	V-Loc™ PBT nicht resorbierbare Ladeeinheit	6

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	3 Jahre

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Art.-Nr.	Materialien
VLOCA004L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA006L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA008L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA204L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA206L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA208L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA304L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA306L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCA308L	L21 Faden, Edelstahl, ABS, Nylon
VLOCN004L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN006L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN008L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN204L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN206L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN208L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN304L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN306L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS
VLOCN308L	Polybutesterfaden, Nylon, Edelstahl, ABS

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Abmessung des Innenkartons (mm)
VLOCA004L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA006L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA008L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA204L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA206L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA208L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA304L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA306L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCA308L	L 248 × B 197 × H 102
VLOCN004L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN006L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN008L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN204L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN206L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN208L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN304L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN306L	L 184 × B 171 × H 89
VLOCN308L	L 184 × B 171 × H 89

CE-KENNZEICHNUNG

Art.-Nr.	Medizinprodukte-Klasse
VLOCA004L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA006L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA008L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA204L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA206L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA208L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA304L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA306L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCA308L	Klasse III gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II
VLOCN004L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN006L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN008L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN204L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN206L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN208L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN304L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN306L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)
VLOCN308L	Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang II ohne (4)

Medtronic

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Kontraindikationen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

© Medtronic 2021. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Eigentum eines Medtronic-Unternehmens.
EMEA-AI-2000021 - 20-weu-v-loc-wound-closure-reload-tech-sheet-de-4750001