



VersaStep™

Insufflations-/ Zugangsnaedel

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit	Menge
VS070000	VersaStep™ Kurz Insufflations-/Zugangsnaedel, 14 Gauge	Karton	12
VS150000	VersaStep™ Lang Insufflations-/Zugangsnaedel, 14 Gauge	Karton	12

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Nadel	Edelstahl
-------	-----------

VERSANDINFORMATIONEN

	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)
Außenkarton	L 262 × B 120 × H 154	400

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Steril	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid, normale Aufbewahrungs- und Lagerungsbedingungen
Lebensdauer	5 Jahre

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-versastep-access-needle-tech-sheet-de-2519026

Medtronic
Further, Together