



VersaStep™ Plus

Radial expandierbares Zugangssystem für den Einmalgebrauch

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Verkaufseinheit	Menge
VS101000	VersaStep™ Radial expandierbare Hülse	Karton	6
VSR100005	VersaStep™ Wiederverwendbare radial expandierbare Hülse mit 5 mm Versaseal™	Karton	6
VSR100812P	VersaStep™ Wiederverwendbare radial expandierbare Hülse 5–12 mm mit 5–12 mm Versaseal Plus™	Karton	6
VSR100800	VersaStep™ Kurz Wiederverwendbare radial expandierbare Hülse	Karton	6
VSR107005	VersaStep™ Kurz Wiederverwendbares 5 mm Versaseal™ mit radial expandierbarer Hülse	Karton	6
VSR107812P	VersaStep™ Wiederverwendbare kurze radial expandierbare Hülse mit 5–12 mm Versaseal Plus™	Karton	6

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

Hülse	ABS, Nylon
Mandrin	Polyurethan
Kanüle	Polyurethan

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Steril	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid, normale Aufbewahrungs- und Lagerungsbedingungen
Lebensdauer	5 Jahre

WICHTIG: Die vollständigen Anweisungen, Gegenanzeigen sowie Warn- und Vorsichtshinweise sind der jeweiligen Gebrauchsanleitung zu entnehmen.

© Medtronic 2018. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens. 18-weu-versastep-plus-single-use-tech-sheet-de-2518624

Medtronic
Further, Together