


Produktspezifikationen

Bioprothese



Evolut™ FX
23 mm Aortenklappe

Modellnummer:
EVOLUTFX-23

Größe: 23 mm

Durchmesser des
Aortenannulus:
17†/18-20 mm




Evolut™ FX
26 mm Aortenklappe

Modellnummer:
EVOLUTFX-26

Größe: 26 mm

Durchmesser des
Aortenannulus:
20-23 mm



Evolut™ FX
29 mm Aortenklappe

Modellnummer:
EVOLUTFX-29

Größe: 29 mm

Durchmesser des
Aortenannulus:
23-26 mm



Evolut™ FX
34 mm Aortenklappe

Modellnummer:
EVOLUTFX-34

Größe: 34 mm

Durchmesser des
Aortenannulus:
26-30 mm

Ladesystem



Evolut™ FX
Ladesystem

Modellnummer:
L-EVOLUTFX-2329

23, 26 und 29 mm TAVI



Evolut™ FX
Ladesystem

Modellnummer:
L-EVOLUTFX-34

34 mm TAVI

†Angabe gilt nur für TAVI-in-SAV.

Alle obigen Artikel sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. In der Gebrauchsanweisung finden Sie eine vollständige Liste der Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen.

Kathetereinführsystem

Evolut™ FX


Kathetereinführsystem mit InLine Schleuse entspricht

14 Fr (Außendurchmesser der Kapsel 6,0 mm)

Modellnummer:

D-EVOLUTFX-2329

23, 26 und 29 mm TAVI



Evolut™ FX


Kathetereinführsystem mit InLine Schleuse entspricht

18 Fr (Außendurchmesser der Kapsel 7,33 mm)

Modellnummer:

D-EVOLUTFX-34

34 mm TAVI



Medtronic

Europa

Medtronic International
Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Telefon: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

Deutschland

Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
DE-40670 Meerbusch
deutschland@medtronic.com
www.medtronic.de
Telefon: +49 (0)2159 81 49 0
Telefax: +49 (0)2159 81 49 100

Österreich

Medtronic Österreich GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96
AT-1200 Wien
vienna@medtronic.com
www.medtronic.at
Telefon: +43 (0)1 240 44 0
Telefax: +43 (0)1 240 44 100

Schweiz

Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053
Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Telefon: +41 (0)31 868 01 00
Telefax: +41 (0)31 868 01 99