

# RENFORT DE PAROI POUR HERNIE DE L'AINE ET VENTRALE



## Parietene™ macroporeux

Renfort de paroi plan léger

### Caractéristiques du produit

Voies d'abord	Cœlioscopie et laparotomie
Positionnement	Extrapéritonéal
Matériau	Textile en polypropylène monofilament léger 2D
Résorption	Non résorbable
Grammage	46 g/m <sup>2</sup>
Porosité	2,4 x 2 mm
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Compatible avec nos dispositifs de fixation et d'accès	ReliaTack™, AbsorbaTack™, ProTack™, Tacker™, Endo Hernia™, Endo Universal™, Versatack™, Stat Tack™
Possibilité de redécoupage	Découpe possible sans démaillage
Tailles et formes	Rectangulaire : 11 x 6 cm, 15 x 8 cm, 15 x 10 cm, 45 x 30 cm Carré : 15 x 15 cm, 20 x 20 cm, 30 x 30 cm - Pré-découpé : 11 x 6 cm, 15 x 8 cm

## Références et désignations

### Parietene™ macroporeux

#### Renfort en polypropylène

Référence	Description	Qté/Boîte
<b>PPMK1106</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Pré-découpé, 11 x 6 cm	<b>1</b>
<b>PPMK1106X3</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Pré-découpé, 11 x 6 cm	<b>3</b>
<b>PPMK1106X6</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Pré-découpé, 11 x 6 cm	<b>6</b>
<b>PPMK1508</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Pré-découpé, 15 x 8 cm	<b>1</b>
<b>PPMK1508X3</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Pré-découpé, 15 x 8 cm	<b>3</b>
<b>PPMK1508X6</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Pré-découpé, 15 x 8 cm	<b>6</b>
<b>PPM1106</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 11 x 6 cm	<b>1</b>
<b>PPM1106X3</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 11 x 6 cm	<b>3</b>
<b>PPM1106X6</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 11 x 6 cm	<b>6</b>
<b>PPM1508</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 15 x 8 cm	<b>1</b>
<b>PPM1508X3</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 15 x 8 cm	<b>3</b>
<b>PPM1508X6</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 15 x 8 cm	<b>6</b>
<b>PPM1510</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 15 x 10 cm	<b>1</b>
<b>PPM1510X3</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 15 x 10 cm	<b>3</b>
<b>PPM1510X6</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 15 x 10 cm	<b>6</b>
<b>PPM1515</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Carré, 15 x 15 cm	<b>1</b>
<b>PPM1515X3</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Carré, 15 x 15 cm	<b>3</b>
<b>PPM1515X6</b>	<b>Parietene™ macroporeux monofilament 2D</b> - Carré, 15 x 15 cm	<b>6</b>
<b>PPM2020</b>	<b>Parietene™ renfort monofilament 2D</b> - Carré, 20 x 20 cm	<b>1</b>
<b>PPM2020X3</b>	<b>Parietene™ renfort monofilament 2D</b> - Carré, 20 x 20 cm	<b>3</b>
<b>PPM3030</b>	<b>Parietene™ renfort monofilament 2D</b> - Carré, 30 x 30 cm	<b>1</b>
<b>PPM3030X3</b>	<b>Parietene™ renfort monofilament 2D</b> - Carré, 30 x 30 cm	<b>3</b>
<b>PPM4530</b>	<b>Parietene™ renfort monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 45 x 30 cm	<b>1</b>
<b>PPM4530X3</b>	<b>Parietene™ renfort monofilament 2D</b> - Rectangulaire, 45 x 30 cm	<b>3</b>



VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE  
DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION.

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

© Medtronic, France. Septembre 2017. CARL : 1314.  
Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.  
Imprimé par RR Donnelley. www.rrdgs.com.  
Réalisation hors system

[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Medtronic France S.A.S  
27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001  
92513 Boulogne-Billancourt Cedex  
Tél. +33(0)1 55 38 17 00  
Fax : +33(0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

**Medtronic**