


RENFORT DE PAROI POUR HERNIE DE L'AINE



Parietex™

Système Plug & Patch

Caractéristiques du produit

Voie d'abord	Laparotomie
Positionnement	Extrapéritonéal
Matériau	Textile semi-résorbable en polyéthylène téréphtalate (PET) monofilament 2D et grips en acide polylactique (PLA) auto-fixants.
Résorption	> 18 mois
Grammage	Patch : 45 g/m ² Plug : Avant résorption du PLA : 72 g/m ² - Après résorption du PLA : 38 g/m ²
Porosité	1,5 x 1,5 mm
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Compatible avec nos dispositifs de fixation et d'accès	ReliaTack™, AbsorbaTack™, ProTack™, Tacker™, Endo Hernia™, Endo Universal™, Versatack™, Stat Tack™
Possibilité de redécoupage	Découpe possible sans démaillage
Tailles et formes	Pré-découpé : 6 cm et 8 cm de diamètre

Références et désignations

Parietex™

Renfort en polyester

Référence	Description	Qté/Boîte
PNP6	Parietex™ Plug & Patch Renfort monofilament 2D, pré-découpé, diamètre 6 cm	1
PNP8	Parietex™ Plug & Patch Renfort monofilament 2D, pré-découpé, diamètre 8 cm	1
PNP6x3	Parietex™ Plug & Patch Renfort monofilament 2D, pré-découpé, diamètre 6 cm	3
PNP8x3	Parietex™ Plug & Patch Renfort monofilament 2D, pré-découpé, diamètre 8 cm	3



VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE
DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION.

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

© Medtronic, France. Septembre 2017. CARL : 1310.
Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.
Imprimé par RR Donnelley. www.rrdgd.com.
Réalisation hors system

www.medtronic.fr

Medtronic France S.A.S
27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. +33(0)1 55 38 17 00
Fax : +33(0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

Medtronic