

RENFORT DE PAROI POUR HERNIE VENTRALE



Parietex™ composite optimisé

Renfort de paroi biface

Caractéristiques du produit

Voies d'abord	Cœlioscopie et laparotomie
Positionnement	Intrapéritonéal
Matériau	Textile en polyéthylène téréphtalate (PET) multifilament 3D et 2D/3D et film de collagène et glycérol
Résorption	Semi-résorbable
Grammage	78 g/m ²
Porosité	2,3 x 2,2 mm
Stérilisation	Rayons gamma
Compatible avec nos dispositifs de fixation et d'accès	ReliaTack™, AbsorbaTack™, ProTack™, Tacker™, Endo Hernia™, Endo Universal™, Versatack™, Stat Tack™
Possibilité de redécoupage	Découpe possible sans démaillage
Tailles et formes	Rond : 8 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm Rectangulaire : 15 x 10 cm, 20 x 15 cm, 25 x 20 cm, 30 x 20 cm, 37 x 28 cm

Références et désignations

Parietex™ composite optimisé

Renfort en polyester

Référence	Description	Qté/Boîte
PCO9FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rond, 9 cm de diamètre	1
PCO12FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rond, 12 cm de diamètre	1
PCO15FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rond, 15 cm de diamètre	1
PCO20FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rond, 20 cm de diamètre	1
PCO1510FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rectangulaire, 15 x 10 cm	1
PCO2015FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rectangulaire, angles arrondis, 20 x 15 cm	1
PCO2520FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rectangulaire, angles arrondis, 25 x 20 cm	1
PCO3020FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rectangulaire, angles arrondis, 30 x 20 cm	1
PCO3728FX	Parietex™ composite optimisé multifilament 3D Rectangulaire, angles arrondis, 37 x 28 cm	1

Tous les produits PCO sont aussi disponibles sans suture (PCO9X, PCO12X, PCO15X, PCO20X, PCO1510X, PCO2015X, PCO2520X, PCO3020X, PCO3728X)

Parietex™ composite optimisé avec ourlet de fixation multifilament

Renfort en polyester et film de collagène résorbable

Référence	Description	Qté/Boîte
PCO8OSX	Parietex™ composite optimisé multifilament 2D/3D Rond, 8 cm de diamètre	1
PCO1510OSX	Parietex™ composite optimisé multifilament 2D/3D Rectangulaire, 15 x 10 cm	1
PCO2015OSX	Parietex™ composite optimisé multifilament 2D/3D Rectangulaire, 20 x 15 cm	1
PCO2520OSX	Parietex™ composite optimisé multifilament 2D/3D Rectangulaire, 25 x 20 cm	1
PCO3020OSX	Parietex™ composite optimisé multifilament 2D/3D Rectangulaire, 30 x 20 cm	1

VEUILLEZ-VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE
DU PRODUIT AVANT TOUTE UTILISATION.

À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ.

© Medtronic, France. Septembre 2017. CARL : 1316.
Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.
Imprimé par RR Donnelley. www.rrdgs.com.
Réalisation hors system

www.medtronic.fr

Medtronic France S.A.S
27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. +33(0)1 55 38 17 00
Fax : +33(0)1 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

Medtronic